

Fotovita FV 10L (duża) - lampa antydepresyjna

Terapia jasnym światłem, regulując mechanizm wydzielania melatoniny synchronizuje wewnętrzne rytmy biologiczne. Fototerapia lampą antydepresyjną Fotovita działa przez oczy, ponieważ światło właśnie przez oczy dociera do mózgu i oddziałuje na szyszynkę. Dzięki regularnemu naświetlaniu szyszynka ogranicza produkcję melatoniny (hormon snu), co przekłada się na regulację rytmu dobowego.

Zalety fototerapii:

- zapobiega zimowej depresji
- usuwa złe samopoczucie, apatię, uczucie smutku i lęk
- pomaga w walce z bezsennością
- pomaga w walce z okresową bulimią
- łagodzi objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego
- jest tańsza od farmakoterapii
- jest bezpieczna, można ją stosować nawet u kobiet w ciąży i podczas karmienia
- nie powoduje skutków ubocznych
- Fototerapia jest skuteczna w 80 proc. przypadków i nie powoduje skutków ubocznych. Jej efekty widać już po kilku dniach
- Fototerapia jest bardzo wygodna - można ją stosować w warunkach domowych. Brakuje Ci czasu w domu - stosuj lampę w pracy.
- 5 lat gwarancji



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- Pobór mocy: 250 W
- Sposób zasilania świetlówek: przez przetwornice wysokiej częstotliwości (HF)
- Natężenie oświetlenia: 10000 lux w odległości 50 cm; 5000 lux w odległości 75 cm
- Trwałość świetlówek: 10 000 godzin pracy
- Klasa zabezpieczenia ppor.: 1
- Klasa ochronności: I
- Wymiary [mm]: wysokość: 570; szerokość: 345; głębokość: 130 (bez wspornika), 280 (z wspornikiem)
- Masa: 5,0 kg
- wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną TÜV NORD Polska numer 2274 oznacza pełną kontrolę procesu projektowania, produkcji i wprowadzania na rynek.

Zalecenia:

Zalecane są dwie sesje dziennie trwające minimum pół godziny. Stosowanie lamp na chandrę pozwala pacjentowi relaksować się. Światłoterapia daje najlepsze efekty, gdy jest stosowana wczesnym rankiem i wieczorem. Należy zwrócić uwagę również na kąt padania światła.

Niedobór promieni słonecznych powoduje zaburzenia podstawowych procesów fizjologicznych w organizmie człowieka. Dzięki lampom antydepresyjnym Fotovita mogą Państwo skutecznie wyeliminować skutki depresji, bezsenności oraz bulimii sezonowej. Na brak promieni słonecznych najczęściej narzekają kobiety, które o wiele bardziej odczuwają dyskomfort spowodowany spadkiem nastroju. Fotovita pomaga przetrwać okres jesienno-zimowy. Nasze lampy antydepresyjne niwelują skutki niedostatecznego nasłonecznienia organizmu.

W ofercie lamp antydepresyjnych Ultraviol znajduje się również:

Fotovita-10S - Natężenie oświetlenia: 3200 lux w odległości 50 cm; 1800 lux w odległości 75 cm

Fotovita-10M - Natężenie oświetlenia: 5000 lux w odległości 50 cm; 2500 lux w odległości 75 cm

Katalog produktów Ultraviol, ulotkę Fotovity oraz opis lampy antydepresyjnej Fotovita FV-10L znajdziecie Państwo w zakładce, MATERIAŁY DODATKOWE !