



U.B.M.- KATARZYNA KOTASIŃSKA  
Ul. Kazimierza Pułaskiego 4B  
46-100 Namysłów  
NIP 752-111-59-85  
REGON: 531661377


tel.:+48774127078  
tel.: +48 77 410 52 57  
[biuro@meble-medyczne.pl](mailto:biuro@meble-medyczne.pl)  
[www.meble-medyczne.pl](http://www.meble-medyczne.pl)

## KARTA KATALOGOWA

**1. PEŁNA NAZWA PRODUKTU/ WYROBU**

Fotel lekarski KL Comfort

**2. ZDJĘCIE**



**3. PRZEZNACZENIE PRODUKTU/ WYROBU**

Przeznaczony jest do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach,

**4. PARAMETRY TECHNICZNE**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Wysokość całkowita min.    | 1015 mm |
| Wysokość całkowita max.    | 1150 mm |
| Szerokość całkowita        | 665 mm  |
| Min. Wysokość siedziska    | 480 mm  |
| Max. wysokość siedziska    | 610 mm  |
| Szerokość oparcia          | 480 mm  |
| Wysokość oparcia           | 565 mm  |
| Średnica podstawy          | 600 mm  |
| Szerokość siedziska        | 480 mm  |
| Podłokietniki, zakres reg. | 80 mm   |

**5. NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT/ WYRÓB**

Deklaracja zgodności Producenta,

**6. ZESTAW URZĄDZEŃ (WYROBÓW) STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRODUKTU**

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkanina powlekana zmywalną, mechanizm: multiblock/synchro - blokowanie w wielu pozycjach, podstawa: chromowana, kółka do powierzchni miękkich, kolumna chromowana, podłokietnik regulowany z częścią chromowaną

**7. PRODUCENT**

Usługi Branży Metalowej Katarzyna Kotasińska  
46-100 Namysłów, ul. Kazimierza Pułaskiego 4B, NIP 752-111-59-85



Firma posiada certyfikowany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.  
System Zarządzania Jakością zgodny z EN ISO 13485