

## KARTA KATALOGOWA

### 1. PEŁNA NAZWA WYROBU

Stół rehabilitacyjny SR-S

### 2. ZDJĘCIE



### 3. PRZEZNACZENIE PRODUKTU / WYROBU

Przeznaczony jest do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach.

### 4. PARAMETRY TECHNICZNE

Długość:	1880 mm
Szerokość:	550 mm
Wysokość:	510 mm
Dopuszczalne obciążenie	180kg
Regulowany kąt pochylenia zagłówka w zakresie +/- 40°	
Waga stołu	30 kg

### 5. NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT / WYRÓB

Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, Deklaracja zgodności CE.

### 6. ZESTAW URZĄDZEŃ (WYROBÓW) STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRODUKTU

Stabilny stelaż metalowy z profili o przekroju 25x25 mm malowany proszkowo, leże dwusegmentowe z płyty wiórowej o grubości 16 mm obłożonej pianką poliuretanową 40 mm, tapicerka bezszwowa z materiału zmywalnego, łatwa do dezynfekcji, odporna na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach służby zdrowia, odporna na promienie UV. Uchwyt na prześcieradło pod zagłówkiem o szerokości 560 mm ( szerokość rolki 550 mm), regulacja zagłówka za pomocą układu samohamującego. 18 kolorów tapicerki do wyboru

### 7. PRODUCENT

Usługi Branży Metalowej Katarzyna Kotasińska  
46-100 Namysłów,  
ul. Kazimierza Pułaskiego 4B,  
NIP 752-111-59-85