

Stolik medyczny SOLO



Zastosowanie/przeznaczenie

Może być stosowany do żywienia pacjenta w łóżku medycznym szpitalnym. Konstrukcja stelaża podstawy umożliwi bliskie dosunięcie stolika do łóżka, fotela oraz krzesła. Możliwość zmiany wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia pozwala dostosować jego pozycję dla wygody pacjenta.

Specyfikacja techniczna

Dane ogólne:

Wymiary zewnętrzne (sz/gł/wys.) mm	815 x 460 x 763
Wymiary blatu (sz/gł.) mm	605 x 460
Wymiary blatu stałego (sz/gł.) mm	205 x 460
Blat stolika pochylany (w osi) °	30 – 60
Zakres regulacji wysokości mm	746 - 1090
Maksymalne dopuszczalne obciążenie (wewnątrz) kg	15
Waga stolika kg	15,5

Koła i hamulce:

Podwójne koła Ø 50 mm, 2 koła z hamulcem

Dane pozostałe:

Blat regulowany wykonany z płyty HPL zabudowany pokrywą z tworzywa ABS z rantem o wys. 15 mm na obwodzie

Blat stały wykonany z płyty HPL zabudowany pokrywą z tworzywa ABS z rantem o wys. 15 mm na obwodzie oraz wgłębieniem na kubek o śr. 80 mm



U.B.M.-KATARZYNA KOTASIŃSKA
ul. Kazimierza Pułaskiego 4B
46-100 Namysłów
NIP 752-111-59-85
REGON: 531661377

tel.: +48 77 412 70 78
tel.: +48 77 410 52 57
biuro@meble-medyczne.pl
www.meble-medyczne.pl



Firma posiada certyfikowany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
System Zarządzania Jakością zgodny z EN ISO 13485