



U.B.M.-KATARZYNA KOTASIŃSKA
ul. Kazimierza Pułaskiego 4B
46-100 Namysłów
NIP 752-111-59-85
REGON: 531661377

tel.: +48 77 412 70 78
tel.: +48 77 410 52 57
biuro@meble-medyczne.pl
www.meble-medyczne.pl

KARTA KATALOGOWA

1. PEŁNA NAZWA PRODUKTU/ WYROBU|

Stojak do kroplówek SK-2

2. ZDJĘCIE



3. PRZEZNACZENIE PRODUKTU/ WYROBU

Przeznaczony jest do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach,

4. PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokość: min.1100 - max.2000 mm

Średnica podstawy: 600mm

Dopuszczalne obciążenie jednego haka do 2,5 kg

5. NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT/ WYRÓB

Deklaracja zgodności CE, wpis do URWMiSB

6. ZESTAW URZĄDZEŃ (WYROBÓW) STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRODUKTU

wysuwany metalowy statyw ze stali nierdzewnej zakończony dwoma haczykami do zawieszania worków lub butelek z płynami infuzyjnymi, dół statywu ze stali węglowej pokryty farbą proszkową, podstawa pięciopiramienna na pięciu kółkach, śruba mocująca, pokrętło/zacisk,

7. PRODUCENT

Usługi Branży Metalowej Katarzyna Kotasińska

46-100 Namysłów, ul.Kazimierza Pułaskiego 4B, NIP 752-111-59-85



Firma posiada certyfikowany przez TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.
System Zarządzania Jakością zgodny z EN ISO 13485