



U.B.M.-KATARZYNA KOTASIŃSKA  
ul. Kazimierza Pułaskiego 4B  
46-100 Namysłów  
NIP 752-111-59-85  
REGON: 531661377

tel: +48 77 412 70 78  
tel.: +48 77 410 52 57  
[biuro@meble-medyczne.pl](mailto:biuro@meble-medyczne.pl)  
[www.meble-medyczne.pl](http://www.meble-medyczne.pl)

## KARTA KATALOGOWA

### 1. PEŁNA NAZWA PRODUKTU/ WYROBU

Stojak do kroplówek SK-4

### 2. ZDJĘCIE



### 3. PRZEZNACZENIE PRODUKTU/ WYROBU

Przeznaczony jest do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach,

### 4. PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokość: min.1100 - max.2100 mm

Średnica podstawy: 560 mm

### 5. NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT/ WYRÓB

Deklaracja zgodności CE, wpis do URWM

### 6. ZESTAW URZĄDZEŃ (WYROBÓW) STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRODUKTU

4 wieszaki ze stali kwasoodpornej, pokrętko/zacisk, statyw ze stali kwasoodpornej, pięcionóg ze stali malowany proszkowo z kółkami jezdnymi, dodatkowa opcja dwóch kół z blokadą, śruba mocująca

### PRODUCENT

Usługi Branży Metalowej Katarzyna Kotasińska

46-100 Namysłów, ul. Kazimierza Pułaskiego 4B, NIP 752-111-59-85



Firma posiada certyfikowany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.  
System Zarządzania Jakością zgodny z EN ISO 13485