

KARTA KATALOGOWA

Stół rehabilitacyjny StoRe – Basic na kołach




1. PRZEZNACZENIE PRODUKTU / WYROBU

Stół do rehabilitacji StoRe – Basic na kołach może stanowić wyposażenie gabinetów zabiegowych i lekarskich. Może pełnić rolę leżanki do badań lub stołu zabiegowego. Daje umożliwić pacjentom przybranie prawidłowej pozycji do przeprowadzenia efektywnego i bezpiecznego zabiegu.

2. PARAMETRY TECHNICZNE

Długość: 1900 mm
Szerokość: 550 mm
Wysokość: 550 mm
Kątowa regulacja segmentu zagłówka + 45° do - 30°
Maksymalne dopuszczalne obciążenie 180 kg

3. NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT / WYRÓB

Wpis do Wyrobów Medycznych, Deklaracja zgodności 

4. WYPOSAŻENIE PRODUKTU

Stelaż metalowy, leżysko i zagłówek tapicerowane bezszwowo, uchwyt na prześcieradło, koła.