



U.B.M.-KATARZYNA KOTASIŃSKA  
ul. Kazimierza Pułaskiego 4B  
46-100 Namysłów  
NIP 752-111-59-85  
REGON: 531661377


tel.: +48 77 412 70 78  
tel.: +48 77 410 52 57  
[biuro@meble-medyczne.pl](mailto:biuro@meble-medyczne.pl)  
[www.meble-medyczne.pl](http://www.meble-medyczne.pl)

## KARTA KATALOGOWA

### 1. PEŁNA NAZWA WYROBU

Stół rehabilitacyjny **StoRe - Basic**

### 2. ZDJĘCIE



### 3. PRZEZNACZENIE PRODUKTU / WYROBU

Stół do rehabilitacji StoRe – Basic może stanowić wyposażenie gabinetów zabiegowych i lekarskich. Może pełnić rolę leżanki do badań lub stołu zabiegowego. Daje umożliwić pacjentom przybranie prawidłowej pozycji do przeprowadzenia efektywnego i bezpiecznego zabiegu.

### 4. PARAMETRY TECHNICZNE

Długość:	1900 +/- 15mm
Szerokość:	550 +/- 15mm
Wysokość:	550 +/- 15 mm
Kątowa regulacja segmentu zagłówka	+ 45° do - 30° (± 5°)
Maksymalne dopuszczalne obciążenie	180 kg
Okres użytkowania	10 lat




Firma posiada certyfikowany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.  
System Zarządzania Jakością zgodny z EN ISO 13485



U.B.M.-KATARZYNA KOTASIŃSKA  
ul. Kazimierza Pułaskiego 4B  
46-100 Namysłów  
NIP 752-111-59-85  
REGON: 531661377

tel.: +48 77 412 70 78  
tel.: +48 77 410 52 57  
[biuro@meble-medyczne.pl](mailto:biuro@meble-medyczne.pl)  
[www.meble-medyczne.pl](http://www.meble-medyczne.pl)

## 5. NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT / WYRÓB

Wpis do Wyrobów Medycznych, Deklaracja zgodności 

## 6. ZESTAW URZĄDZEŃ (WYROBÓW) STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRODUKTU

Stelaż metalowy, leżysko, zagłówek pełny lub opcjonalnie z otworem na twarz, uchwyt na prześcieradło.

## 7. PRODUCENT

UBM – Katarzyna Kotasińska  
46-100 Namysłów, ul. Kazimierza Pułaskiego 4B, NIP 752-111-59-85



Firma posiada certyfikowany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.  
System Zarządzania Jakością zgodny z EN ISO 13485