



U.B.M.-KATARZYNA KOTASIŃSKA
ul. Kazimierza Pułaskiego 4B
46-100 Namysłów
NIP 752-111-59-85
REGON: 531661377

tel.: +48 77 412 70 78
tel.: +48 77 410 52 57
biuro@meble-medyczne.pl
www.meble-medyczne.pl

KARTA KATALOGOWA

PEŁNA NAZWA WYROBU

Taboret LEKO - OP

ZDJĘCIE



PRZEZNACZENIE PRODUKTU / WYROBU

Przeznaczony jest do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach.

PARAMETRY TECHNICZNE

Minimalna wysokość:	590 mm
Maksymalna wysokość :	780 mm
Średnica siedziska:	390 mm
Grubość siedziska:	100 mm
Średnica podstawy:	600 mm
Wysokość oparcia pleców	155 mm
Zakres regulacji oparcia pleców	90 mm

NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT / WYRÓB

Deklaracja zgodności CE, wpis do URW MiSB

ZESTAW URZĄDZEŃ (WYROBÓW) STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRODUKTU

Podstawa pięcioramienna chromowana, sprężyna gazowa, siedzisko tapicerowane, oparcie tapicerowane, łącznik oparcia chromowany, 5 kół obrotowych jezdnych.

PRODUCENT

Usługi Branży Metalowej Katarzyna Kotasińska
46-100 Namysłów, ul. Kazimierza Pułaskiego 4B, NIP 752-111-59-85



Firma posiada certyfikowany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
System Zarządzania Jakością zgodny z EN ISO 13485