

KARTA KATALOGOWA

1. PEŁNA NAZWA WYROBU

Taboret LEKO 1 - OP

2. ZDJĘCIE



3. PRZEZNACZENIE PRODUKTU / WYROBU

Przeznaczony jest do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach.

4. PARAMETRY TECHNICZNE

Minimalna wysokość:	590 mm
Maksymalna wysokość :	780 mm
Średnica siedziska:	390 mm
Grubość siedziska:	100 mm
Średnica podstawy:	640 mm
Zakres regulacji oparcia pleców	80 mm

5. NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT / WYRÓB

Deklaracja zgodności CE, rejestracja w URWM

6. ZESTAW URZĄDZEŃ (WYROBÓW) STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRODUKTU

Podstawa pięcioramienna chromowana, sprężyna gazowa, podnózek chromowany, siedzisko tapicerowane, oparcie tapicerowane, łącznik oparcia chromowany, 5 kół obrotowych jezdnych.