



U.B.M.- KATARZYNA KOTASIŃSKA
ul. Kazimierza Pułaskiego 4B
46-100 Namysłów
NIP 752-111-59-85
REGON: 531661377

tel.: +48 77 412 70 78

tel.: +48 77 410 52 57

biuro@meble-medyczne.pl

www.meble-medyczne.pl

KARTA KATALOGOWA

1. PEŁNA NAZWA WYROBU

Taboret medyczny LEKO

2. ZDJĘCIE



3. PRZEZNACZENIE PRODUKTU / WYROBU

Przeznaczony jest do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach.

4. PARAMETRY TECHNICZNE

Minimalna wysokość: 590 mm

Maksymalna wysokość : 780 mm

Średnica siedziska: 390 mm

Grubość siedziska: 100 mm

Średnica podstawy: 600 mm

5. NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT / WYRÓB

Deklaracja zgodności CE, wpis do URWM.

6. ZESTAW URZĄDZEŃ (WYROBÓW) STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRODUKTU

Podstawa pięcioramienna chromowana, sprężyna gazowa, siedzisko tapicerowane, 5 kół obrotowych jezdnych.

7. PRODUCENT

Usługi Branży Metalowej Katarzyna Kotasińska

46-100 Namysłów, ul. Kazimierza Pułaskiego 4B, NIP 752-111-59-85



Firma posiada certyfikowany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
System Zarządzania Jakością zgodny z EN ISO 13485