

KARTA KATALOGOWA

1. PEŁNA NAZWA PRODUKTU/ WYROBU

Taboret MEDICA STS

2. ZDJĘCIE



3. PRZEZNACZENIE PRODUKTU/ WYROBU

Przeznaczony jest do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach,

4. PARAMETRY TECHNICZNE

Min. wysokość	570 mm
Max wysokość	820 mm
Rodzaj siedziska	siodło tapicerowane
Średnica podstawy	640 mm

5. NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT/ WYRÓB

Deklaracja zgodności, wpis do URWM

6. ZESTAW URZĄDZEŃ (WYROBÓW) STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRODUKTU

Podstawa pięcioramienna chromowana, kolumna pneumatyczna chromowana, siedzisko siodło tapicerowane, system synchro, nożny system regulacji wysokości siedziska

7. PRODUCENT

Usługi Branży Metalowej Katarzyna Kotasińska
46-100 Namysłów, ul. Pułaskiego 4B, NIP 752-111-59-85