

# KARTA KATALOGOWA

## 1. PEŁNA NAZWA WYROBU

Taboret T-POL 1

## 2. ZDJĘCIE



## 3. PRZEZNACZENIE PRODUKTU / WYROBU

Przeznaczony jest do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach.

## 4. PARAMETRY TECHNICZNE

Minimalna wysokość:	595 mm
Maksymalna wysokość :	845 mm
Średnica siedziska:	350 mm
Grubość siedziska:	30 mm
Średnica podstawy:	640 mm

## 5. NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT / WYRÓB

Deklaracja zgodności.

## 6. ZESTAW URZĄDZEŃ (WYROBÓW) STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRODUKTU

Podstawa pięcioramienna chromowana, sprężyna gazowa, podnózek, siedzisko z poliuretanu, 5 kół obrotowych jezdnych.

## 7. CZAS GWARANCJI

24 miesiące

## 8. CZAS REAKCJI NA ZGŁOSZENIE USZKODZENIA ORAZ USUWANIA USTEREK W OKRESIE GWARANCJI

14 dni

## 9. OKRES NIEZBĘDNY DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

14 dni

## 10. PRODUCENT

Usługi Branży Metalowej Katarzyna Kotasińska  
46-100 Namysłów, ul. Kresowa 5, NIP 752-111-59-85