



U.B.M.-KATARZYNA KOTASIŃSKA
ul. Kazimierza Pułaskiego 4B
46-100 Namysłów
NIP 752-111-59-85
REGON: 531661377

tel.: +48 77 412 70 78
tel.: +48 77 410 52 57
biuro@meble-medyczne.pl
www.meble-medyczne.pl

KARTA KATALOGOWA

PEŁNA NAZWA WYROBU

Stół rehabilitacyjny SR-M

ZDJĘCIE



PRZEZNACZENIE PRODUKTU / WYROBU

Przeznaczony jest do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach.

PARAMETRY TECHNICZNE

Długość:	1880 mm
Szerokość:	550 mm
Wysokość:	510 mm
Dopuszczalne obciążenie	180kg
Kąt pochylecia podglówka od	-40° do + 40°

NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT / WYRÓB

Wpis do URWM, Deklaracja zgodności CE

ZESTAW URZĄDZEŃ (WYROBÓW) STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRODUKTU

Stelaż metalowy, leżysko i zagłówek tapicerowane bezszwowo, uchwyt na prześcieradło, regulacja zagłówek za pomocą układu samohamującego, 4 koła w tym 2 z hamulcem

PRODUCENT

Usługi Branży Metalowej Katarzyna Kotasińska
46-100 Namysłów, ul. Kazimierza Pułaskiego 4B, NIP 752-111-59-85