

MATERAC RATOWNICZY NAVY RESCUE MATTRESS II

OPIS PRODUKTU:

Germa Navy Rescue to specjalny materac ratowniczy opracowany na potrzeby marynarki wojennej. Przygotowanie produktu przeprowadzone w ścisłej współpracy ze szwedzką marynarką wojenną, bazując na jej wiedzy, doświadczeniu i faktycznych potrzebach. Navy Rescue to urządzenie ewakuacyjne i ratownicze, łączące materac próżniowy z noszami ewakuacyjnym.

Zapewnia pełną, bezpieczną stabilizację pacjenta spełniając równocześnie wymagania spotykane podczas ewakuacji z bardzo wąskich i trudnych przestrzeni występujących powszechnie na statkach morskich możliwości. Umożliwia przemieszczanie pacjentów wąskimi windami, stromymi schodami i ciasnymi korytarzami, ewakuację pionową z luków i ładowni czy możliwością przeciągnięcia sprzętu po różnych powierzchniach.

Podczas ewakuacji ze statku, materac Navy Rescue ma możliwość utrzymania pacjenta o wadze do 140 kg na wodzie. Uwaga: zawsze wymagana jest asekuracja ratownika w wodzie

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Produkt zgodny z normą europejską EN 1865 i EN 1789 MDR 2017/745 Wyrób medyczny klasy 1
- Po 7 wbudowanych uchwytów z każdej strony + 3 na dole i 3 na górze
- Spodnia strona noszy wykonana z włókna szklanego
- Silny system pasów zabezpieczających pacjenta
- Nośność: 200 kg
- Wyporność do 140 kg obciążenia



Trudnopalny



Zgrzewane szwy HF



Przezroczyste
dla RTG, MRI i CT

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	WAGA	INNE
223 cm	103 cm	6,5 cm	10,5 kg	Maksymalne skurczenie się na długości: 1% Maksymalne skurczenie się na szerokości: 3% Temperatura pracy: od -36°C do +75°C

MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY	TORBA WEWNĘTRZNA	GRANULAT	CZĘŚĆ GÓRNA
Włókno poliestrowe powlekane PVC, trudnopalny	poliester	Granulat polistyrenowy (trudnopalny)	drewno brzoźowe, granulki poliamidu i polistyrenu

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

	MODEL	
	22201811410	Materac ratowniczy NAVY RESCUE Mattress II
CZĘŚCI	15271000501	Zestaw naprawczy
ZAMIENNE	12078300000	Klamry do pasków

Okres gwarancji: 3 lata

KORZYŚCI:

Materac wykonany zgodnie z EN 1789 i 1865

- Wbudowane 7 uchwytów z każdej strony + 3 na dole i 3 na górze – poprawia możliwości manipulacji podczas przemieszczania pacjenta w kierunku pionowym
- Wykonany z tworzywa sztucznego o dużej przezierności – idealnie nadaje się do zdjęć rentgenowskich. Umożliwia wstępną diagnostykę RTG, CT czy MRI w tym bezpośrednio prześwietlenie bez dodatkowej obsługi pacjenta
- Spód urządzenia wykonany z włókna szklanego – poprawiająca trwałość i możliwość przesuwania materaca po podłodze/schodach oraz przeciskania przez wąskie przestrzenie
- Stabilny system pasów zabezpieczających – prawidłowo zabezpiecza pacjenta w różnych warunkach i sposobach transportu
- Opracowany we współpracy ze szwedzką marynarką wojenną – jest produktem dedykowanym do specyficznych działań tej służby. Spełnia postawione przez nią wysokie wymagania techniczne i funkcjonalne



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

