

# PEŁNY ZESTAW SZYN PRÓŻNIOWYCH MOD



## OPIS PRODUKTU:

Germa MOD to specjalistyczna linia produktów ratowniczych przeznaczonych dla wojska.

Linia szyn próżniowych Germa MOD to oryginalne, wysokiej jakości unieruchomienia o długiej żywotności, stworzone zgodnie z potrzebami i specyfiką działań militarnych

Zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiej jakości stabilizacji rannym pacjentom podczas transportu w trudnych warunkach. Przeznaczone do stabilizacji i unieruchomienia pacjentów z urazami ręki, nadgarstka, ramienia, nogi, barku i/lub biodra.

Szyna dopasowuje się do indywidualnego złamania, zapewniając pacjentowi optymalne, skuteczne i bardzo wygodne unieruchomienie i podparcie.

Zaprojektowana i skonstruowana tak, aby ograniczyć do minimum potrzebny na jej przygotowanie czas oraz zapewnić niezawodność działania.

Podobnie jak wszystkie pozostałe produkty Germa serii MOD są wykonane z PVC nie odbijającego podczerwieni (Non IR reflective).

## ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Produkt zgodny z MDR 2017/745  
Wyrób medyczny klasy 1

## SKŁAD ZESTAWU:

- Szyna na nadgarstek
- Szyna na ramię
- Szyna na podudzie
- Szyna na całą nogę
- Zestaw naprawczy
- Pompka ręczna
- Torba transportowa na zestaw



Trudnopalny



Zgrzewane szwy HF



Uniwersalny zawór z zatyczką



Przezroczyste dla RTG, MRI i CT

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	WAGA	INNE
83 cm	32 cm	32 cm	4,75 kg	Maksymalne skurczenie się szyn na długości: 1% Maksymalne skurczenie szyn się na szerokości: 3% Temperatura pracy: od -36°C do +75°C

MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY	TORBA WEWNĘTRZNA	GRANULAT	CZĘŚĆ GÓRNA
Włókno poliestrowe powlekane PVC, trudnopalne i nie odbijające podczerwieni (Non IR reflective)	poliester	Granulat polistyrenowy (trudnopalny)	drewniana – sklejka brzoźowa

## INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

MODEL		
272005800		Pełny zestaw szyn próżniowych MOD
23005002012		Unieruchomienie podciśnieniowe małe
23005002013		Unieruchomienie podciśnieniowe średnie
23005002014		Unieruchomienie podciśnieniowe duże
<b>CZĘŚCI</b>	<b>12633800000</b>	Zawór próżniowy Germa czarny
<b>ZAMIENNE</b>	<b>15005002817</b>	Zestaw naprawczy oliwkowy

Okres gwarancji: 3 lata

## KORZYŚCI:

Szyny wykonane zgodnie z EN 1789 i 1865

- Wyjątkowa konstrukcja wewnętrzna z systemem kanałów – pozwala ratownikom na szybkie przygotowanie szyny, równomierne rozproszenie granulatu, a co za tym idzie stabilne i optymalne unieruchomienie pacjenta
- Solidne, pełne spawanie szyny – ułatwia czyszczenie materaca oraz zapewnia długą jego żywotność
- Szyny na nogi posiadają dodatkowy pas Velcro – dzięki czemu mogą służyć jako materac próżniowy dla niemowląt i małych dzieci
- Szyna na całą nogę jest wyposażona w dodatkowe paski na rzepy – co zapewnia uniwersalny rozmiar tego unieruchomienia
- Rzepy Velcro są przyszyte do kawałka tkaniny pokrytej PVC – wzmocnią to wytrzymałość pasków z rzepami
- Zawór ze specjalnie zaprojektowanym otworem wlotowym – pozwala na podłączenie bezpośrednio, w celu odessania powietrza z komór, większości urządzeń ssących bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów
- Pompka o dużej objętości, która jest szybka w użyciu – oszczędza czas unieruchomienia kończyny



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl  
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

