

WKŁAD DO EWAKUACJI 4 NIEMOWLĄT SKEDCO KIDDIE LITTER

Producent: SKEDCO
Model: SK 255

OPIS PRODUKTU:

Wkład do ewakuacji niemowląt Kiddie Litter został opracowany w celu umożliwienia szybkiej, awaryjnej ewakuacji noworodków i niemowląt z oddziałów szpitalnych lub żłobków przy użyciu noszy SKED SK 250 w wersji Hazmat i wersji Szpitalnej. Rozwiązanie to zapewnia niedostępną do tej pory skuteczność ewakuacji z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa dzieci.

Wkładka posiada cztery ciepłe kieszenie typu Papoose, które można regulować w zależności od rozmiaru dziecka. Każda kieszeń wyposażona jest w mały kapturek, który utrzymuje głowę dziecka w cieple i utrzymuje dziecko stabilnie w torbie podczas przechyłów noszy głównych. Kierunek transportu dzieci jest zgodny z kierunkiem transportu noszy Sked, co pozwala na równoczesny transport dzieci różnej wielkości i zapobiega urazom ich szyi podczas ewakuacji.

Możliwość wyposażenia noszy Sked z wkładem do ewakuacji niemowląt w system szybkiego dostępu Infant Rapid Access, zapewnia możliwość natychmiastowej ewakuacji bez konieczności przygotowywania zestawu.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- 4 niezależne kieszenie dla 4 dzieci
- Niezależna regulacja wielkości każdej z kieszeni
- Możliwość jedynie częściowego otwarcia kieszeni
- Kieszenie wykonane z ciepłego, chroniącego przed wychłodzeniem materiału
- Każda z kieszeni wyposażona jest w kapturek, chroniący głowę dziecka
- System szybkiego wpięcia/wypięcia wkładu do noszy
- Amortyzacja wkładu przed wstrząsami przy transporcie w noszach
- Miejsce na wkładkę identyfikacyjną na powierzchni każdej z kieszeni
- Kompatybilność ze szpitalnymi noszami ewakuacyjnymi SKED HHM



MATERIAŁ

Wkładka: tkanina nylonowa o gęstości 420 Denier
Kieszenie: 368 g poliestrowy dwustronny polar arktyczny

WAGA

1,4 kg

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

MODEL	
SK-255	Wkład do ewakuacji 4 niemowląt do noszy SKED
SK-2550	Nosze SKED HMH z wkładem do ewakuacji 4 niemowląt
SK-2550-1	Zestaw szybkiego dostępu z noszami SKED HMH z wkładem do ewakuacji 4 niemowląt
SK-2550-2	Zestaw szybkiego dostępu z noszami SKED HMH z wkładem do ewakuacji 8 niemowląt

KORZYŚCI:

- Wkład umożliwia równoczesne zabranie 4 dzieci – zapewnia rewolucyjną szybkość i skuteczność ewakuacji do strefy bezpiecznej już przez 2-ch ratowników przy wykorzystaniu wszystkich możliwości transportowych noszy SKED HMH
- Mocowanie do noszy SKED HMH za pomocą 4 pasów z szybkozłączkami – pozwala na szybki montaż/demontaż wkładu w noszach
- Dzieci wsuwane są do kieszeni – dzięki czemu nie ma ryzyka rozpięcia się kieszeni podczas transportu
- Regulacja głębokości kieszeni – pozwala do dopasowanie jej wielkości do faktycznego rozmiaru dziecka
- Wbudowana czapeczka zapewnia komfort termiczny dziecka i zapobiega jego wysunięciu
- Każda kieszeń jest wyposażona w miejsce na tabliczkę identyfikacyjną dziecka
- Wkład wyposażony jest w piankę amortyzującą jego spód – co niweluje wstrząsy noszy oraz możliwość wystąpienia urazów dzieci podczas transportu



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

