

KOŃCÓWKI I ZESTAWY DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO OP-GAL-FLEX

OP-GAL-Flex suction handles and suction sets for operative field
Наконечники и комплекты для отсасывания операционного поля с
ручкой OP-GAL-Flex, отсасывающие трубки



- końcówki i zestawy wyposażone w wygodną rączkę z możliwością kontroli odsysania



- handles and sets equipped with comfortable handle with possibility of suction control



- наконечники и комплекты оборудованы удобной ручкой с ручным регулированием контроля отсасывания






Końcówki do odsysania pola operacyjnego z rączką OP-GAL-Flex

Handle OP-GAL-Flex for operative field with suction tips

Наконечники для отсасывания операционного поля с ручкой OP-GAL-Flex



Standard
Conventional
Стандартные

Standard mikrochirurgiczne
Conventional for microsurgery
Стандартные для микрохирургии




średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
2 mm	290 mm	ORS-2	730602931	ORS-2-S	730602941
3 mm	290 mm	ORS-3	730902931	ORS-3-S	730902941
4 mm	290 mm	ORS-4	731202931	ORS-4-S	731202941
6 mm	300 mm	ORS-6	731803031	ORS-6-S	731803041
8 mm	300 mm	ORS-8	732403031	ORS-8-S	732403041
10 mm	300 mm	ORS-10	733003031	ORS-10-S	733003041

Perforowane
Perforated (Yankauer)
Перфорированные





średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	300 mm	ORP-6	731803032	ORP-6-S	731803042
8 mm	300 mm	ORP-8	732403032	ORP-8-S	732403042
10 mm	300 mm	ORP-10	733003032	ORP-10-S	733003042

Splaszczzone
Flattened (Duckbill)
Сплюснутые





średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	300 mm	ORD-6	731803033	ORD-6-S	731803043
8 mm	300 mm	ORD-8	732403033	ORD-8-S	732403043
10 mm	300 mm	ORD-10	733003033	ORD-10-S	733003043

Punktowe
Pinpoint
Пунктирные




średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6/3 mm	300 mm	ORPK-6/3	731803034	ORPK-6/3-S	731803044

Kanki zgięte
Pool - angled
Изогнутая клестирная трубка





średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
8/6 mm	308 mm	ORKZ-8/6	731803035

Kanki proste
Pool - straight
Прямая клестирная трубка



średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
8/6 mm	308 mm	ORKP-8/6	731803036

Z kulką
Bulbous
С шариком



średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	300 mm	ORB-6	731803037	ORB-6-S	731803047




Zestawy do odsysania pola operacyjnego z rączką OP-GAL-Flex


Suction sets OP-GAL-Flex for operative field with suction tips

Комплекты для отсасывания операционного поля OP-GAL-Flex

Standard
Conventional
Стандартные




Standard mikrochirurgiczne
Conventional for microsurgery
Стандартные для микрохирургии




średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
2 mm	2390 mm	ORS-2+WO-8	730623951	ORS-2-S+WO-8	730623961
3 mm	2390 mm	ORS-3+WO-8	730923951	ORS-3-S+WO-8	730923961
4 mm	2390 mm	ORS-4+WO-8	731223951	ORS-4-S+WO-8	731223961
6 mm	2400 mm	ORS-6+WO-8	731824051	ORS-6-S+WO-8	731824061
8 mm	2400 mm	ORS-8+WO-8	732424051	ORS-8-S+WO-8	732424061
10 mm	2400 mm	ORS-10+WO-10	733024071	ORS-10-S+WO10	733024081


Perforowane
Perforated (Yankauer)
Перфорированные



średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	2400 mm	ORP-6+WO-8	731824052	ORP-6-S+WO-8	731824062
8 mm	2400 mm	ORP-8+WO-8	732424052	ORP-8-S+WO-8	732424062
10 mm	2400 mm	ORP-10+WO-10	733024072	ORP-10-S+WO-10	733024082




Splaszczone
Flattened (Duckbill)
Сплюснутые




średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	2400 mm	ORD-6+WO-8	731824053	ORD-6-S+WO-8	731824063
8 mm	2400 mm	ORD-8+WO-8	732424053	ORD-8-S+WO-8	732424063
10 mm	2400 mm	ORD-10+WO-10	733024073	ORD-10-S+WO-10	733024083

Punktowe
Pinpoint
Пунктирные




średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6/3 mm	2400 mm	ORPK-6/3+WO-8	731824054	ORPK-6/3-S	731824064

Kanki zgięte
Pool - angled
Изогнутая клестирная трубка




średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
8/6 mm	2408 mm	ORKZ-8/6+WO-8	731824055




średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
8/6 mm	2408 mm	ORKP-8/6+WO-8	731824056

Z kulką
Bulbous
С шариком



średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	2400 mm	ORB-6+WO-8	731824057	ORB-6-S+WO-8	731824067



Przewody ssące
Connecting suction tubes
Отсасывающие трубки



wewnętrznie ryflowane
internally ribbed
профилированные

średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
CH24/8 mm	2100 mm	WO-8	792421002
	3000 mm	WO-8x3000	792430002
CH30/10 mm	2100 mm	WO-10	793021002
	3000 mm	WO-10x3000	793030002