

ZESTAWY DO AKTYWNEGO DRENAŻU

Active drainage sets

Комплекты для активного дренажа




- pojemniki ssące wykonane z PE
- z przewodami z PCW, zaciskami i opaską mocującą
- uniwersalny konektor z podziałką umożliwiającą po przycięciu połączenie drenów Ch 6-18
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu



- suction containers made of PE
- with tubes made of PVC, clamps and fastening strip
- universal connector with scale, cut-to-fit with drains Ch 6-18
- disposable
- sterile, sterilized in ethylene oxide




- отсасывающие контейнеры изготовлены из ПЭ
- с трубками из ПВХ, зажимами и закрепляющей повязкой
- универсальный коннектор со шкалой, благодаря которому возможно после соответствующего подрезания легкое соединение с дренажными трубками Ch 6-18
- одноразового использования
- стерильные, стерилизованные этиленоксидом




Butelka do drenażu
Drainage bottle
Контейнер для дренажа

Pojemność ml Capacity ml Емкость мл	Podciśnienie Vacuum Вакуумметрическое давление	nr katalogowy reference number Номер каталожный
150 ml	N 80 mmHg	800001503
300 ml	N 78 mmHg	800003003
400 ml	N 66 mmHg	800004003




Typ A - z jednym przewodem ssącym
Type A - with one suction tube
Тип А - с одной отсасывающей трубкой

Pojemność ml Capacity ml Емкость мл	Podciśnienie Vacuum Вакуумметрическое давление	nr katalogowy reference number Номер каталожный
150 ml	N 80 mmHg	800001500
300 ml	N 78 mmHg	800003000
400 ml	N 66 mmHg	800004000




Typ B - z dwoma przewodami ssącymi
Type B - with two suction tubes
Тип В - с двумя отсасывающими трубками

Pojemność ml Capacity ml Емкость мл	Podciśnienie Vacuum Вакуумметрическое давление	nr katalogowy reference number Номер каталожный
150 ml	N 80 mmHg	800001501
300 ml	N 78 mmHg	800003001
400 ml	N 66 mmHg	800004001




Typ C - z przewodem ssącym i przewodem do opróżniania
Type C - with suction and evacuation tube
Тип С - с отсасывающей трубкой и трубкой для опорожнения комплекта

Pojemność ml Capacity ml Емкость мл	Podciśnienie Vacuum Вакуумметрическое давление	nr katalogowy reference number Номер каталожный
150 ml	N 80 mmHg	800001502
300 ml	N 78 mmHg	800003002
400 ml	N 66 mmHg	800004002



Zestaw z przewodem ssącym i zaworem antyrefluksyjnym
Set with suction tube and anti-reflux valve
Комплект с отсасывающей трубкой и противозвратным вентилем

Pojemność ml Capacity ml Емкость мл	Podciśnienie Vacuum Вакуумметрическое давление	nr katalogowy reference number Номер каталожный
150 ml	N 80 mmHg	800001504
300 ml	N 78 mmHg	800003004
400 ml	N 66 mmHg	800004004



Typ Mini
Type Mini
Тип Мини

Pojemność ml Capacity ml Емкость мл	nr katalogowy reference number Номер каталожный
25 ml	800000252