



## MILLENNIA

### DESKA ORTOPEDYCZNA

#### OPIS PRODUKTU:

Deska jest wykonana z wyjątkowo wytrzymałego ABS, przenikliwego dla promieniowania X. Millennium ma wbudowane w obrys 16 uchwytów do przenoszenia oraz 10 trzpieni rozmieszczonych na obwodzie, służących do mocowania pasów (po 5 na każdej krawędzi deski). Wbudowane w otwory sworznie umożliwiają zaczepienie uprząży do pasów. Ścięte zakończenie od strony nóg ułatwia manewrowanie w wąskich przestrzeniach, zaś gładka powierzchnia umożliwia delikatne przesuwanie pacjenta.

#### ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Konstrukcja z ABS
- Waga 6,4 kg
- Odporności na płyny i środki chemiczne
- Ścięte zakończenie od strony nóg
- 16 uchwytów do przenoszenia deski
- 10 trzpieni, które pozwalają na użycie pasów z karabińczykiem
- 5 otworów do mocowania stabilizatora głowy
- Możliwość zastosowania różnych systemów pasów zabezpieczających
- Prześwietalna w stopniu diagnostycznych dla promieni RTG
- Zgodna z norma EN1865-1

#### PARAMETRY TECHNICZNE:

Szerokość	Nośność	Długość	Głębokość	Waga
46 cm	159 kg	183 cm	5 cm	6,4 kg

#### KORZYŚCI:

- Konstrukcja z ABS zapewnia desce Millennium wyjątkową lekkość - waży zaledwie 6,4 kg
- Dzięki odporności na płyny i środki chemiczne, pozwala na łatwą dezynfekcję po substancjach biologicznych i na łatwiejszą konserwację
- Zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas unieruchamiania i transportu pacjenta dzięki sztywności zmniejszającej kąt zgięcia odcinka szyjnego kręgosłupa
- Gwarantuje najwyższą zwrotność w ciasnych przestrzeniach dzięki kompaktowemu, zwężającemu się kształtowi
- 16 uchwytów do przenoszenia deski, zapewniają komfort podczas transportu
- 10 trzpieni, które pozwalają na użycie pasów z karabińczykiem, umożliwiające bezpieczne zapięcie pacjentów w zależności od ich stanu
- Prześwietalna w stopniu diagnostycznych dla promieni RTG, co pozwala na diagnostykę obrazową pacjenta, bez potrzeby zdejmowania pacjenta z deski.
- Specjalnie wyprofilowany kształt, minimalizuje ryzyko przygniecenia palców użytkowników podczas odkładania deski na podłozie

# UNIWERSALNY SYSTEM UNIERUCHOMIENIA GŁOWY 445

## OPIS PRODUKTU:

Przystosowany jest do współpracy z niemal każdym rodzajem desek ortopedycznych. Głowa pacjenta spoczywa na miękkiej podkładce pomiędzy dwoma klockami, posiadającymi otwory na wysokości uszu poszkodowanego. Dodatkowo stabilizację zapewniają paski: czołowy i podbródkowy. Unieruchomienie wykonane jest z materiałów przenikliwych dla promieni X i pokryte tworzywem wodoodpornym.



## PASY KODOWANE KOLORAMI LUB W KOLORZE CZARNYM

### MODEL PKM

## PARAMETRY TECHNICZNE:

- Szerokość pasa ~ 5 cm
- Kodowane kolorami



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; [www.paramedica.pl](http://www.paramedica.pl)  
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.  
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

