

MATERAC RATOWNICZY NAVY RESCUE MATTRESS II

OPIS PRODUKTU:

Germa Navy Rescue to specjalny materac ratowniczy opracowany na potrzeby marynarki wojennej i w ścisłej z nią współpracy, w oparciu o jej wiedzę, doświadczenie i faktyczne potrzeby. Navy Rescue to urządzenie ewakuacyjne i ratownicze, łączące materac próżniowy z noszami ewakuacyjnymi.

Zapewnia pełną i bezpieczną stabilizację pacjenta, spełniając równocześnie wymagania spotykane podczas ewakuacji z bardzo wąskich i trudnych przestrzeni występujących powszechnie na statkach morskich. Materac umożliwia transport pacjentów wąskimi windami, stromymi schodami czy ciasnymi korytarzami, a także ewakuację pionową z luków i ładowni oraz daje możliwość przeciągania sprzętu po różnych powierzchniach.

Podczas ewakuacji ze statku materac Navy Rescue ma możliwość utrzymania pacjenta o wadze do 140 kg na wodzie. Uwaga: zawsze wymagana jest asekuracja ratownika w wodzie.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Produkt zgodny z normą europejską EN 1865 i EN 1789 MDR 2017/745 Wyrób medyczny klasy 1
- Po 7 wbudowanych uchwytów z każdej strony oraz 3 na dole i 3 na górze
- Spodnia strona noszy wykonana z włókna szklanego
- Silny system pasów zabezpieczających pacjenta
- Nośność: 200 kg
- Wyporność do 140 kg obciążenia



DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	WAGA	INNE
223 cm	103 cm	6,5 cm	10,5 kg	Maksymalne skurczenie się na długości: 1% Maksymalne skurczenie się na szerokości: 3% Temperatura pracy: od -36°C do +75°C

MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY	TORBA WEWNĘTRZNA	GRANULAT	CZĘŚĆ GÓRNA
Włókno poliestrowe powlekane PVC, trudnopalny	poliester	Granulat polistyrenowy (trudnopalny)	drewno brzoźowe, granulki poliamidu i polistyrenu

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

	MODEL	
	22201811410	Materac ratowniczy NAVY RESCUE Mattress II
CZĘŚCI	15271000501	Zestaw naprawczy
ZAMIENNE	12078300000	Klamry do pasków

Okres gwarancji: 3 lata

KORZYŚCI:

- Wbudowane 7 uchwytów z każdej strony oraz 3 na dole i 3 na górze poprawiają możliwości manipulacji podczas przemieszczania pacjenta w kierunku pionowym
- Wykonany z tworzywa sztucznego o dużej przezierności – idealnie nadaje się do zdjęć rentgenowskich. Umożliwia wstępną diagnostykę RTG, CT czy MRI, w tym bezpośrednie prześwietlenie bez dodatkowej obsługi pacjenta
- Spód wykonany z trwałego włókna szklanego, co daje możliwość przesuwania materaca po podłodze lub schodach oraz przeciskania go przez wąskie przestrzenie
- Stabilny system pasów zabezpieczających – prawidłowo zabezpiecza pacjenta w różnych warunkach i sposobach transportu
- Opracowany we współpracy ze szwedzką marynarką wojenną jest produktem dedykowanym do specyficznych działań tej służby. Spełnia postawione przez nią wysokie wymagania techniczne i funkcjonalne



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

