

Materac ewakuacyjny **MINI RESCUE 6** pozwala na jednoczesną ewakuację sześciu niemowlaków (noworodków) w sytuacji zagrożenia



#### Specyfikacja techniczna:

- Model: Mini Rescue 6
- Wymiary po rozłożeniu: 210 x 60 cm
- Wymiary po złożeniu: 70 x 60 cm
- Grubość gąbki: 7 cm
- Materiał: Poliester trudno zapalny, bakteriobójczy
- Odpowiedni do ewakuacji dzieci do 70 cm wzrostu
- Szelkowe, trzypunktowe pasy zabezpieczające + kieszeń na nogi
- Zabezpieczenie głowy
- Klapy zabezpieczające ewakuowane dzieci
- Uchwyty do transportu



# MATERAC MINI RESCUE 6