

Model S-240E



Model S-242E



Cechy

- Najpopularniejsze krzesła transportowe w rodzinie Ferno. Niewielkie wymiary. Przeznaczone do transportu pacjentów z domu do ambulansu i z powrotem
- Funkcja składania/rozkładania krzesła z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu
- Teleskopowe uchwyty przednie z regulacją długości i wysokości na 2 poziomach
- Dwa tylne składane uchwyty transportowe w modelu S-240E i cztery w modelu S-242E
- Dwa tylne koła o średnicy 12,5 cm (S-240E)
- Dwa przednie koła o średnicy 8 cm z hamulcami i blokadą kierunku / Dwa tylne koła o średnicy 12,5 cm (S-242E)
- Powlekane winylem pokrycie nylonowe jest łatwe do czyszczenia i odporne na plamy, krew i ciecze
- Wykonane z anodowanego aluminium zabezpieczonego przed korozją i przystosowane do dezynfekcji trzy szybko odpinane pasy pacjenta oraz pasy na nogi bezpiecznie przytrzymują pacjenta
- 60-0110-009 KRZESŁO S-240E
- 60-0110-010 KRZESŁO S-242E

Modele krzeseł S-240E, S-242E zostały zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane zgodnie ze specyfikacją norm EN 1789 i EN 1865-1.

Specyfikacja



Długość	Szerokość	Wysokość	Waga/bez pasów/S-240E	Waga/bez dolnych tylnych uchwytów/S-242E	Limit obciążenia
74 cm	92 cm	53 cm	8,65 kg	10 kg	159 kg
Długość w położeniu złożonym		Wysokość w położeniu złożonym		Szerokość w położeniu złożonym	
92 cm		17 cm		53 cm	