

INTERCEPT™

Detergent



Firma STERIS

ROZWIĄZANIA

dla doskonałego czyszczenia

Detergent INTERCEPT

INTERCEPT Detergent to formuła na bazie surfaktantu opracowana specjalnie do ręcznego lub automatycznego czyszczenia endoskopów, narzędzi chirurgicznych i akcesoriów. Skoncentrowany roztwór ma szybki czas kontaktu i niskie stężenie użytkowe, co oszczędza placówkom czas i pieniądze. INTERCEPT Detergent spełnia wytyczne społeczne dotyczące skutecznego czyszczenia ręcznego.

- Udowodniono, że usuwa zanieczyszczenia biologiczne i organiczne znajdujące się na instrumentach
- Formuła o niskim pienieniu i neutralnym pH jest skuteczna w przypadku zabrudzeń organicznych, a jednocześnie bezpieczna dla narzędzi
- Ekonomiczna, skoncentrowana formuła obniża koszty jednostkowe
- Chemia przyjazna dla środowiska i biodegradowalna

Chusteczki INTERCEPT™

Chusteczki INTERCEPT Wipes umożliwiają czyszczenie powierzchni instrumentów przy łóżku pacjenta lub podczas czyszczenia ręcznego.

Gotowe do użycia chusteczki są wstępnie nasączone odpowiednio rozcieńczonym detergentem INTERCEPT, co umożliwia wygodne i ekonomiczne usuwanie zabrudzeń z endoskopów, narzędzi i blatów.

- Chusteczki nie pozostawiające włókien, trwałe i bardzo chłonne zapewniają doskonałe czyszczenie powierzchni instrumentów
- Duża ściereczka o wymiarach 7"x10" zwiększa powierzchnię i zawiera gotowy do użycia roztwór detergentu w każdym arkuszu
- Niski koszt użytkowania standaryzuje praktyki i pozwala oszczędzać pieniądze
- Eliminuje potrzebę stosowania kosztownych gąbek podczas czyszczenia ręcznego



Detergent INTERCEPT

Chusteczki INTERCEPT

Zestaw przyłóżkowy INTERCEPT™

Wyposaż swój personel w zestawy INTERCEPT Bedside Kits, aby zapewnić sobie wygodny i skuteczny proces wstępnego czyszczenia.

- Wstępnie odmierzone saszetki detergentu INTERCEPT zapewniają właściwe rozcieńczenie i poprawa usuwania resztek organicznych przy łóżku pacjenta
- Detergent bez enzymów zapewnia stałą skuteczność czyszczenia w szerokim zakresie temperatur i warunków
- Uniwersalna miska zapewnia elastyczność w zakresie pojemności 250 ml lub 500 ml
- Solidna konstrukcja miski zmniejsza ryzyko rozlania
- Wygodne, jednorazowe rozwiązanie eliminuje ryzyko skażenia związane z ponownym używaniem ręczników i umywalek
- Łatwa w użyciu gąbka zatrzymuje płyn, co umożliwia dokładniejsze wycieranie rurki wprowadzającej



Stosowanie detergentu INTERCEPT w całym procesie ponownego przetwarzania pomoże zapewnić zgodność ze standardami ręcznego czyszczenia

ASGE

- „Ogólnie rzecz biorąc, transmisja patogenów za pośrednictwem standardowych endoskopów z możliwością oglądania końcówek wiąże się z nieprzestrzeganiem ustalonych wytycznych dotyczących czyszczenia i dezynfekcji/sterylizacji endoskopów, akcesoriów lub powiązanego sprzętu albo z użyciem wadliwego sprzętu”.

Wytyczne ASGE dla wielu stowarzyszeń z 2020 r. dotyczące ponownego przetwarzania elastycznych endoskopów żołądkowo-jelitowych

CDC

- „Dokładne czyszczenie jest wymagane przed dezynfekcją wysokiego poziomu i sterylizacją, ponieważ materiały nieorganiczne i organiczne, które pozostają na powierzchniach instrumentów, zakłócają skuteczność tych procesów. Ponadto, jeśli zabrudzone materiały wyschną lub przypalą się na instrumentach, proces usuwania staje się trudniejszy, a proces dezynfekcji lub sterylizacji mniej skuteczny lub nieskuteczny. Instrumenty chirurgiczne należy wstępnie namoczyć lub wypłukać, aby zapobiec wysychaniu krwi i zmiękczyć lub usunąć krew z instrumentów”.

Wytyczne CDC z 2008 r. dotyczące dezynfekcji i sterylizacji w placówkach opieki zdrowotnej

SGNA

- „Ręczne czyszczenie endoskopów jest konieczne przed automatycznym/ręcznym HLD lub sterylizacją... Jest to najważniejszy krok w usuwaniu obciążenia mikrobiologicznego z endoskopu. Wymaga skupionej i świadomej uwagi”.

Standardy kontroli zakażeń SGNA z 2018 r. w zakresie reprocessowania giętkich endoskopów żołądkowo-jelitowych

Informacje o zamawianiu detergentów INTERCEPT dla rodziny

Rodzina detergentów INTERCEPT

NUMER CZĘŚCI	OPIS
ML02-0106	Detergent INTERCEPT (4 butelki po 1 galonie/karton)
ML02-0107	INTERCEPT Wipes (4 opakowania/karton, 100 chusteczek/pojemnik)
100900	Zestaw INTERCEPT Bedside Kit (pudełko zawierające 50 zestawów zawierających saszetkę detergentu, gąbkę i jednorazową miszkę)
100902	Zestaw INTERCEPT Bedside Kit (pudełko zawierające 50 zestawów zawierających saszetkę detergentu, cylindryczną gąbkę i jednorazową miszkę)
Konsultować Twoja sprzedaż Przedstawiciel	Zestawy do zabiegów endo

