

RAPICIDE™ PA

Środek dezynfekujący wysokiego poziomu

SZYBKI, SKUTECZNY ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY ABY WSPIERAĆ TWOJE ENDOSKOPY POTRZEBY PONOWNEGO PRZETWARZANIA

RAPICIDE PA środek dezynfekujący wysokiego stopnia jest środkiem jednorazowego użytku, roztwór na bazie kwasu nadoctowego, który jest bezpieczny dla środowiska. Jest przeznaczony do stosowania w automatycznym reprocesorze endoskopowym ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru, reprocesorze ADVANTAGE PLUS™ i DSD EDGE™

Przetwarzacz.

- Dezynfekcja w ciągu pięciu minut w temperaturze 86°F (30°C)
- Skutecznie zabija gruźlicę, wirusy zapalenia wątroby, Clostridium difficile, VRE, MRSA i CRE
- Jednorazowa, bezaldehydowa baza chemiczna
- Bezpieczny dla środowiska, strumień odpadów po użyciu roztworu rozkłada się na wodę i ocet - gotowy
Biodegradowalność zgodna z OCED310



PASKI TESTOWE RAPICIDE™ PA

Służą do potwierdzenia minimalnego wymaganego stężenia
Spełniono wymogi PAA dla środka dezynfekującego wysokiego szczebla RAPICIDE PA

- Tabela kolorów umożliwia szybkie sprawdzenie stężenia
- Czas zanurzenia 1 sekunda; czas odczytu 30 sekund



Firma STERIS

ZESTAWY DO USUWANIA ROZLANIA ŚRODKA DEZYNFEKUJĄCEGO PA

Zestawy do usuwania rozlewów ułatwiają szybką neutralizację rozlewów w Twoim obiekcie. Zestaw zawiera odpowiedni neutralizator i środki ochrony osobistej (PPE) niezbędne do bezpiecznego sprzątania rozlewu lub wycieku.

- RAPICIDE PA Środek dezynfekujący wysokiego poziomu
- Neutralizator wodorowęglanu sodu NEUTRA-OX™
- Neutralizator NEUTRA-OX™
- Czapka bouffant
- Rękawice nitrylowe
- Suknia
- Ochraniacze na buty
- Okulary ochronne z osłoną twarzy
- Nóż mieszający



INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA ŚRODKA DEZYNFEKUJĄCEGO RAPICIDE PA	
NUMER CZĘŚCI	OPIS
ML02-0117 (USA)	RAPICIDE PA Środek dezynfekujący wysokiego poziomu (4 butelki/opakowanie – 2 części A, 2 części B)
ML02-0118	Paski testowe RAPICIDE PA (2 butelki/opakowanie – 100 pasków/butelka)
78400-974	Zestaw do usuwania rozlanego środka dezynfekującego RAPICIDE PA do dezynfekcji wysokiego poziomu