

ISA™

Myjnia-dezynfektor endoskopów

Reprocesowanie



EWOLUCYJNY PROCES, REWOLUCYJNE ROZWIĄZANIE

Celem firmy Cantel jest opracowywanie i zapewnianie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zapobiegania zakażeniom i ich kontroli na całym świecie.

Myjnia-dezynfektor endoskopów ISA stanowi unikalną propozycję nowej generacji. Jest to szybkie, wydajne i elastyczne rozwiązanie w zakresie reprocessowania, zaprojektowane dla endoskopów wymagających najbardziej zaawansowanej technologii oraz najwyższych standardów jakości.



KOMPLETNY CYKL OCHRONY

Tylko firma Cantel – globalny lider w zakresie zapobiegania zakażeniom – zapewnia **kompletny cykl ochrony**, pełnowartościowe aktywne partnerstwo, w ramach którego pomagamy eliminować ryzyko, usprawniać wydajność operacyjną i osiągnięcie jak najlepszych wyników.

REPROCESOWANIE Dezynfekcja wysokiego poziomu (HLD) to kamień milowy w zakresie zapobiegania zakażeniom. Technologie reprocessowania Cantel zostały zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić pacjentowi bezpieczeństwo poprzez przestrzeganie najbardziej restrykcyjnych norm w zakresie dezynfekcji wysokiego poziomu, optymalizację wydajności pracy, zapewnienie wszechstronności poprzez obsługę szerokiego zakresu endoskopów.



Myjnia-dezynfektor endoskopów ISA™

Szybkie i efektywne rozwiązanie w zakresie reprocesowania

SZYBKA I PROSTA OBSŁUGA W CELU ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI

- Pełny cykl sterylizacji z myciem w 20 minut z monitorowaniem kanałów
- Prosta i przyjazna dla użytkownika obsługa i eksploatacja
- Informacje dotyczące umieszczania i obsługi endoskopów poprzez system RFID – pomaga unikać błędów i oszczędza czas



KOMPAKTOWA I ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA DLA ZAPEWNIENIA MAKSYMALNEJ WYGODY UŻYTKOWNIKA

- Duża i łatwa do załadowania komora pomieści wszystkie typy endoskopów elastycznych
- Intuicyjny interfejs zapewnia łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji na temat cyklu
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwą instalację, obsługę i konserwację



ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKÓW, PACJENTÓW I ENDOSKOPÓW

- Obsługa bez użycia rąk i z wykorzystaniem technologii RFID w celu kontroli i zapobiegania zakażeniom
- Pełne śledzenie w dokumentacji cyklu papierowej i elektronicznej
- Proces zwalidowany, w pełni zgodny z normami UNI EN ISO 15883-1/4 i UNI CEN ISO/TS 15883-5 (w tym Soil Test® tzw. "brudzik" w Austrii, Niemczech i Francji).



WŁAŚCIWA FORMUŁA DLA UZYSKANIA NAJLEPSZEJ WYDAJNOŚCI I EFEKTÓW

- Chemikalia przeznaczone do użytku w temperaturze pokojowej, kompatybilne ze wszystkimi typami endoskopów elastycznych
- Obniżone zużycie wody i chemikaliów
- Zaprojektowanych specjalnie do użytku z myjnią-dezynfektorem endoskopów ISA



SPECYFIKACJA URZĄDZENIA ISA™ MYJNIA-DEZYNFEKTOR DO ENDOSKOPÓW



Wymiary

700 mm (l) x 1400 mm (h) x 650 mm (d) wraz z monitorem

Masa

75 kg

Wymagania elektryczne

100 V-240 V, 50-60Hz

Temperatura otoczenia pracy

5° - 40° C

Wilgotność

20 - 80%

Czas cyklu

20 minut (kompletny cykl), 12 minut (tylko cykl HLD)

Wydajność procesu

1 endoskop na cykl

Środek dezynfekcyjny wysokiego poziomu/środek sterylizujący

ISASPOR™ środek dezynfekcyjny/sterylant jednorazowego użycia, dwuskładnikowy na bazie kwasu nadoctowego oraz ISAZONE™ aktywator

RAPICIDE™ PA środek dezynfekcyjny/sterylant jednorazowego użycia, dwuskładnikowy na bazie kwasu nadoctowego

Detergent

ISACLEAN™ detergent multienzymatyczny

INTERCEPT™ PLUS detergent nieenzymatyczny

ISA™ MYJNIA-DEZYNFEKTOR DO ENDOSKOPÓW – INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ		
NUMER CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
500187	ISASPOR™ środek dezynfekcyjny/sterylant jednorazowego użycia	1 x 10 l roztworu A+B
500188	ISASPOR™ środek dezynfekcyjny/sterylant jednorazowego użycia	1 x 5 l roztworu A+B
ML02-0158	RAPICIDE™ PA środek dezynfekcyjny/sterylant jednorazowego użycia	1 x 5 l A+B
ML02-0115	RAPICIDE™ PA środek dezynfekcyjny/sterylant jednorazowego użycia	2 x 5 l AA+BB
500189	ISACLEAN™ detergent	2 x 5 l
ML02-0145	INTERCEPT™ PLUS detergent	2 x 5 l
93250-222	ISA™ CPC filtry	0,45 µm + 0,1 µm
ISA4400	ISA™ CPC filtr powietrza	1
ISAROTS2	ISA™ rolka do drukarki	1

ISA™, ISASPOR™, ISAZONE™ i ISACLEAN™ są zarejestrowanymi znakami handlowymi Cantel Medical (Italy) S.r.l.

RAPICIDE™ i INTERCEPT™ są znakami handlowymi Medivators Inc.

CANTEL – wcześniej MEDIVATORS

www.cantelmedical.eu

Medivators BV | t: +31 45 5 471 471 (obsługa klienta)

© 2019 Cantel Medical Corp. 50098-882-EN.EU/G

