

The background features a close-up of a medical device, likely a catheter, with a blue and black shaft. A scale with the number '30' is visible in the upper left. The device has a small, clear, bulbous section. The overall design is clean and professional, with abstract geometric shapes in the corners.

JEDNORAZOWA UROLOGICZNA
KOSZULKA DOSTĘPOWA
Z SYSTEMEM ODSYSANIA

ELEPHANT II

Zhejiang YiGao Medical Technology Co., Ltd.

Koszulka dostępu moczowodowego do giętkich ureterorenoskopów z funkcją odsysania

W skład zestawu wchodzi rozszerzadło, koszulka oraz pojemnik na zebrany materiał:

- Koszulka wyposażona w stalowe pierścienie usztywniające na całej długości części sztywnej, pokryta obustronnie powłoką hydrofilną na całej długości, skalowana co 1 cm,
- Końcówka koszulki giętka na odcinku 15 cm,
- Suwak umożliwiający regulację siły odsysania,
- Rozbieralna uszczelka,
- Produkt jednorazowy, sterylizowany tlenkiem etylenu,
- Pojemnik na zebrany materiał o pojemności 180 ml:
 - wyposażony w zawór regulujący przepływ,
 - dren.



NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA (Fr)	DŁUGOŚĆ (cm)
YGE-AGS09035	9	35
YGE-AGS09535	9,5	35
YGE-AGS10035	10	35
YGE-AGS10535	10,5	35
YGE-AGS11035	11	35
YGE-AGS11535	11,5	35
YGE-AGS12035	12	35
YGE-AGS13035	13	35
YGE-AGS14035	14	35
YGE-AGS09045	9	45
YGE-AGS09045	9,5	45
YGE-AGS10045	10	45
YGE-AGS10545	10,5	45
YGE-AGS11045	11	45
YGE-AGS11545	11,5	45
YGE-AGS12045	12	45
YGE-AGS13045	13	45

YGE-AGS14045	14	45
YGE-AGS09055	9	55
YGE-AGS09555	9,5	55
YGE-AGS10055	10	55
YGE-AGS10555	10,5	55
YGE-AGS11055	11	55
YGE-AGS11555	11,5	55
YGE-AGS12055	12	55
YGE-AGS13055	13	55
YGE-AGS14055	14	55

UWAGA: Powyższe średnice mają zastosowanie do średnicy wewnętrznej koszulki, która tożsama jest z uzyskiwanym kanałem roboczym. Aby uzyskać średnicę zewnętrzną, do powyższego parametru należy doliczyć 2 Ch.

- Np. średnica zewnętrzna koszulki YGE-AGS09035 wynosi 11 Ch.

Producent

**Zhejiang YiGao Medical
Technology Co., Ltd.**

No. 3, Gaoxin Jiu Road,
Xiaoshan Economic and Technological
Development Zone,
Hangzhou, Zhejiang, Chiny

yigaomedical.com
export@yigaomedical.com
Tel.: 0571-86022937

Dystrybutor

**Advance Europe Sp. z o.o. Biuro
Techniczno-Handlowe**

Fasolowa 31A
02-482 Warszawa

advanceeurope.com.pl
ae@advanceeurope.com.pl
Tel.: + 48 (22) 843-05-18