



PICC LINE

Zestawy do wkłuc centralnych zakładane obwodowo

BEZPIECZNY I DŁUGOOKRESOWY DOSTĘP NACZYNIOWY

Zestawy PICC do wkłuc centralnych zakładane obwodowo służą m.in. do administracji płynów, antybiotyków, chemioterapii, pozajelitowego odżywiania, administracji leków przeciwbólowych oraz pobierania próbek krwi.

KIMAL
delivering healthcare innovation

INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO

PICC LINE

Nr. Ref.	OPIS PRODUKTU
KP-CTSL-0355-KOD	Kimal PICC CT 3 Fr. x 55cm zestaw jednoświatłowy
KP-CTSL-0455-KOD	Kimal PICC CT 4 Fr. x 55cm zestaw jednoświatłowy
KP-CTSL-0555-KOD	Kimal PICC CT 5 Fr. x 55cm zestaw jednoświatłowy
KP-CTDL-0555-KOD	Kimal PICC CT 5 Fr. x 55cm zestaw dwuświatłowy
KP-CTDL-0655-KOD	Kimal PICC CT 6 Fr. x 55cm zestaw dwuświatłowy
KP-CTTL-0655-KOD	Kimal PICC CT 6 Fr. x 55cm zestaw dwuświatłowy

PICCLINE

ZESTAW ZAWIERA



Kimal PICCLINE standardowy zestaw zawiera:

- PICC cewnik (widoczny pod CT)
- G21 x 7cm igła echogeniczna (zielony uchwyt)
- 10ml strzykawka
- Mini skalpel
- 50cm 0.018" nitinolowy przewodnik J flex tip
- Krótka koszulka rozrywalna micro introducer
- 80cm 0.018" nitinolowy usztywniacz/prowadnik z atraumatycznym prostym końcem
- Konektor typu T z końcówką LuerSafe® i uszczelniaczem w celu ustabilizowania usztywniacza w odpowiedniej pozycji do cewnika
- Dodatkowy konektor LuerSafe® w zestawach dwuświatłowych stosowany jako zakończenie cewnika
- Unfix mocowanie z pianki do bezpiecznego ufixowania cewnika
- Przezroczysty opatrunek
- Papierowa taśma miernicza

Więcej informacji otrzymasz od swojego lokalnego przedstawiciela Kimal w Polsce:

BILLMED Sp. z o.o.

ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa

Tel: +48 (22) 870 27 52, 870 27 74

Fax: +48 (22) 870 27 76

Email: billmed@billmed.pl

www.billmed.pl

www.kimal.com

© 2020 Kimal PLC. All rights reserved.

Kimal PLC reserve the right to change the specification of its products at any time.

Kimal PLC, Arundel Road, Uxbridge, UB8 2SA.

KIMAL
delivering healthcare innovation