



- Certified Management System
- EN ISO 13485

ascor
MEDICAL EQUIPMENT

www.ascor-med.com.pl



Statywy medyczne systemu AS

Zastosowanie:

Statywy medyczne systemu AS przeznaczone są do mocowania pomp infuzyjnych oraz innych urządzeń medycznych.



Oferujemy system,

który zapewni Państwu możliwość stworzenia dowolnej konfiguracji statywu w zależności od potrzeb.

Elementy naszego systemu to:

- pięcioramienna podstawa
- rura wysoka lub niska
- półka
- uchwyt - rączka
- pojemnik - kosz
- zbiorniczek pomocniczy - zlewka

Statywy systemu AS to:

- stabilność konstrukcji do 17 kg
- funkcjonalność
- estetyka

AS 01



Kolumna statywu w kolorze jasnoszarym, w skład której wchodzi:

AS 01-1

pięcioramienna podstawa jezdna o średnicy 60 cm, z blokadą na dwa kółka wykonane z szarego tworzywa,

AS 01-2

przewodnica rury,

AS 01-3

listwa przyłączeniowa zawierająca 5 gniazd sieciowych i centralny wyłącznik.

AS 02

Rura długa o średnicy 2,5 cm do statywu o wysokości 195 cm, wykonana ze stali kwasoodpornej, polerowanej. Regulacja 160-220 cm. Dwie wersje zwieńczenia rury:

AS 02-1



czteroramienny uchwyt do mocowania tworzywowych pojemników z płynami infuzyjnymi,

AS 02-2



czteroramienny uchwyt do mocowania tworzywowych i szklanych pojemników z płynami infuzyjnymi.

AS 03

Rura krótka o średnicy 2,5 cm do statywów o wysokości 120 cm. Wykonanie - stal kwasoodporna, polerowana.

AS 04



Uchwyt - rączka zalecany głównie do statywów niskich. Ułatwia chorym przemieszczanie się wraz ze statywem. Wykonanie - stal kwasoodporna, polerowana.

AS 06



Półka z ramieniem zabezpieczającym przed zsunięciem. Wymiar standardowy 22 x 32 cm. Inne wymiary realizujemy na życzenie zamawiającego. Wykonanie ze stali kwasoodpornej.

AS 07



Pojemnik - kosz o wymiarach 25 x 20 x 35 cm (z uchyloną pokrywą), mocowany suwliwie do przewodnicy rury. Wykonanie - tworzywo w kolorze jasnoszarym.

AS 08



Zbiorniczek pomocniczy - zlewka, składający się z:

AS 08-1

buteleczek do zlewania płynów przy odpowietrzaniu zestawów infuzyjnych,

AS 08-2

uchwyty mocującego buteleczkę do ramy statywu.