

Stacja dokująca MD

Zastosowania:

Stacja dokująca **MD** służy do wygodnego łączenia pomp strzykawkowych i objętościowych, w jeden zestaw infuzyjny z automatycznym przyłączeniem zasilania sieciowego. Stację można montować do specjalnych statywów lub do pionowych rur mocowanych do ścian.



Charakterystyka:

- prosta obsługa i wysoka niezawodność
- szybkie i wygodne mocowanie pomp w stacji
- możliwość mocowania stacji do pionowych rur lub kolumn medycznych
- możliwość mocowania od 2 do 8 pomp
- możliwość mocowania stacji na statywie
- możliwość szybkiego i wygodnego odłączenia dowolnej pompy ze stacji
- centralne zasilanie pomp ze stacji dokującej
- możliwość zamocowania pojemników z płynami infuzyjnymi

Oferujemy ponadto:

- pompy infuzyjne jednostrzykawkowe **AP14**
- pompy infuzyjne dwustrzykawkowe **AP24+**
- pompy infuzyjne objętościowe (perystaltyczne) **AP31**
- zestawy infuzyjne do pomp AP31P oraz AP31
- podgrzewacze do płynów infuzyjnych i krwi **ANIMEC**
- statywy do pomp infuzyjnych i kroplówek **AS**

Dane techniczne stacji dokującej MD:

Parametry techniczne		
Zasilanie:	210 - 240 V AC, 50/60 Hz	
Bezpiecznik:	2 x 3,15 A, 250 V AC, T, 35 A	
Pobór mocy:	Maksymalnie 110 VA	
Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa:	EN 60601-1 EN 60601-1-2 (EMC) EN 60601-2-24 MDD 93/42/EEC: Klasa I	
Klasyfikacja:	Klasa I, typ BF	
Ochrona przed penetracją czynników zewnętrznych:	IPX2 ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo z góry na obudowę pochyloną pod kątem do 15 stopni	
Warianty stacji MD:	MD-20: obsługa 2 pomp pojedynczych/podwójnych MD-21: obsługa 2 pomp pojedynczych/podwójnych i 1 AP31 MD-40: obsługa 4 pomp pojedynczych/podwójnych MD-41: obsługa 4 pomp pojedynczych/podwójnych i 1 AP31 MD-42: obsługa 4 pomp pojedynczych/podwójnych i 2 AP31 MD-60: obsługa 6 pomp pojedynczych/podwójnych MD-61: obsługa 6 pomp pojedynczych/podwójnych i 1 AP31 MD-62: obsługa 6 pomp pojedynczych/podwójnych i 2 AP31	
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	MD-20: 230 x 440 x 120 mm MD-21: 455 x 450 x 120 mm MD-40: 230 x 855 x 120 mm MD-41: 455 x 865 x 120 mm MD-42: 455 x 865 x 120 mm MD-60: 230 x 1270 x 120 mm MD-61: 455 x 1280 x 120 mm MD-62: 455 x 1280 x 120 mm	
Masa stacji:	MD-20: 1,7 kg MD-21: 2,4 kg MD-40: 3,4 kg MD-41: 4,2 kg MD-42: 4,9 kg MD-60: 5,1 kg MD-61: 5,8 kg MD-62: 6,5 kg	
Wypożazenie dodatkowe:	Mobilny statyw MD-H o podwyższonej nośności (do 35 kg) Wieszak na pojemniki z płynami infuzyjnymi	
Opcje dodatkowe:	Możliwość wyposażenia stacji w uchwyt z zatrzaskiem Możliwość dostarczenia pionowej rury ściiennej z uchwytem	
Warunki pracy urządzenia:		
temperatura otoczenia	+5 ÷ +40°C	
wilgotność względna	20 ÷ 90 %	

dystybutor: