



**SERAG
WIESSNER**

***Implanty GINEKOLOGICZNE,
Narzędzia wielorazowego użytku.***

Katalog 2025

Produkty prezentowane w niniejszym katalogu stanowią tylko część wyrobów z bogatej oferty reprezentowanej przez nas firmy.

Szczegółowe oferty na poszczególne produkty razem z cenami można uzyskać bezpośrednio w biurze naszej firmy.

Z pełną ofertą można również zapoznać się na stronach internetowych producenta oferowanego sprzętu:



* *Serag Wiessner GmbH (DE) - www.serag-wiessner.com*

Dodatkowe informacje oraz
materiały szkoleniowe na portalu video:



www.serag-wiessner.de/service/video-portal/








Wszystkie oferowane wyroby spełniają wymagania systemu gwarancji jakości w zakresie projektowania, produkcji oraz kontroli końcowej poszczególnych produktów zgodnie z załącznikiem II dział 3 Dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej 93/42/EEC dla wyrobów medycznych.

SERASIS® / SERASIS®PA

Taśmy SERASIS® są szczególnie przydatne do leczenia izolowanego wysiłkowego nietrzymania moczu, niewydolności zwieracza wewnętrznego, jak również u pacjentek, operowanych celem rekonstrukcji dna miednicy (np. w leczeniu operacyjnym obniżenia narządów miednicy mniejszej „system SERATOM®”). Taśmy wykonane są z syntetycznych włókien polipropylenowych. Główne włókna składają się z włókien monofilamentowych lub włókien dwu-składnikowych, monofilament powleczoney wchłaniającą warstwą glikolidu i e-kaprolaktonu są odpowiednie do beznapięciowej implantacji. Oprócz standardowego zastosowania załonowego (TVT), szeroki wybór narzędzi chirurgicznych i odmian implantów pozwala na zastosowanie taśmy do zabiegu przezzasłonowego, okołocewkowego lub od ściany tylnej pochwy. Możliwe są również różne drogi dostępu - pochwowa, brzuszna załonowa, zarówno od zewnątrz jak i od strony pochwy.


Włókna mogą być bezbarwne lub barwione ftalocyjaniną (Kolor nr 74160) lub niebieskim rozpuszczalnikiem (Kolor nr 61568).



Symbol	Nazwa	Szt. w opakowaniu	Wielkość porów	Rozmiar	Numer katalogowy
PP - nieabsorbowlalne.					
	SERASIS® MR	3	1 - 3 mm	1 x 45 cm	IS55MR
		1			IS55MR50
PP/PGACL - częściowo absorbowlalne.					
	SERASIS® PA MR	3	1 - 3 mm	1 x 45 cm	IS56MR
		1			IS56MR50
	SERASIS® PA MR ADAPT	3	1 - 3 mm	1 x 45 cm do regulacji	IS58MR
		1			IS58MR50
	SERASIS® PA MR ADAPT JK-Tape	3	1 - 3 mm	0,8 x 45 cm	IS51MR
		1			IS51MR50

Dostęp chirurgiczny	Rodzaj implantu			Dedykowane narzędzia	
Załonowe TVT od strony pochwy do brzucha i odwrotnie	 SERASIS® PP MR IS55MR	 SERASIS® PA MR IS56MR	 SERASIS® PA MR ADAPT JK-Tape IS51MR (reg.)	 SERAPRO® VR IS23 u. A.	 SERASIS® V IS40
	 SERASIS® PA MR ADAP IS58MR (reg.)			 SERAPRO® VT1 IS90 + j.u. sling IS91	
Przezzasłonowe TOT inside-out i outside-in od wewnątrz do zewnątrz i od zewnątrz do wewnątrz	 SERASIS® PP MR IS55	 SERASIS® PA MR IS56MR	 SERASIS® PA MR ADAP IS58MR (reg.)	 SERASIS® TO IS50	 SERASIS® TO XXL IS60

SERATOM® / SERATOM®PA Systemy do naprawy statyki przedniej i tylnej ściany pochwy.




System **SERATOM®** oferuje różne siatki do rekonstrukcji dna miednicy, wraz z odpowiednimi narzędziami chirurgicznymi. Warianty systemu umożliwiają optymalną naprawę obniżenia narządów miednicy mniejszej, zarówno w kompartymencie przednim jak i tylnym. Unikalna makroporowa siatka zapewnia optymalne zawieszenie macicy lub sklepienia pochwy. Wszczepienie siatki **SERATOM®** likwiduje obniżenie i wypadanie, a jednocześnie stabilizując tkanki utrzymuje ich prawidłową statykę. Podtrzymujący implant jest przymocowany do stabilnych struktur w miednicy za pomocą indywidualnie przeprowadzonych i napiętych taśm. Powoduje to anatomicznie prawidłowe, trwałe odbudowanie dna miednicy – co jest ważnym czynnikiem przywrócenia prawidłowej funkcji pęcherza moczowego oraz jelit. Główne włókna składają się z włókien dwuskładnikowych (monofilament powleczoney wchłanialną warstwą glikolidu i e-kaprolaktanu). Procedura produkcyjna pozwala na uzyskanie lekkiej, miękkiej siatki o dużych porach. Przy zminimalizowanej ilości obecnego ciała



4-ro punktowa fiksacja (**SERATOM® A**)




6-cio punktowa fiksacja (**SERATOM® E PA**)






obcego, makroporowa struktura pozwala na dobre przerastanie siatki tkankami. Wszczepiona siatka wykazuje się stałymi właściwościami mechanicznymi in vivo w długim okresie obserwacji. Podstawa siatki i taśmy mocujące produkowane są w sposób jednoczęściowy dzięki czemu kompresja implantu przez tkanki pacjentki rozkłada się równomiernie. W przypadku napięcia, siatka zachowuje swoją trwałość na całej swojej powierzchni. System **SERATOM®** pozwala na wykonanie małoinwazyjnej, beznapięciowej, korekty chirurgicznej z dostępu przezpochwowego. Znajduje on zastosowanie u pacjentek ze wskazaniami do korekty chirurgicznej cystocele (uchyłka pochwowego pęcherza moczowego). Jego zastosowanie nie zależy od obecności i statyki szyjki macicy, jak również system znajduje zastosowanie w operacjach pochwowych z powodu obniżenia lub wypadania narządu rodnego jako jeden z elementów korekty.







Rectocele (**SERATOM® F PA**)



Symbol	Nazwa	Szt. w opak.	Rozm. porów	Baza	Ilość ramion	Dł. ramion	Nr katalogowy
PP/PGACL - częściowo absorbowalne.							
	SERATOM® A PA MR	3	3 x 5 mm	5 x 10 cm	4	20 cm	SN205MR
		1					SN205MR50
	SERATOM® E PA MR	3	2 x 4 mm	6 x 10 cm	4 + 2 flex	20 cm	SN215MR
		1					SN215MR50
	SERATOM® E2 PA MR	3	2 x 4 mm	6 x 10 cm	4 + 2 flex	20 cm	SN217MR
		1					SN217MR50
	SERATOM® F PA MR	3	2 x 4 mm	5,5 x 10 cm	2 + 2 flex	20 cm	SN245MR
		1					SN245MR50
	SERATOM® L PA MR	3	2 x 4 mm	7,5 x 9 cm	2 + 2 flex	20 cm	SN295MR
		1					SN295MR50
	SERATOM® MN PA MR	3	2 x 4 mm	3 x 3 cm	4 + 2 flex	20 cm	SN207MR
		1					SN207MR50


Symbol	Nazwa	Szt. w opak.	Rozm. porów	Baza	Ilość ramion	Dł. ramion	Nr katalogowy
PP/PGACL - częściowo absorbowalne.							
	SERATOM[®] P PA MR	3	2 x 4 mm	4 x 9 cm	4 + 2 flex	20 cm	SN845MR
		1					SN845MR50
	SERATOM[®] K PA MR	3	2 x 4 mm	7,5 x 22cm	6 + 4 flex	20 cm	SN285MR
		1					SN285MR50
	SERATOM[®] K2 PA MR	3	2 x 4 mm	7,5 x 24cm	6 + 4 flex	20 cm	SN287MR
		1					SN287MR50


Dostęp chirurgiczny	Rodzaj implantu			Dedykowane narzędzia	
WYSIŁKOWE NIETRZYMANIE MOCZU					
Przezpochwowy połączony z zaburzeniami statyki	 SERATOM [®] E PA MR SN215MR	 SERATOM [®] P PA MR SN845MR	 SERATOM [®] E2 PA MR SN217MR	patrz zaburzenia statyki narządu rodnego	
CYSTOCELE					
Przezpochwowy z macicą zachowaną i bez macicy; 6-punktowe mocowanie	 SERATOM [®] E PA MR SN215MR	 SERATOM [®] P PA MR SN845MR	 SERATOM [®] A PA MR SN205MR	 SERASIS [®] TO IS50 SERASIS [®] TO XXL IS60 SERASIS [®] TO SL IS70	
	 SERATOM [®] MN PA MR SN207MR	 SERATOM [®] E2 PA MR SN217MR		 SERAPRO [®] VT1 IS90 + j.u. sling IS91 (opcjonalnie nić USP1 SERALEN [®] LN409Y00)	
ENTEROCELE					
Przezpochwowy łączony przezpochwowy oraz laparoskopowy/przebrzuszny (umocowanie krzyżowe)	 SERATOM [®] G2 PA MR SN895MR	 SERATOM [®] P2 PA MR SN875MR		 SERASIS [®] TO IS50 SERASIS [®] TO XXL IS60	 SERASIS [®] V IS40 SERASIS [®] V2 IS80
				 SERAPRO [®] VT1 IS90 + j.u. sling IS91 (opcjonalnie nić USP1 SERALEN [®] LN409Y00)	
REKTOCELE					
Przezpochwowy	 SERATOM [®] L PA MR SN295MR	 SERATOM [®] F PA MR SN245MR	 SERATOM [®] A PA MR SN205MR	 SERASIS [®] V IS40 SERASIS [®] V2 IS80	 SERAPRO [®] VT1 IS90 + j.u. sling IS91
	 SERATOM [®] MN PA MR SN207MR			 SERAPRO [®] ARSD-Ney TTT IS211 SERAPRO [®] ARSD-Ney IS210 dedykowane nici USP0 (SERALEN [®] LN354300)	
ZŁOŻONE USZKODZENIA					
Przezpochwowy	 SERATOM [®] K PA MR SN285MR	 SERATOM [®] K2 PA MR SN287MR	 SERATOM [®] E+F PA MR SN265MR	 SERASIS [®] TO IS50 SERASIS [®] TO XXL IS60 SERASIS [®] TO SL IS70	 SERASIS [®] V IS40 SERASIS [®] V2 IS80
	 SERATOM [®] P+F PA MR SN885MR			 SERAPRO [®] VT1 IS90 + j.u. sling IS91	 SERAPRO [®] ARSD-Ney IS210 SERAPRO [®] ARSD-Ney TTT IS211






SERATEX® / SERATEX® PA

System SERATEX® oferuje różne taśmy i siatki do operacyjnego leczenia dolegliwości w obrębie przepony moczowo-płciowej technikami laparoskopowymi i z dostępu przez pochwowy. Warianty systemu umożliwiają operacyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu jak również optymalną naprawę obniżenia narządów miednicy mniejszej w kompartymencie przednim, tylnym oraz mieszanym.

Siatki i taśmy wykonane są w tej samej technologii co taśmy SERASIS® oraz siatki SERATOM®.



Symbol	Nazwa	Szt. w opak.	Rozm. porów	Baza	Ilość ramion	Nr katalogowy
PP - nieabsorbowlalne.						
	SERATEXM® L MR z igłą HRX-27	3	2 x 2 mm	0,3 x 90 cm	-	STL00401
		1				STL0040150
PP/PGACL - częściowo absorbowlalne.						
	SERATEX® A PA MR	3	2 x 4 mm	2 x 19 cm	-	STA01401
		1				STA0140150
	SERATEX® A2 PA MR	3	2 x 4 mm	1,5 x 50 cm	-	STA01402
		1				STA0140250
	SERATEX® A4 PA MR	3	2 x 4 mm	1,5 x 55 cm	-	STA01404
		1				STA0140450
	SERATEX® B1 PA	3	2 x 4 mm	2 x 15 cm	2 flex	STB01401
		1				STB0140150
	SERATEX® B2 PA	3	2 x 4 mm	2 x 18 cm	-	STB01402
		1				STB0140250
	SERATEX® B3 PA MR	3	2 x 4 mm	4,5 x 26 cm	-	STB01403
		1				STB0140350
	SERATEX® E1 PA	3	2 x 3 mm	5 x 29 cm		STE01001
		1				STE0100150
	SERATEX® E7 PA	3	2 x 3 mm	8 x 29 cm	-	STE01007
		1				STE0100750
	SERATEX® E9 PA	3	2 x 3 mm	8 x 22,5 cm	-	STE01009
		1				STE0100950
	SERATEX® F1 PA	3	2 x 4 mm	4,5 x 28 cm	4 flex	STF01001
		1				STF0100150

Dostęp chirurgiczny	Rodzaj implantu			Dedykowane narzędzia
NIETRZYMANIE MOCZU (WYSIŁKOWE, NAGŁĄCE)				
Kolposuspensja TVC Przezpochwowa kolposuspensja	 SERATEX® L MR STL00401 SlimSling®			 SERASIS® TO XXL IS60
Laparoskopowy	 SERATEX® L MR STL00401 SlimSling® (z zachowaną macicą)	 SERATEX® B1 PA STB01001 (z zachowaną macicą)	 SERATEX® A PA MR STA01401	 SERAPRO® RTD-Ney IS71 (do operacji bilateralnej używany IS72) tylko w połączeniu z SlimSling®
	 SERATEX® B2 PA STB01402	 SERATEX® B3 PA STB01403		
Przezpochwowy z macicą zachowaną i bez macicy; defekt szczytowy	 SERATEX® A2 PA MR STA01402		 SERATEX® A4 PA MR STA01404	 SERAPRO® ARSD-Ney TTT IS211 SERAPRO® ARSD-Ney IS210 dedykowane nici USP0 (SERALEN® LN354300)
CYSTOCELE				
Laparoskopowy	 SERATEX® F1 PA STF01001		 SERATEX® E3 PA STE01003	
DEFEKT CENTRALNY				
Przezpochwowy	 SERATEX® A2 PA MR STA01402		 SERATEX® A4 PA MR STA01404	 SERAPRO® ARSD-Ney TTT IS211 SERAPRO® ARSD-Ney IS210 dedykowane nici USP0 (SERALEN® LN354300)
Laparoskopowy - przezbrzuszny z macicą zachowaną i bez macicy	 SERATEX® L MR STL00401 SlimSling® (z zachowaną macicą)	 SERATEX® B1 PA STB01401 (z zachowaną macicą)	 SERATEX® A1 PA MR STA01401	 SERAPRO® RTD-Ney IS71 (do operacji bilateralnej używany IS72) tylko w połączeniu z SlimSling®
	 SERATEX® B2 PA STB01402	 SERATEX® B3 PA STB01403		
REKTOCELE				
Laparoskopowy	 SERATEX® F1 PA STF01001	 SERATEX® E2 PA STE01002	 SERATEX® E8 PA STE01008	
ZŁOŻONE USZKODZENIA				
Laparoskopowy	 SERATEX® B3 PA STB01403	 SERATEX® E1 PA STE01001		
	 SERATEX® E7 PA STE01007	 SERATEX® E9 PA STE01009		

Parametry techniczne implantów:

Materiał: Główne włókna składające się z włókien dwuskładnikowych (monofilament powleczony wchłaniającą warstwą glikolidu i e-kaprolaktonu). Implanty barwione w celu orientacji (na całej powierzchni lub w postaci pasków) następującymi barwnikami: fiolet D+C nr 2 (CI 60725), błękit ftalocyjanowy (CI 74160) lub pigment czarny 11 (Tlenek żelaza) (CI 77499).

Wykończenie: koronka klockowa (tkana nie zgrzewana) utrwalana w temperaturze 80° C, bez krawędzi ciętych i plastikowych osłonek, produkowana bez dodatku środków chemicznych.

Parametry fizyczne:

- Waga (implant): 0,15 do 1,2 g
- Grubość: 0,20 do 0,50 mm
- Wytrzymałość na rozciąganie przed i po absorpcji dla taśmy dwurzędowej: co najmniej 25 N
- Absorbcja część PGACL: 90-120 dni.
- Metoda sterylizacji: tlenek etylenu,

Wymiary implantu: - patrz tabele.


Częściowa absorbcja:

Wchłanianie PGACL w organizmie zwykle trwa od 90 do 120 dni. W tym czasie następuje przerastanie komórek ciała przez wszczepiony materiał. Pozostała po absorpcji siatka upleciona z bezbarwnych nici z PP jest stabilnym i długotrwałym implantem z cienkich włókien monofilamentowych. Tworzy on niezwykle miękki implant siatkowy, bardzo wygodny dla pacjenta.


W odróżnieniu od innych implantów częściowo wchłaniających oryginalna struktura siatkowa implantów serii **SERATOM® PA**, **SERASIS® PA** i **SERATEX® PA** jest całkowicie zachowana nawet po częściowej absorpcji.

Podczas częściowego wchłaniania implant zmniejsza wagę o około dwie trzecie. Mniej obcego materiału w ciele, ale o wystarczającej wytrzymałości, oznacza większe bezpieczeństwo i tolerancję dla pacjenta.


Porównanie z istniejącymi metodami i produktami potwierdza zalety implantów serii **SERATOM® PA**, **SERASIS® PA** i **SERATEX® PA**.



Struktura włókna przed absorbcją.



Absorbcja zajmuje od 90 do 120 dni.



Po absorpcji pozostają tylko monofilamentowe włókna polipropylenowe.

Korzyści dla lekarza:

- Wysoka sztywność początkowa dla optymalnej obsługi
- Oszczędna małoinwazyjna procedura
- Unikalna stabilność kształtu
- Powieść kompozytowa sprawdzonych materiałów o makroporowatych strukturach dla optymalnego przerastania tkanki
- Hydrofilowa powierzchnia włókien zapewnia lepszą adhezję

Zalety dla pacjenta:

- Zmniejszone ryzyko zakażenia wynikające ze struktury monofilamentowej
- Zminimalizowana obecność ciał obcych
- Anatomicznie dostosowana elastyczność
- Doskonały komfort pacjenta dzięki zoptymalizowanej miękkości

SERASIS® / SERAPRO® Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej.

Specjalnie dobrany kształt jak i zakończenie zostały zaprojektowane we współpracy z wiodącymi ośrodkami specjalizującymi się w operacjach uroginekologicznych. W przeciwieństwie do narzędzi dedykowanych do konkretnych procedur narzędzia serii **SERASIS** i **SERAPRO** mogą być stosowane do dowolnych zabiegów a ich dobór uzależniony jest wyłącznie od preferencji operatora i anatomicznej budowy pacjenta.



Symbol	Nazwa	Opis	Długość robocza	Rozmiar wejścia	Kod produktu
	SERASIS® TO Zestaw	2 prowadnice helikoidalne (Lewa i Prawa)	14,5 cm	4,5 cm	IS50
	SERASIS® TO XXL Zestaw	2 prowadnice helikoidalne (Lewa i Prawa)	14,5 cm	6,5 cm	IS60
	SERASIS® TO SL Zestaw	2 prowadnice helikoidalne (Lewa i Prawa)	16,5 cm	8,5 cm	IS70
	SERASIS® V	1 tuneler	19,0 cm	-	IS40
	SERASIS® V2	1 tuneler	24,0 cm	-	IS80
	SERAPRO® VT1	1 narzędzie	19,0 cm	-	IS90
	SERAPRO® RS	1 sling stalowy	-	-	IS91
	SERAPRO® ARSD-Ney	1 narzędzie	-	-	IS210
	SERAPRO® ARSD-Ney TTT	1 narzędzie	-	-	IS211
	SERAPRO® RTD-Ney	1 narzędzie helikoidalne (Prawe)	25 cm	5,5 cm	IS71
	SERAPRO® RTD-Ney L	1 narzędzie helikoidalne (Lewe)	25 cm	5,5 cm	IS72

UWAGA: Narzędzia wielorazowego użytku **SERASIS® / SERAPRO®** są dostarczane wyłącznie przy zakupie implantów:

- do 15 szt. taśm **SERASIS® / SERASIS® PA** - jedno narzędzie IS40 lub IS50 lub IS60 lub IS70 lub IS80,
- do 15 szt. siatek **SERATOM® / SERATOM® PA** - zestaw dwóch helixów IS50 i IS60 oraz tuneler IS90,
- do 15 szt. taśm **SERATEX® L MR** - jedno narzędzie RTD-Ney IS71 lub IS72.



International-Service Sp. z o.o.

01-523 Warszawa,

ul. Śmiała 1/3 lok 46A

tel: 0-22 869 07 77; 0-22 869 83 87;

fax: 0-22 869 07 79

<http://www.intserv.com.pl>

***e-mail: info@intserv.com.pl
ismedbiuro@gmail.com***