



**MATERIAŁY
ZUŻYWALNE
DO BADAŃ
URODYNAMICZNYCH
i
MANOMETRYCZNYCH**

Katalog - 2025-01

Produkty prezentowane w niniejszym katalogu stanowią tylko część z bogatej oferty wyrobów naszych dostawców.

Z pełną ofertą można zapoznać się na stronach internetowych producentów oferowanego sprzętu i materiałów zużywalnych.

MEDICA * Medica SpA (IT) - www.medica-spa.com
SEAMLESS INNOVATION FOR LIFE QUALITY

FIAB * FIAB SpA (IT) - www.fiab.it

mediplus * Mediplus Ltd (GB) - www.mediplus.co.uk

BEL * BEL Bioengineering Laboratories Srl (IT) - www.bioengineeringlab.com

UWAGA:

Niniejszym informujemy wszystkich zainteresowanych, iż zgodnie z art. 67 pkt 1 „Prawo Zamówień Publicznych” jesteśmy wyłącznym importerm i przedstawicielem na terenie Polski firm „Medica S.p.A.” oraz „Mediplus Ltd.”. International Service sp. z o.o. posiada prawa dystrybutora produktów wyżej wymienionych firm.

Jednocześnie informujemy, że sprzedaż asortymentu w/w firm prowadzona jest wyłącznie do profesjonalnych użytkowników oraz serwisu i przedstawicieli handlowych posiadających autoryzację producenta sprzętu do diagnostyki urodynamicznej.

Wszystkie oferowane akcesoria dostarczane są sterylne w pojedynczych etui pakowane w kartonie lub saszetkach.

Sprzedaż wyłącznie pełnych opakowań zgodnie z ilościami podanymi w katalogu.



Wszyscy wytwórcy oferowanych urządzeń pomiarowych, rehabilitacyjnych i materiałów eksploatacyjnych spełniają wymagania systemu gwarancji jakości w zakresie projektowania, produkcji oraz kontroli końcowej poszczególnych produktów zgodnie z załącznikiem II dział 3 Dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej 93/42/EEC dla wyrobów medycznych.

Spis treści

Cewniki do badań urodynamicznych.	2
Cewniki do cystometrii i pomiaru ciśnienie przepływ (PFS).	3
Cewniki do cystometrii i profilometrii (UPP).	4
Cewniki Rektalne.	5
Zestaw cewników do cystometrii i pomiaru ciśnienie przepływ (PFS).	6
Przewody do pomp infuzyjnych	7
Przetworniki ciśnienia, kopułki.	8
Elektrody do EMG i Elektrostymulacji.	9
Akcesoria do badań urodynamicznych - Linie manometryczne, dreny i inne.	10
Cewniki do manometrii przełyku.	13
Cewniki do manometrii odbytu.	14

Cewniki do badań urodynamicznych.



Cewniki produkowane przez Mediplus wykonane są z medycznego PVC dopuszczonego do stosowania u pacjentów z uczuleniem na Latax. Specjalny materiał gwarantuje łatwe cewnikowanie pacjenta oraz dokonywanie pomiaru ciśnienia przy równoczesnym wypełnianiu pęcherza.

30% przekroju cewnika wykorzystywane jest do transmisji ciśnienia natomiast pozostałe 70% służy wypełnianiu. Taki podział gwarantuje dokładny pomiar ciśnienia i umożliwia uzyskiwanie wysokich prędkości infuzji nawet powyżej 100 ml/min., korzystając z cewnika o znacznie mniejszej średnicy. Układ taki zapewnia większy komfort pacjentowi.

Niektóre cewniki posiadają zintegrowaną linię manometryczną o długości do 200 cm umożliwiającą bezpośrednie podłączenie do przetwornika ciśnienia.

Cewniki są jednorazowego użytku, dostarczane sterylne w pojedynczych etui, pakowane po 10 szt. w kartonie.



Cewniki do badań urodynamicznych oferowane przez firmę Medica S.p.A. zostały zaprojektowane we współpracy z czołowymi urodynamiczami i producentami sprzętu pomiarowego. Do każdego rodzaju procedury urodynamicznej wybrana została najbardziej pasująca konfiguracja cewnika z uwzględnieniem komfortu pacjenta i potrzeb lekarza.

Medica S.p.A. do produkcji cewników stosuje głównie materiał o nazwie PEBAX® ale również stosowane jest medyczne PVC. PEBAX® jest to, kopolimer kwasu polietereowego, biokompatybilny materiał w wysokich właściwościach mechanicznych umożliwiających produkcję cewników z bardzo cienkimi ściankami. Jego wyjątkowo gładka powierzchnia czyni zakładanie cewnika łatwym i bezbolesnym.

Najnowsze technologie produkcji umożliwiły produkcję większości cewników bez **Ftalanów**.

Również wszystkie cewniki i balony nie zawierają **Latexu**.






Cewniki są jednorazowego użytku, dostarczane sterylne w pojedynczych etui, pakowane po 10 szt. w kartonie.






Połączenia LUER cewników są kolorystycznie kodowane:

BEZBARWNY/BIAŁY	Kanał infuzji	Do podłączenia przewodu pompy infuzyjnej
NIEBIESKI	Ciśnienie pęcherzowe	Do podłączenia do przetwornika ciśnienia kanału Pves
ŻÓŁTY	Ciśnienie cewkowe	Do podłączenia do przetwornika ciśnienia kanału Pura
CZERWONY	Ciśnienie śródbrzusze	Do podłączenia do przetwornika ciśnienia kanału Pabd





Cewniki do cystometrii i pomiaru ciśnienie przepływ (PFS).

Numer katalogowy	Ilość kanałów	Średnica cewnika	Długość cewnika	Odległość pomiędzy kanałami		Uwagi.	Materiał cewnika	Opakowanie zbiorcze.
				Pves i Pura	Pves i Inf.			
1BF-8P	1	8 Fr	400 mm				PVC	10 szt.
1PF-5PE	1	5 Fr	180 cm				PVC	10 szt.
1PF-4L PIG	1	4 Fr	400 mm			3xPves Końcówka Pigtail z mandrynem	PEBAX	10 szt.
								
2CYS-6 PIG MBP5661	2	6 Fr	400 mm		60 mm	3xPves Końcówka Pigtail z mandrynem	PEBAX	10 szt.
								
2TIE-8P MBP5481	2	8 FR	400 mm		10 mm	Końcówka Tiemana	PVC	10 szt.
								
2CYS-6	2	6 Fr	300 mm		10 mm		PEBAX	10 szt.
2CYS-6L	2	6 Fr	400 mm		10 mm		PEBAX	10 szt.
2CYS-6P	2	6 Fr	300 mm		10 mm		PVC	10 szt.
MP-5736	2	6 Fr	300 mm		10 mm		PVC	10 szt.
MBP5261	2	6 Fr	400 mm		10 mm		PVC	10 szt.
2CYS-6LE	2	6 Fr	400 mm		10 mm	180 cm	PEBAX + Linia z PVC	10 szt.
MP-5716	2	6 Fr	650 mm		10 mm	130 cm	PVC	10 szt.
2CYS-8PE	2	8 Fr	400 mm		10 mm	180 cm	PVC	10 szt.
MP-5702	2	8 Fr	650 mm		10 mm	130 cm	PVC	10 szt.
MP-5732	2	8 Fr	300 mm		10 mm		PVC	10 szt.
2CYS-8P MBP5281	2	8 Fr	400 mm		10 mm		PVC	10 szt.
2CYS-9	2	9 Fr	400 mm		10 mm		PEBAX	10 szt.
MP-5712	2	10 Fr	650 mm		10 mm	130 cm	PVC	10 szt.

Cewniki do cystometrii i profilometrii (UPP).

Numer katalogowy	Ilość kanałów	Średnica cewnika	Długość cewnika	Odległość pomiędzy kanałami		Uwagi	Materiał cewnika	Opakowanie zbiorcze.
				Pves i Pura	Pves i Inf.			
								
2omni-6	2	6 Fr	400 mm		30 mm		PEBAX	10 szt.
2omni-6NP	2	6 Fr	400 mm		60 mm		PVC	10 szt.
2omni-6N	2	6 Fr	400 mm		60 mm		PEBAX	10 szt.
2omni-8P	2	8 Fr	400 mm		60 mm		PVC	10 szt.
2omni-8PH	2	8 Fr	400 mm	60 mm		Inf=Pura	PVC	10 szt.
MP-5704	2	8 Fr	650 mm		60 mm	inf=Pura	PVC	10 szt.
2omni-9	2	9 Fr	400 mm		60 mm		PEBAX	10 szt.
								
3omni-8P	3	8 Fr	400 mm	60 mm	10 mm		PVC	10 szt.
MP-5704Y	3 (2+inf)	8 Fr	650 mm	60 mm	60 mm	Linia manometryczna 130 cm z konektorem „Y”	PVC	10 szt.
3omni-9	3	9 Fr	400 mm	60 mm	10 mm		PEBAX	10 szt.
3omni-9E	3	9 Fr	400 mm	60 mm	10 mm	2 x linia manometryczna 180 cm	PEBAX + Linie z PVC	10 szt.
3omni-8UP	3	8 Fr	400 mm	60 mm	60 mm		PVC	10 szt.
		Filtr artefaktów na kanale Pura						
								
5PPV-9	5	9 Fr	400 mm	60 mm		5 x linia manometryczna 180 cm	PVC	10 szt.
		Profilometria przestrzenna 3D						

Cewniki Rektalne.

Numer katalogowy	Ilość kanałów	Średnica cewnika	Długość cewnika	Materiał cewnika	Wymiary balonu		Materiał balonu	Opakowanie zbiorcze.
					średnica	długość		
								
1AR-5I	1	5 Fr	300 mm	PVC Linia 180 cm	7 mm	20 mm	POLIZOPREN z prowadnicą	10 szt.
1AR-5TI	1	5 Fr	300 mm	PVC Linia 180 cm	15mm	30 mm	PVC z prowadnicą	10 szt.
								
1AR-5IS	1	5 Fr	300 mm	PVC Linia 180 cm	7 mm	20 mm	POLIZOPREN z prowadnicą i nacięciem	20 szt.
								
1AR-5TC	1	5 Fr		PVC Linia 200 cm	15 mm	30 mm	PVC z nacięciem	10 szt.
								
1AR-12SC	1	12 Fr	300 mm	PEBAX	15 mm	60 mm	POLIZOPREN	10 szt.
 								
2AR-9	2	9 Fr	150 mm	PEBAX	7 mm	20 mm	POLIZOPREN	10 szt.
2AR-9T	2	9 Fr	400 mm	PEBAX	16 mm	30 mm	PVC / POLIZOPREN	10 szt.
2AR-9TM	2	9 Fr	200 mm	PEBAX	10 mm	30 mm	POLIZOPREN	10 szt.
2AR-9TS	2	9 Fr	200 mm	PEBAX	16 mm	30 mm	PVC / POLIZOPREN	10 szt.
2AR-9E	2	9 Fr	150 mm	PEBAX + PVC 180 cm	7 mm	20 mm	POLIZOPREN	10 szt.
2AR-12SM	2	12 Fr	180 mm	PEBAX	11 mm	43 mm	POLIZOPREN	10 szt.
MBP4641	2	12 Fr	300 mm	PVC	15 mm	70 mm	SILICON	10 szt.
2AR-12T	2	12Fr	400 mm	PEBAX	16 mm	30 mm	PVC / POLIZOPREN	10 szt.

Zestaw cewników do cystometrii i pomiaru ciśnienie przepływ (PFS).

Numer katalogowy	Zawartość zestawu pakowana w sterylne wspólny blister.	Opakowanie zbiorcze.
CPS-S-MX	Jednokanałowy cewnik do wypełniania pęcherza 8 Fr - 1BF-8P Jednokanałowy cewnik do pomiaru ciśnienia pęcherzowego 5 Fr - 1PF-5PE Jednokanałowy cewnik rektalny 5 Fr z balonem PCV i prowadnicą - 1AR-5TI	10 szt.
SET PF	Jednokanałowy cewnik do do wypełniania pęcherza 9 Fr z końcówką Tiemana - 1TIE-9 Jednokanałowy cewnik do pomiaru ciśnienia pęcherzowego 5 Fr z końcówką Pigtail - 1PF-4LPIG	10 szt.
CPS-D-6MX	Dwukanałowy cewnik do cystometrii 6 Fr z linią manometryczną - 2CYS-6LE Jednokanałowy cewnik rektalny 5 Fr z balonem PCV i prowadnicą - 1AR-5TI	10 szt.
CPS-D-8MX	Dwukanałowy cewnik do cystometrii 8 Fr z linią manometryczną - 2CYS-8PE Jednokanałowy cewnik rektalny 5 Fr z balonem PCV i prowadnicą - 1AR-5TI	10 szt.
CPS-D-12MX	Dwukanałowy cewnik do cystometrii 6 Fr z linią manometryczną - 2CYS-6LE Dwukanałowy cewnik rektalny 12 Fr z balonem PCV 16x30 mm i linią manometryczną - 2AR-12TE	10 szt.
CPS-D-6MX9	Dwukanałowy cewnik do cystometrii 6 Fr z linią manometryczną - 2CYS-6LE Dwukanałowy cewnik rektalny 9 Fr z balonem PCV 16x30 mm i linią manometryczną - 2AR-9TE	10 szt.
CPS-D-8MX12	Dwukanałowy cewnik do cystometrii 8 Fr z linią manometryczną - 2CYS-8PE Dwukanałowy cewnik rektalny 12 Fr z balonem PCV 16x30 mm i linią manometryczną - 2AR-12TE	10 szt.






Przewody do pomp infuzyjnych

Prawidłowo zaprojektowany przewód pompy infuzyjnej jest ważnym elementem układu pomiarowego przy wykonywaniu badań urodynamicznych, w szczególności odnośnie wypełniania pęcherza przy cystometrii. Przewody są zaprojektowane tak aby współpracowały z odpowiednimi pompami infuzyjnymi, w zależności od modelu aparatu do badań urodynamicznych, zapewniając dostarczanie płynu infuzyjnego z zadaną prędkością.

Wszystkie przewody wyposażone są w obrotowy konektor Luer gwarantujący właściwe połączenie przewodu z cewnikiem.

Przewody są jednorazowego użytku*, dostarczane sterylne w pojedynczych etui, sprzedaż wyłącznie pełnych opakowań.

Przewody nie zawierają latexu.

Numer katalogowy	Producent aparatu (model)	Opakowanie zbiorcze.
UD-LPP-420	ANDROMEDA ms GmbH (wszystkie modele) 	10 szt.
UP-PUMP58	MMS (Libra, Libra Plus, Solar) 	25 szt.
WTP-LT2	MEDICA S.p.A. (SAU) i Lifetech (wszystkie modele) 	25 szt.
MBP1173	Mediwatch/Medtronic/Dantec (wszystkie modele) 	25 szt.
5183 UD-524	Wymienna końcówka do przewodu pompy infuzyjnej z zaworem jednokierunkowym 	UD-524 - 25 szt. 5183 - 20 szt.

Konektor Pacjenta (MP-5183/D00425) jest to krótki przewód wyposażony w zawór jednokierunkowy zaprojektowany tak aby pasował pomiędzy przewód pompy i cewnik.

Konstrukcja konektora zabezpiecza przewód pompy przed cofaniem się płynów z cewnika.

*Korzystanie ze sterylnego jednorazowego zestawu umożliwia stosowanie przewodu pompy do więcej niż jednego badania bez ryzyka dla pacjenta.

Parametry techniczne przewodów:

Nr katalogowy	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Długość całkowita	Materiał
WTP-LT2	Linia doprowadzająca: 2.9 mm Segment pompujący: 3.1 mm.	Linia doprowadzająca: 4.1 mm Segment pompujący: 6.4 mm	Przewód pompy: 3850 mm Segment pompujący: 130 mm	PVC
UD-LPP-420	Linia doprowadzająca: 4.8 mm Segment pompujący: 3.0 mm.	Linia doprowadzająca: 6.8 mm Segment pompujący: 7.0 mm	Przewód pompy: 2780 mm Segment pompujący: 300 mm	PVC
UD-PUMP58	Linia doprowadzająca: 4.8 mm Segment pompujący: 5.0 mm.	Linia doprowadzająca: 6.8 mm Segment pompujący: 8.0 mm	Przewód pompy: 2950 mm Segment pompujący: 245 mm	PVC

Przetworniki ciśnienia, kopułki.

Numer katalogowy	Opis	Opakowanie zbiorcze.
PL4000323	Jednorazowy przetwornik ciśnienia Combitrans	1 szt.
SAU-MD-U	Moduł pomiaru ciśnienia do jednostki SAU - MEDICA (4 kanały ciśnienia)	1 szt.
MD023	Jednorazowe kopułki do przetwornika SAU-MD-U	10 szt.
DPT-6200	Jednorazowy przetwornik ciśnienia CODAN DPT-6200	1 szt.
DPT-9400	Jednorazowy przetwornik ciśnienia CODAN DPT-9400	1 szt.


Modele przetworników ciśnienia.




Przetwornik COMBITRANS



Kopułka MD023



Przetwornik Codan model DPT-6200



Przetwornik Codan model DPT-9400






Elektrody do EMG i Elektrostymulacji.



Numer kat.	Opis	Sensor	Zastosowanie	Typ złącza	Opakowanie zbiorcze.
NF-50-K/W/30	Elektrody ze stałym żelom, podłoże z włókniny, 22x30 mm, z kablem 50 cm	Ag/AgCl	EMG	K3	30 szt.
F9058N	Elektrody ze stałym żelom, podłoże z pianki, 23x30 mm, z kablem 50 cm (kolorowe kable)	SSC	EMG	K3	3 szt.
F9058P	Elektrody ze stałym żelom, podłoże z pianki, śr. 32 mm, z kablem 50 cm pediatryczne	SSC	EMG	K3	3 szt.
F9053N	Elektrody ze stałym żelom, podłoże z pianki, 23x30 mm, z kablem 35 cm	SSC	EMG	K4	30 szt.
PG479/32W	Elektrody ze stałym żelom, podłoże z włókniny, śr. 32 mm z kablem 10 cm	----	ES	K1	4 szt.
PG471/50W	Elektrody ze stałym żelom, podłoże z włókniny, 50 x 50 mm z kablem 10 cm	----	ES	K1	4 szt.
PG879/32W	Elektrody ze stałym żelom, podłoże z pianki, śr. 32 mm z kablem 10 cm	----	ES	K1	4 szt.
PG871/50W	Elektrody ze stałym żelom, podłoże z pianki, 50 x 50 mm z kablem 10 cm	----	ES	K1	4 szt.
PG771/50W	Elektrody ze stałym żelom, podłoże z pianki, 50 x 50 mm z kablem 10 cm (CHS)	----	ES	K1	4 szt.
NL-710-02-SC-12	Elektrody ze stałym żelom, na włókninie pp, 20x28 mm, z kabelkiem 20 cm	Ag/AgCl	EMG	SC	12 szt.
N-00-S/25	Elektrody z ciekłym żelom, podkład z gabki PCV, 22x30 mm,	Ag/AgCl	EMG	S	25 szt.
NF-00-S/12	Elektrody ze stałym żelom, podłoże z „oddychającej” włókniny 22 x 30 mm,	Ag/AgCl	EMG	S	12 szt.
PG479/32	Elektrody ze stałym żelom, podłoże z włókniny, śr. 32 mm	----	ES	S	4 szt.
PG10C	Elektrody z ciekłym żelom, podkład z gabki, śr. 26 mm	SSC	EMG/ES	S	30 szt.
F3001NECG	Elektrody powierzchniowe ze stałym żelom, 13x34 mm	SSC	EMG/ES	Tab	40 szt.
F9019/2R	Adapter gniazdo 2,0 mm do aligator - czerwony		----	----	10 szt.
F9019/2N	Adapter gniazdo 2,0 mm do aligator - czarny		----	----	10 szt.
F9019/2TR	Adapter gniazdo 2,0 mm do zatrzask - czerwony		----	----	10 szt.
F9019/2TN	Adapter gniazdo 2,0 mm do zatrzask - czarny		----	----	10 szt.

Zdjęcie złącza	Kod złącza	Zastosowanie w urządzeniach firm:
	K4 gniazdo 4,0 mm	Medica S.p.A.
	K3 gniazdo 1,5 mm	Andromeda ms GmbH
	K1 gniazdo 2,0 mm	Haynl
	SC pin 0,7 mm	Mediwatch/Medtronic/Dantec
	S zatrzask	MMS, Laborie, Medica S.p.A.


Akcesoria do badań urodynamicznych - Linie manometryczne, dreny i inne.

Numer katalogowy	Opis	Rysunek	Op. zbiorcze
EXT-180	Linia manometryczna 2.5 x 1800 mm, PVC, przezroczysta.		10 szt.
EXT-180B	Linia manometryczna 2.5 x 1800 mm, PVC, Niebieska.		10 szt.
EXT-150TB	Linia manometryczna 1.5 x 2.5 x 1500 mm Przezroczysta niebieskie końcówki luer.		10 szt.
EXT-180Y	Linia manometryczna 2.5 x 1800 mm, PVC, Żółta.		10 szt.
EXT-150TY	Linia manometryczna 1.5 x 2.5 x 1500 mm Przezroczysta żółte końcówki luer.		10 szt.
EXT-180R	Extension Line 2.5 x 1800 mm, PVC, RED.		10 szt.
EXT-150TR	Linia manometryczna 1.5 x 2.5 x 1500 mm Przezroczysta czerwone końcówki luer.		10 szt.
EXT-180/SC3	Linia manometryczna 2.5 x 1800 mm, PVC z kranikiem trójdrożnym.		10 szt.
E34-180	Linia manometryczna 3 x 4 x 1800 mm, PVC, przezroczysta.		10 szt.
SF3	Zestaw do grawitacyjnego wypełniania trzech zewnętrznych przetworników ciśnienia. Zawartość zestawu: • Element łączący dł. 150 cm, z rozgałęzieniem na trzy linie z żeńskimi końcówkami luer. • Linia manometryczna dla kanału Pves. EXT-150TB. • Linia manometryczna dla kanału Pabd. EXT-150TR • Linia manometryczna dla kanału Pura. EXT-150TY • 3 szt. łącznika luer męski/męski.		10 szt.
SC2	Zawór dwudrożny.		50 szt.

Numer katalogowy	Opis	Rysunek	Op. zbiorcze
SC3	Zawór trójdrożny.		50 szt.
QCI SET	Zestaw do perfuzji czterech kanałów ciśnienia, żeńskie końcówki luer.		10 szt.
SCI Set	Dren do perfuzji jednego kanału ciśnienia, żeńskie końcówki luer.		10 szt.
MBP6021	Zestaw do perfuzji dwóch kanałów ciśnienia, żeńskie końcówki luer.		20 szt
MBP6031	Zestaw do perfuzji trzech kanałów ciśnienia, żeńskie końcówki luer.		20 szt.
CAV Set	Zestaw drenów do Cavernosometrii.		10 szt.
NRV	Zawór jednokierunkowy.		50 szt.
M21231	Balon dł. 60 mm, śr. 15 mm		100 szt.

Numer katalogowy	Opis	Rysunek	Op. zbiorcze
M90349	Adapter luer lock męsko/męski. Blister 3 szt.		20 szt.
D00322	Regulator perfuzji do UPP-H2O.		50 szt.
TCI	Rękaw ciśnieniowy.		1 szt.
D00102-20N	Papier termiczny do aparatów Ellipse/Helix szer. 110 dł. 20m, gramatura 80g		9 szt.
D00103-20N	Papier termiczny do aparatów Medica szer. 114 dł. 20m, gramatura 80g		5 szt.

Oferowane cewniki, jeżeli nie zaznaczono inaczej, posiadają otwór centralny otwarty na końcu cewnika. Wszystkie cewniki posiadają markery odległości w centymetrach, markery radiologiczne w miejscu otworów pomiarowych oraz linię prowadzącą korespondującą z kanałem nr 1. Cewniki wyposażone są w numerowane linie manometryczne celem łatwiej identyfikacji kanałów. Złącza LUER są kolorystycznie kodowane w zależności od przeznaczenia cewnika (Niebieskie - przełyk; czerwone - odbyt).



Cewniki są jednorazowego użytku, dostarczane sterylne w pojedynczych etui.

Numer katalogowy	Opis	Średnica [Fr]	Schemat	Opakowanie zbiorcze.
5E-9-100P	5-kanałowy cewnik manometryczny – model pediatryczny. 4-kanały ciśnienia ustawione helikoidalnie w odstępach co 3 cm. Długość całkowita 180 cm	9 Fr		20 szt.
5E-9-100D	5-kanałowy cewnik manometryczny. 4-kanały ciśnienia ustawione helikoidalnie w odstępach co 5 cm. Długość całkowita 180 cm .	9 Fr		20 szt.
9E-12-100A	9-kanałowy cewnik manometryczny. 4-kanały ciśnienia ustawione radialnie co 90° w odległości 3 cm końcówki cewnika. Kolejne 4-kanały ciśnienia ustawione helikoidalnie w odstępach co 5 cm. Długość całkowita 180 cm.	12 Fr		20 szt.
9E-12-100P	9-kanałowy cewnik manometryczny - model pediatryczny. 4-kanały ciśnienia ustawione radialnie co 90° w odległości 3 cm końcówki cewnika. Kolejne 4-kanały ciśnienia ustawione helikoidalnie w odstępach co 3 cm. Długość całkowita 180 cm.	12 Fr		20 szt.

Cewniki są jednorazowego użytku, dostarczane sterylne w pojedynczych etui.



Numer katalogowy	Opis	Średnica [Fr]	Schemat	Opakowanie zbiorcze.
5R-9-100CB	5-kanalowy cewnik do manometrii odbytu – wersja pediatryczna. Długość całkowita 180 cm. Balon Polizoprenowy 7 x 20 mm.	9 Fr		20 szt.
5R-12-100CB	5-kanalowy cewnik do manometrii odbytu. Długość całkowita 180 cm. Balon Polizoprenowy 15 x 60 mm.	12 Fr		20 szt.
5R-12-100KB	5-kanalowy cewnik do manometrii odbytu. Długość całkowita 180 cm. Balon Polizoprenowy 15 x 60 mm.	12 Fr		20 szt.
5R-12-100VB	5-kanalowy cewnik do manometrii odbytu. Długość całkowita 180 cm. Balon Polizoprenowy 15 x 60 mm.	12 Fr		20 szt.
9R-12-100CB	9-kanalowy cewnik do manometrii odbytu. Długość całkowita 180 cm. Balon Polizoprenowy 15 x 60 mm.	12 Fr		20 szt.
9R-12-100VB	9-kanalowy cewnik do manometrii odbytu. Długość całkowita 180 cm. Balon Polizoprenowy 15 x 60 mm.	12 Fr		20 szt.
9R-12-100V	9-kanalowy cewnik do manometrii odbytu. (manometria wektorowa) Długość całkowita 180 cm.	12 Fr		20 szt.
ISCHIA	9-kanalowy cewnik do manometrii odbytu. Długość całkowita 180 cm. Balon z gumy termoplastycznej 20 x 40 mm.	12 Fr		20 szt.



International-Service Sp. z o.o.

01-523 Warszawa,

ul. Śmiała 1/3 lok 46A

tel: 0-22 869 07 77; 0-22 869 83 87;

fax: 0-22 869 07 79

<http://www.intserv.com.pl>

***e-mail: info@intserv.com.pl
ismedbiuro@gmail.com***