

# BONEWAX®

sterylny wosk kostny



**Wosk kostny 3-składnikowy.  
Tamowanie krwawienia z powłok kostnych.**

Wosk kostny **BONEWAX®** został tak zaprojektowany, aby zapewnić szybkie, tamowanie krwawienia w tkance kostnej.

**BONEWAX®** jest kompozycją trzech wysokiej jakości składników:

- | wosku pszczelego,
- | parafiny,
- | palmitynianu izopropylu.

Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować. Wystarczy rozgrzać go w dłoniach chwilę przed nałożeniem.

Wosk kostny **BONEWAX®** zapewnia miejscowe tamowanie krwawienia dzięki działaniu jako bariera mechaniczna (tampon). Nie ma działania biochemicznego.

## ZASTOSOWANIE

Wosk kostny Bonewax jest polecany do wielu procedur chirurgicznych w:

- | traumatologii,
- | ortopedii,
- | operacjach klatki piersiowej,
- | neurochirurgii,
- | chirurgii szczękowo-twarzowej,
- | chirurgii ogólnej,
- | chirurgii plastycznej.

## BEZPIECZEŃSTWO I KORZYŚCI

- | Łatwe i wygodne otwieranie opakowania umożliwiające natychmiastową aplikację.
- | Łatwe formowanie i nakładanie oraz skuteczne usuwanie nadmiaru wosku dzięki miękkiej i plastycznej strukturze.
- | Szybkie tamowanie krwawienia w przeciągu kilku minut.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

| CODE | DESCRIPTION          | UNITS     |
|------|----------------------|-----------|
| BW25 | <b>BONEWAX®</b> 2,5g | Box of 12 |



**Promedica Toruń Sp. z o.o.,**  
87-100 Toruń, POLAND  
Tel./Fax: +48 56 62 30 112  
www.promedica.torun.pl

**BONEWAX®** - registered trade mark by  
Promedica Toruń, Poland



**Healthium Medtech Limited**  
#472-D, 13th Cross, 4th Phase,  
Peenya Industrial Area, Bangalore,  
Karnataka-560058, India  
Email: care@healthiummedtech.com  
Mfg. Lic. No.: MFG/MD/2021/000367



**MEDDEVICES LIFESCIENCES B V**  
Kraijenhoffstraat 137 A, 1018RG  
Amsterdam, Netherlands  
Email: info@meddevices.net  
Phone: +31-202254558.