

NASAL SPONGE®

Skuteczny pooperacyjny tampon donosowy



Tampon donosowy NASAL SPONGE® to gotowy do użycia opatrunek wykonany z rozprężalnej gąbki poliwinylowej, dostępny w trzech wersjach:

- ▲ Gąbka PVA ze sznurkiem,
- ▲ Gąbka PVA ze sznurkiem oraz z rurką silikonową ułatwiającą oddychanie,
- ▲ Gąbka PVA ze sznurkiem oraz gazą hemostatyczną.

Optymalnie dobrana struktura gąbki zapewnia doskonałe właściwości hemostatyczne. Opatrunek dopasowuje się do anatomicznego kształtu jamy nosowej. Nie przykleja się do tkanki, zmniejszając tym samym ewentualne powikłania, takie jak skrzepy lub krwawienie.

Tampon donosowy NASAL SPONGE® z gazą hemostatyczną posiada podwójną funkcję hemostatyczną:

- ▲ Wchłanianie płynów ustrojowych i tworzenie żelu przez zewnętrzną warstwę z gazy hemostatycznej,
- ▲ Krzepnięcie krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy (podczas kontaktu żelu z powierzchnią rany).

ZASTOSOWANIE

- ▲ Krwawienia z nosa i pooperacyjna hemostaza zatoki przynosowej oraz jamy nosowej.

BEZPIECZEŃSTWO I KORZYŚCI

- ▲ Bezpieczny w użyciu, bez występowania skutków ubocznych,
- ▲ szybka hemostaza,
- ▲ zapewnienie wilgotnego środowiska w otoczeniu rany i przyspieszenie procesu gojenia,
- ▲ brak zjawiska przyklejania się tamponu do rany,
- ▲ mniejsze ryzyko wystąpienia urazu wtórnego,
- ▲ łatwość użycia,
- ▲ bezbolesna aplikacja i usunięcie tamponu.

SPOSÓB DZIAŁANIA

- ▲ Zewnętrzna gaza hemostatyczna zamienia się w żel po kontakcie z krwią, uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy.
- ▲ Wewnętrzna gąbka ulega rozprężeniu w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy przez ucisk.
- ▲ Żelowa struktura gazy hemostatycznej zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

KOD PRODUKTU	NAZWA PRODUKTU	OPIS PRODUKTU	ROZMIAR PRODUKTU [CM]	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU
NS1002515GS	NASAL SPONGE®	z gazą i sznurkiem	10 × 2,5 × 1,5	10
NS1002015GS	NASAL SPONGE®	z gazą i sznurkiem	10 × 2 × 1,5	10
NS1001510GS	NASAL SPONGE®	z gazą i sznurkiem	10 × 1,5 × 1	10
NS802515GS	NASAL SPONGE®	z gazą i sznurkiem	8 × 2,5 × 1,5	10
NS802015GS	NASAL SPONGE®	z gazą i sznurkiem	8 × 2 × 1,5	10
NS801510GS	NASAL SPONGE®	z gazą i sznurkiem	8 × 1,5 × 1	10
NS552515GS	NASAL SPONGE®	z gazą i sznurkiem	5,5 × 2,5 × 1,5	10
NS552015GS	NASAL SPONGE®	z gazą i sznurkiem	5,5 × 2 × 1,5	10
NS551510GS	NASAL SPONGE®	z gazą i sznurkiem	5,5 × 1,5 × 1	10
NS1002515S	NASAL SPONGE®	bez gazy, ze sznurkiem	10 × 2,5 × 1,5	10
NS1002015S	NASAL SPONGE®	bez gazy, ze sznurkiem	10 × 2 × 1,5	10
NS1001510S	NASAL SPONGE®	bez gazy, ze sznurkiem	10 × 1,5 × 1	10
NS802515S	NASAL SPONGE®	bez gazy, ze sznurkiem	8 × 2,5 × 1,5	10
NS802015S	NASAL SPONGE®	bez gazy, ze sznurkiem	8 × 2 × 1,5	10
NS801510S	NASAL SPONGE®	bez gazy, ze sznurkiem	8 × 1,5 × 1	10
NS552515S	NASAL SPONGE®	bez gazy, ze sznurkiem	5,5 × 2,5 × 1,5	10
NS552015S	NASAL SPONGE®	bez gazy, ze sznurkiem	5,5 × 2 × 1,5	10
NS551510S	NASAL SPONGE®	bez gazy, ze sznurkiem	5,5 × 1,5 × 1	10
NS802015SA	NASAL SPONGE®	ze sznurkiem i rurką, bez gazy	8 × 2 × 1,5	10
NS452015SA	NASAL SPONGE®	ze sznurkiem i rurką, bez gazy	4,5 × 2 × 1,5	10

Inne rozmiary są również dostępne



Promedica Toruń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, POLAND

tel./fax: +48 56 62 30 112

www.promedica.torun.pl

biuro@promedica.torun.pl