

Tissue-Tek Xpress® x120

System szybkiego przetwarzania tkanek

Specyfikacja



Informacje ogólne

Nazwa i opis	System ciągłego, szybkiego przetwarzania tkanek Tissue-Tek Xpress® x120
Numer artykułu	7722
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	170 x 70 x 162 cm
Masa (pusty)	465 kg
Dedykowane materiały eksploatacyjne	Zestaw odczynników Tissue-Tek Xpress® x120

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe i natężenie prądu	230 VAC $\pm$ 10%, 50/60 Hz, jednofazowe, 13 A
Wymagania dotyczące zasilania	230 VAC $\pm$ 10%, 50/60 Hz, jednofazowe, 20 A

Właściwości środowiskowe

Zakres temperatur roboczych	od +15°C do +35°C
Wilgotność względna podczas pracy	od 30% do 85%, bez skraplania
Robocze względne ciśnienie atmosferyczne	od 70 kPa do 106 kPa
Poziom hałasu (dB)	<65 dB
Zakres temperatury przechowywania	od -10°C do +65°C
Wilgotność względna przechowywania	od 30% do 95%, bez skraplania
Ciśnienie atmosferyczne podczas przechowywania	od 70 kPa do 106 kPa

Eksploatacja

Pojemność ładowania	1 stacja; ciągłe ładowanie do 40 kasetek, co 20 minut
Pojemność rozładunkowa	2 stacje; do 80 kasetek
Przepustowość	Do 120 kasetek na godzinę
Retorta	2 retorty mikrofalowe 2 retorty parafiny
Zbiornik parafiny	2 zbiorniki
Protokoły	2 protokoły (standardowe i rozszerzone)
Czasy protokolowania	Standardowy: 15 minut na retortę Rozszerzony: 30 minut na retortę
Kontrola oparów	Pokrywa, filtr z węglem aktywnym, wentylator wyciągowy i opcjonalne przyłącze wentylacji zewnętrznej

Interfejs użytkownika

Wyświetlacz i klawiatura	Kolorowy ekran dotykowy 10,5cala, pełnowymiarowa klawiatura ekranowa
Interfejs danych	USB

Certyfikaty

Status prawny	(UE) 2017/746 CE IVD, urządzenie klasy A
Zgodność	2011/65/UE (UE) 2015/863 EN IEC 63000:2018

Odwiedź nas na stronie www.sakura.com

Sakura Finetek Poland sp. z o.o., Grójecka Offices,
ul. Grójecka 208, 02-390 Warsaw, Poland

