

Tissue-Tek AutoTEC® a120

System automatycznego zatapiania

Specyfikacja



Informacje ogólne

Nazwa i opis	Tissue-Tek AutoTEC® a120 System automatycznego zatapiania
Numer artykułu	7090
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	120 x 75 x 175 cm
Masa	530 kg
Dedykowane materiały eksploatacyjne	Środki do procesowania/zatapiania Tissue-Tek® Paraform® System kasetek Tissue-Tek® Paraform®

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe i natężenie prądu	230 V AC $\pm 10\%$, jednofazowe, 50/60 Hz, 11 A (ustawienie domyślne) 200 V AC $\pm 10\%$, jednofazowe, 50/60 Hz, 12 A
Wymagane zasilanie	230 VAC $\pm 10\%$, jednofazowe, 50/60 Hz, 20 A (ustawienie domyślne) 200 VAC $\pm 10\%$, jednofazowe, 50/60 Hz, 20 A

Właściwości środowiskowe

Zakres temperatur roboczych	od +15°C do +30°C
Wilgotność względna podczas pracy (bez kondensacji)	od 30% do 80%
Poziom hałasu (dB)	<65 dB
Zakres temperatury przechowywania	od -15°C do +60°C
Wilgotność względna przechowywania (bez kondensacji)	od 30% do 80%

Eksplotacja

Pojemność ładowania	4 stanowiska; ciągłe ładowanie do 4 zasobników po 20 kasetek
Przepustowość	Do 120 bloczków na godzinę
Formy bazowe	8 standardowych kasetek 8 kasetek do biopsji 8 Kasetek do biopsji 13x13
Objętość komory parafinowej	5 l, nawet 1200 bloczków
Czujnik parafiny	Ultradźwiękowy czujnik poziomu

Certyfikaty

Status prawny	(UE) 2017/746 CE IVD, urządzenie klasy A
Zgodność	2011/65/UE (UE) 2015/863 EN IEC 63000:2018

Interfejs użytkownika

Wyświetlacz i klawiatura	15-calowy kolorowy ekran dotykowy, pełnowymiarowa klawiatura ekranowa
Interfejs danych	2 porty USB typu A, 2 porty LAN
Połączenia	Czytnik kodów kreskowych

Odwiedź nas na stronie www.sakura.com

Sakura Finetek Poland sp. z o.o., Grójecka Offices,
ul. Grójecka 208, 02-390 Warsaw, Poland

