

Pincety bipolarne

Pincety bipolarne PREMIUM, prosta

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta



No.	
= 1	0.5 kVp
	max 93 °C
30195-120	max 134 °C

100 %

Rodzaj końcówek	Długość	Długość końcówek	Kształt pincety	Nr kat.
Końcówki 0,2 mm, ostre 	120 mm 185 mm 200 mm	8 mm 8 mm 8 mm	prosta prosta prosta	20195-501 20195-505 20195-510
Końcówki 0,3 – 0,4 mm, cienkie 	120 mm 185 mm 200 mm	8 mm 8 mm 8 mm	prosta prosta prosta	20195-502 20195-506 20195-511
Końcówki 0,5 – 0,7 mm, delikatne 	120 mm 120 mm 185 mm	8 mm 8 mm 8 mm	prosta zagięta, 45° prosta	20195-503 20195-504 20195-507
Końcówki 1 mm, tępe 	185 mm 185 mm 200 mm 200 mm 260 mm	8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm	prosta zagięta, 30° prosta zagięta, 30° zagięta, 30°	20195-508 20195-509 20195-512 20195-513 20195-516
Końcówki 2 mm, tępe 	200 mm 230 mm 260 mm 280 mm	8 mm 8 mm 8 mm 8 mm	zagięta, 30° prosta zagięta, 30° prosta	20195-514 20195-515 20195-517 20195-518

Bipolarne kable przyłączeniowe	Długość	Sztuk	Nr kat.
Standard 	4 m 5 m	1	20196-045 20196-057
International (2-Pin 22 mm) 	4 m 5 m	1	20196-053 20196-061
Martin Standard 	4 m 5 m	1	20196-047 20196-059
Valleylab (2-Pin 28 mm) 	4 m	1	20196-055

Pincety bipolarne

Pincety bipolarne PREMIUM, bagnetowe

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa



No.



= 1







0,5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Rodzaj końcówek	Długość	Długość końcówek	Kształt pincety	Nr kat.
● Końcówki 0,2 mm, ostre 	155 mm 170 mm 200 mm 230 mm 250 mm	8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm	bagnetowe bagnetowe bagnetowe bagnetowe bagnetowe	20195-531 20195-534 20195-560 20195-543 20195-551
● Końcówki 0,3 – 0,4 mm, cienkie 	155 mm 200 mm 230 mm 250 mm	8 mm 8 mm 8 mm 8 mm	bagnetowe bagnetowe bagnetowe bagnetowe	20195-532 20195-536 20195-544 20195-552
● Końcówki 0,5 – 0,7 mm, delikatne 	155 mm 170 mm 200 mm 230 mm 230 mm 230 mm 250 mm 250 mm	8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm	bagnetowe bagnetowe bagnetowe bagnetowe zagięta do góry, 135° zagięta w dół, 135° bagnetowe zagięta do góry, 135°	20195-533 20195-557 20195-537 20195-545 20195-548 20195-550 20195-553 20195-556
● Końcówki 1 mm, tępe 	170 mm 200 mm 230 mm 250 mm	8 mm 8 mm 8 mm 8 mm	bagnetowe bagnetowe bagnetowe bagnetowe	20195-535 20195-538 20195-546 20195-554
● Końcówki 1,2 mm, tępe 	200 mm 200 mm 200 mm 230 mm 230 mm 250 mm	8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm	bagnetowe zagięta w dół, 135° zagięta do góry, 135° bagnetowe zagięta do góry, 135° bagnetowe	20195-539 20195-541 20195-542 20195-547 20195-549 20195-555
● Końcówki 2 mm, tępe 	170 mm 200 mm 230 mm 250 mm	8 mm 8 mm 8 mm 8 mm	bagnetowe bagnetowe bagnetowe bagnetowe	20195-559 20195-540 20195-561 20195-558

Bipolarne kable przyłączeniowe	Długość	Sztuk	Nr kat.
Standard 	4 m 5 m	1	20196-045 20196-057
International (2-Pin 22 mm) 	4 m 5 m	1	20196-053 20196-061
Martin Standard 	4 m 5 m	1	20196-047 20196-059
Valleylab (2-Pin 28 mm) 	4 m	1	20196-055

Pincety bipolarne

Pincety bipolarne CLASSIC, proste

Pincety bipolarne CLASSIC, proste



No.



= 1

0,5 kVp






max 93 °C



30195-011

max 134 °C

100 %

Rodzaj końcówek	Długość	Długość końcówek	Kształt pincety	Zamknięcie	Nr kat.
Końcówki 0,2 mm, ostre 	105 mm	6 mm	prosta	punktowe	20195-019
	105 mm	5 mm	krótko zagięta, 45°	punktowe	20195-022
	105 mm	6 mm	zagięta, 45°	punktowe	20195-023
	165 mm	6 mm	prosta	punktowe	20195-011
	165 mm	6 mm	zagięta, 30°	punktowe	20195-013
	190 mm	6 mm	prosta	punktowe	20195-037
Końcówki 0,3 – 0,4 mm, cienkie 	165 mm	6 mm	zagięta, 30°	punktowe	20195-036
Końcówki 0,5 – 0,7 mm, delikatne 	105 mm	6 mm	prosta	punktowe	20195-020
	105 mm	6 mm	zagięta, 45°	punktowe	20195-021
	150 mm	8 mm	prosta	punktowe	20195-005
	165 mm	5 mm	krótko zagięta, 45°	punktowe	20195-066
	190 mm	5 mm	krótko zagięta, 45°	punktowe	20195-065
Końcówki 1 mm, tępe 	145 mm	10 mm	prosta	punktowe	20195-038
	165 mm	6 mm	prosta	punktowe	20195-010
	165 mm	10 mm	prosta	punktowe	20195-039
	165 mm	6 mm	zagięta, 30°	punktowe	20195-014
	165 mm	6 mm	zagięta, 30°	punktowe	20195-493
	190 mm	10 mm	prosta	punktowe	20195-040
	190 mm	8 mm	prosta	równoległe	20195-000
	190 mm	8 mm	zagięta, 30°	równoległe	20195-001
	190 mm	6 mm	zagięta, 30°	równoległe	20195-490
	225 mm	10 mm	prosta	punktowe	20195-041
Końcówki 2 mm, tępe 	145 mm	10 mm	prosta	punktowe	20195-027
	165 mm	10 mm	prosta	punktowe	20195-028
	190 mm	10 mm	prosta	punktowe	20195-029
	190 mm	6 mm	zagięta, 30°	punktowe	20195-007
	190 mm	6 mm	zagięta, 30°	punktowe	20195-492
	225 mm	10 mm	prosta	punktowe	20195-030
	260 mm	10 mm	prosta	punktowe	20195-110
	300 mm	10 mm	prosta	punktowe	20195-109

Bipolarne kable przyłączeniowe	Długość	Sztuk	Nr kat.
Standard	4 m	1	20196-045 20196-057
	5 m		
International (2-Pin 22 mm)	4 m	1	20196-053 20196-061
	5 m		
Martin Standard	4 m	1	20196-047 20196-059
	5 m		
Valleylab (2-Pin 28 mm)	4 m	1	20196-055

Pincety bipolarne

Pincety bipolarne CLASSIC, zakrzywione i bagnetowe

Pincety bipolarne CLASSIC, zakrzywione i bagnetowe



No.



= 1

0.5 kVp







max 93 °C



30195-011

max 134 °C

100 %

Rodzaj końcówek	Długość	Długość końcówek	Kształt pincety	Zamknięcie	Nr kat.
Końcówki 0,2 mm, ostre 	165 mm	6 mm	zakrzywiona, 160°	punktowe	20195-016 20195-017 20195-008
	165 mm	6 mm	bagnetowa	punktowe	
	190 mm	6 mm	bagnetowa	punktowe	
Końcówki 0,3-0,4 mm, cienkie 	165 mm	6 mm	zakrzywiona, 160°	punktowe	20195-015 20195-033 20195-044 20195-042
	165 mm	6 mm	bagnetowa	punktowe	
	230 mm	6 mm	bagnetowa	punktowe	
	250 mm	6 mm	bagnetowa	punktowe	
Końcówki 0,7 mm, delikatne 	105 mm	6 mm	zakrzywiona, 170°	punktowe	20195-035 20195-164 20195-006 20195-045 20195-043
	190 mm	5 mm	bagn., krótko zagięta w dół, 45°	punktowe	
	190 mm	5 mm	bagn., krótko zagięta w górę, 45°	punktowe	
	230 mm	6 mm	bagnetowa	punktowe	
	250 mm	6 mm	bagnetowa	punktowe	
Końcówki 1 mm, tępe 	165 mm	6 mm	bagnetowa	punktowe	20195-018 20195-494 20195-002 20195-491
	165 mm	6 mm	bagnetowa	punktowe	
	190 mm	8 mm	bagnetowa	równoległe	
	190 mm	6 mm	bagnetowa	punktowe	
Końcówki 1,2 mm, tępe 	190 mm	5 mm	bagn., krótko zagięta w dół, 45°	punktowe	20195-009 20195-026 20195-031 20195-063 20195-167 20195-168 20195-169 20195-032
	190 mm	5 mm	bagn., krótko zagięta w górę, 45°	punktowe	
	230 mm	6 mm	bagnetowa	punktowe	
	230 mm	5 mm	bagn., krótko zagięta w górę, 45°	punktowe	
	230 mm	5 mm	bagn., krótko zagięta w dół, 45°	punktowe	
	250 mm	5 mm	bagn., krótko zagięta w dół, 45°	punktowe	
	250 mm	5 mm	bagn., krótko zagięta w górę, 45°	punktowe	
	250 mm	6 mm	bagnetowa	punktowe	
Końcówki 2 mm, tępe 	190 mm	6 mm	bagnetowa	punktowe	20195-034 20195-495
	190 mm	6 mm	bagnetowa	punktowe	


Bipolarne kable przyłączeniowe	Długość	Sztuk	Nr kat.
Standard	4 m	1	20196-045 20196-057
	5 m		
International (2-Pin 22 mm)	4 m	1	20196-053 20196-061
	5 m		
Martin Standard	4 m	1	20196-047 20196-059
	5 m		
Valleylab (2-Pin 28 mm)	4 m	1	20196-055

Pincety bipolarne

Pincety bipolarne CLASSIC z radełkowanymi okładkami

Pinceta bipolarna Classic, zagięta wg Meusera, końcówki 2,0 mm, tępe, długość 190 mm

według Meusera



No. 20195-101



0.5 kVp

max 93 °C




30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1,1 mm, tępe, długość 190 mm

bez trzpienia przewodzącego



No. 20195-098



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2,2 mm, tępe, długość 190 mm

bez trzpienia przewodzącego



No. 20195-057



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 2,2 mm, tępe, długość 190 mm

bez trzpienia przewodzącego



No. 20195-058



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 2,2 mm, tępe, długość 190 mm

bez trzpienia przewodzącego



No. 20195-059



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 2,2 mm, tępe, długość 240 mm

bez trzpienia przewodzącego



No. 20195-107



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincety bipolarne

Pincety bipolarne CLASSIC z radełkowanymi okładkami

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2,2 mm, tępe, długość 250 mm

bez trzpienia przewodzącego



No. 20195-498



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2,2 mm, tępe, długość 300 mm

bez trzpienia przewodzącego



No. 20195-499



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincety bipolarne

Pincety bipolarne z kanałem irygacyjnym

Pinceta bipolarna z kanałem irygacyjnym, prosta, końcówki 1,5 mm, tępe, długość 200 mm



No. 20195-150



= 1

0.5 kVp

max 95 °C



30195-098

max 138 °C

Pinceta bipolarna z kanałem irygacyjnym, bagnetowa, końcówki 0,5 mm, cienkie, długość 200 mm



No. 20195-151



= 1

0.5 kVp

max 95 °C



30195-098

max 138 °C

Pinceta bipolarna z kanałem irygacyjnym, bagnetowa, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 200 mm



No. 20195-152



= 1

0.5 kVp

max 95 °C



30195-098

max 138 °C

Pinceta bipolarna z kanałem irygacyjnym, bagnetowa, końcówki 0,5 mm, cienkie, długość 230 mm



No. 20195-153



= 1

0.5 kVp

max 95 °C



30195-098

max 138 °C

Pinceta bipolarna z kanałem irygacyjnym, bagnetowa, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 230 mm



No. 20195-154



= 1

0.5 kVp

max 95 °C



30195-098

max 138 °C

Tube set EIP 2 for irrigation forceps, without connecting cable, length 2.8 m



replaces 20325-020

No. 20325-011



= 10



D148285

STERILE EO