



Uchwyty elektrod
monopolarnych



Uchwyty elektrod monopolarnych

∅ 2,4

Uchwyty elektrod jednorazowego użytku (∅ 2,4 mm)

Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskami, elektrodą szpatułkową, kablem przyłączeniowym o długości 3 m



No. 20190-160

= 25

5 kVp

D140175



STERILE EO

Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskami, elektrodą szpatułkową, z futerałem ochronnym, kablem przyłączeniowym o długości 3 m



No. 20190-161

= 25

5 kVp

D140175



STERILE EO

Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskami, elektrodą igłową, kablem przyłączeniowym o długości 3 m



No. 20190-165

= 25

5 kVp

D140175



STERILE EO

Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskami, elektrodą igłową, z futerałem ochronnym, kablem przyłączeniowym o długości 3 m



No. 20190-166

= 25

5 kVp

D140175



STERILE EO

Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskami, elektrodą szpatułkową, kablem przyłączeniowym o długości 5 m



No. 20190-169

= 25

5 kVp

D140175



STERILE EO

Uchwyty elektrod monopolarnych

∅ 2,4

Uchwyty elektrod jednorazowego użytku (∅ 2,4 mm)

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z elektrodą igłową, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, bez futerału ochronnego



No. 20190-117

= 10

4.3 kVp

30190-259



STERILE R

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, z elektrodą szpatułkową, bez futerału ochronnego



No. 20190-106

= 10

4.3 kVp

30190-212



STERILE R

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, z elektrodą szpatułkową, z futerałem ochronnym



No. 20190-107

= 30

4.3 kVp

30190-212



STERILE R

Uchwyt elektrod monopolarnych z przełącznikiem kołowym, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, z elektrodą szpatułkową, bez futerału ochronnego



No. 20190-109

= 10

4.3 kVp

30190-212



STERILE R

Uchwyt elektrod monopolarnych z przełącznikiem kołowym, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, z elektrodą szpatułkową, z futerałem ochronnym



No. 20190-108

= 30

4.3 kVp

30190-212



STERILE R

Adaptery do uchwytów elektrod monopolarnych z wtyczką typu International

Adapter z wtyczką, VIO, ICC, ACC, Standard (MO 9/5 mm), do wtyczek International (3-Pin)



Przyłączenie

standardowe (MO 9/5 mm)

Sztuk

1

Nr. kat

20183-028

Uchwyty elektrod monopolarnych

∅ 2,4

Uchwyty elektrod Premium (∅ 2,4 mm)

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z 2 przyciskami, Standard

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-105



4 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-067



6 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, Standard

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-104



4 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-076



6 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyty elektrod monopolarnych

Ø 4

Uchwyty elektrod Premium (Ø 4 mm)

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z 2 przyciskami, Standard

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-065



4 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-066



6 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, Standard

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-074



4 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-075



6 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-062



4.3 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyty elektrod monopolarnych

Ø 4

Uchwyty elektrod Premium (Ø 4 mm)

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, Standard / International

bez kabla przyłączeniowego



No. 20190-045



= 1

4.3 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Monopolarne kable przyłączeniowe	Przyłączenie	Długość	Sztuk	Nr. kat
Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard, do uchwytu 20190-045	standardowe (MO 9/5 mm) standardowe (MO 9/5 mm)	4 m 5 m	1 1	20192-127 20192-094
Kabel monopolarny, Martin, 4 m, do uchwytu 20190-045	Martin Standard	4 m	1	20192-099
Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, International, 4 m, do uchwytu 20190-045	International	4 m	1	20192-110

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, Standard

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m, z wydłużoną obsadą: 70 mm



No. 20190-090



= 1

2.5 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m, z wydłużoną obsadą: 70 mm



No. 20190-093



= 1

2.5 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyty elektrod monopolarnych

∅ 2,4

Uchwyty elektrod ECO-LINE (∅ 2,4 mm)

Uchwyt elektrod monopolarnych „ECO-LINE” z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie International

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-111



= 1

5 kVp

max 95 °C



30190-255

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „ECO-LINE” z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-112



= 1

5 kVp

max 95 °C



30190-255

max 138 °C

Adaptory do uchwytów elektrod monopolarnych z wtyczką typu International	Przyłączenie	Sztuk	Nr. kat
Adapter z wtyczką, VIO, ICC, ACC, Standard (MO 9/5 mm), do wtyczek International (3-Pin)	standardowe (MO 9/5 mm)	1	20183-028

