

Flex  **Line**
TROLLEYS




... aby uzyskać
Twój materiał
przenośny

Modułowy
system wózków dla logistyki
Twojego oddziału

WIEGAND
switzerland

Budujemy TWÓJ wózek zgodnie z Twoimi życzeniami i wymaganiami

WIEGAND® Wózki FlexLine są zawsze produkowane na zamówienie klienta`prośba s. WIEGAND®
Odpowiada tym samym potrzebom pielęgniarek, lekarzy i pracowników MTÁ, zapewniając optymalne
wózki do ich specyficznych procesów pracy. Zawsze gwarantowana jest wysoka i stała jakość.
zarówno w przypadku prostych „standardowych wózków”, jak i produkcji specjalnych.



Oryginalny WIEGAND®

Jakość wdrożona.
Przyznano właściwe rozwiązanie.






Projekt wózka w technologii CAD tuż obok Twojego biura – dzięki Internetowi

Nasi partnerzy w niemal wszystkich krajach europejskich są również bezpośrednio zintegrowani z WIEGAND®. Procesy realizowane są przez Internet. Projektują z Tobą każdy wózek zgodnie z Twoimi wymaganiami. Lokalny serwis może w każdej chwili dostosować Twoje wózki do nowych potrzeb dzięki obszernym katalogom akcesoriów i części.

Oferujemy 24-miesięczną pełną gwarancję i 10-letnią gwarancję na wady materiałowe i produkcyjne dla WIEGAND® Wózków. Nasze wózki mają żywotność 15 lat lub więcej przy prawidłowym użytkowaniu.

Podstawa każdego WIEGANDA® Wózka FlexLine to lekka i stabilna konstrukcja ze spawanych i malowanych proszkowo rur stalowych. Powłoka zawiera środek Sanitized® Srebro o działaniu antybakteryjnym.

WIEGAND® Wózki FlexLine są dostępne w 7 standardowych szerokościach i 6 standardowych wysokościach. Szuflady i moduły o szerokości 450 lub 600 mm pasują do wszystkich systemów WIEGAND®. Wózki standardowe.



Odporny na zarysowania i wstrząsy

Do pokrycia wózków FlexLine zastosowano odporne, trwałe płyty z żywicy syntetycznej. W przypadku uporczywych plam można zastosować nawet proszek do szorowania. Prosty i estetyczny wygląd WIEGAND® Wózka FlexLine przekonuje.

10 standardowych kolorów – od żywych, świeżych barw po subtelne, jasne odcienie – spełnia większość oczekiwań. Dodatkowo, na zamówienie dostępnych jest ponad 250 kolorów i dekorów specjalnych.



Zdezynfekowany®- roztwór srebra


Jony srebra (dezynfekowane)®srebro) zapobiega rozwojowi bakterii i grzyby. WIEGAND®wózki są wyposażone w nowe Zdezynfekowany®technologia srebrna.

Przegląd spektrum przeciwdrobnoustrojowego

Grupa		Gatunek	Nr kat. szczepu
Bakteria	gram-pozytywny	Gronkowiec złocisty	ATCC 6538
		Streptococcus faecalis	IPP 5855
		Bacillus subtilis	IPP 5262
	gram-negatywny	Escherichia coli	ATCC 11229
		Klebsiella pneumoniae	ATCC 4352
		Odmieniec cudaczny	ATCC 14153
		Pseudomonas aeruginosa	ATCC 15442
		Salmonella choleraesuis	NCTC 10789
		Odmieniec pospolity	ATCC 6896
Drożdże		Candida albicans	ATCC 10231
Grzyby	Kropidlak czarny		EMPA 18
	Trichophyton mentagrophytes		ATCC 9533
	Chaetomium globosum		ATCC 36703
	Trichoderma viride		EMPA 113
	Stachybotris chartarum (atra)		EMPA 402
	Humicola grisea		ATCC 16298

WIEGAND®powierzchnie wózków z wbudowaną dezynfekcją®Srebro zapewnia profilaktykę przez bardzo długi czas, nawet w przypadku trudnych warunków. Podstawą Sanitized®Ochrona przed drobnoustrojami składa się ze starannie przetestowanych substancji, które skutecznie zwalczają bakterie i grzyby. Jednocześnie są one nieszkodliwe dla środowiska i ludzi. Zdezynfekowane®Srebro przerywa dopływ pożywienia do mikroów (bakterii, grzybów itp.), uniemożliwiając tym samym ich rozmnażanie. Szczegółowe testy i dokumentacja potwierdzają skuteczność i wysoką jakość ochrony przeciwdrobnoustrojowej.

W porównaniu do Sanitized®srebrny



Technologia modułowa – Z FlexLine możliwe jest niemal wszystko!

1. ABS TopModul

- Opcjonalnie zamykany
- Opcjonalnie wykonane ze stali nierdzewnej
- Opcjonalnie z Galerią

2. Szuflady (również za drzwiami)

- Wysokość płyt czołowych: 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 mm
- Opcjonalnie blokada szuflady, centralny lub indywidualny system blokowania
- Wiele różnych podziałów i ustawień (strona 22)

3. Ramy rozszerzające z płytami przednimi i bez

- Wytrzymały do 20 kg
- Punkty montażowe co 30 mm
- Wysokości modułów: 50, 100, 200 mm

4. Profil półkowy z funkcją zatrzymania

- Rowki co 30 mm
- Do dystrybucji leków i systemów tygodniowych
- Do tac i koszyków SwissModul
- Do półek

5. Rozmiary kół 75, 100 i 125 mm

- Specjalna mieszanka gumowa zapewniająca cichą pracę
- Opcjonalne uchwyty dystansowe, obracające się swobodnie
- Opcjonalne koła antystatyczne

6. Drzwi


- Płytki 6 mm łączone żywicą, blokowane
- Dostępne różne systemy blokowania
- Opcjonalne drzwi szklane

7. Rozkładana powierzchnia robocza

- Wydłużenie boczne bez utraty wysokości
- Wytrzymały do 12 kg
- Opcjonalne przedłużenie przednie

8. Kompleksowe akcesoria

- Zobacz także akcesoria na stronie 18-21, różne mocowania i okucia



Wózek systemu tygodniowego – utrzymanie ciągłości procesu leczenia

„Warunki przestrzenne w naszym domu seniora są bardzo ograniczone. Oddział jest tak mały, że musiałam przechowywać leki dla pacjentów w szafce w korytarzu. Nowy wózek FlexLine z tygodniowymi zestawami dla całego oddziału nie tylko zapewnia przestrzeń – cała logistyka leków oszczędza mi wiele godzin. Teraz sama przygotowuję leki na cały tydzień i w momencie ich dystrybucji mam przy sobie wszystkie niezbędne materiały. Teraz nawet

»Zdobyć trochę dodatkowego czasu na rozmowę z moimi mieszkańcami.«



FlexLine
TROLLEYS

Nr B10.001
Typ: 45.3A-2F



Nr B10.002
Typ: 41.3-3F



Nr B10.003
Typ: 60.3A-2F



Nr B10.004
Typ: 64.3A-3F





Nr B10.005
Typ: 60.3A-3F

Dla maks. 29 mieszkańców, kompleksowy system z dużym MediDispenserem

- Tacka tygodniowa nr 691 do MediDispensera nr 161 i nr 261 lub Tacka tygodniowa nr 1091 do MediDispensera nr 271 i nr 281
- Boczna, rozszerzalna powierzchnia robocza
- Zamykane drzwi
- Tacka na przybory pielęgniarские i dodatkowe leki

Dla maks. 44 mieszkańców, idealny do wszystkich MediDispenserów średniej wielkości, dostępny z dwóch stron

- Tacka tygodniowa nr 491 z MediDispenserem nr 141 lub Tacka tygodniowa nr 991 z MediDispenserem nr 41, nr 61 lub nr 341
- Drzwi przednie i tylne zamykane na klucz
- Boczna, rozszerzalna powierzchnia robocza



Nr B10.006
Typ: 64.3A-2F



Nr B10.007
Typ: 45.3A-3F

Dla maks. 58 mieszkańców, z małymi MediDispenserami

- Wkładka systemowa do systemów tygodniowych (w zależności od liczby mieszkańców i wybranego MediDispensera)
- Tacka tygodniowa nr 291 z dozownikiem MediDispenser nr 01 lub Tacka tygodniowa nr 1191 z dozownikiem MediDispenser Nr 131 i MediCups
- Taca dystrybucyjna nr 241
- Boczna, rozszerzalna powierzchnia robocza
- Zamykane drzwi
- Taca z przegródkami na przybory pielęgniarские

Projekt oparty na liczbie mieszkańców

Różne wymiary systemów tygodniowych zapewniają mnogość możliwości akomodacji. Do sprawdzonych, małych MediDispenserów dostępne są dopasowane wkładki systemowe. WIEGAND® Oferuje nawet dla dużych oddziałów najlepiej dopasowane wózki. Często duże wózki zaopatrują całą placówkę. Leki wszystkich pensjonariuszy są dzięki temu centralnie zarządzane i rozdysponowywane.

Wózek na leki do leków w blistrach

W domach opieki i domach seniora wzrasta liczba podawanych leków w blistrach. Automatyczne blistrowanie stałych leków doustnych przez apteki zmniejsza liczbę błędów.

te formy galenowe prawie do zera! W przypadku pozostałych leków każdego mieszkańca,

Podzielne tace SwissModul oferują wystarczająco dużo miejsca do przechowywania.



FlexLine
TROLLEYS



Blister-tuba
z BlisterBox



Dosys z
tabletki blistrowe

Gdzie umieszczać leki na żądanie?

Leki pacjenta to nie tylko tabletki, które można blistrować maszynowo. Płyny, plastry transdermalne, maści, strzykawki, tabletki musujące i proszki wymagają dodatkowego miejsca. Elastyczne przegrody tacek SwissModul umożliwiają przechowywanie wszystkich niezbędnych leków.

Dla 20 mieszkańców, idealne do przechowywania leków będących własnością pacjentów

- System BIN dla 20 pacjentów
- Boczna, rozszerzalna powierzchnia robocza
- 3 szuflady na butelki, zapas leków i duże opakowania
- Uchwyt na worek na śmieci, obrotowy
- Zamykane drzwi



Nr B10.008
Typ: 45.3A-3F



Nr B10.009
Typ: 45.3A-3F

Blister-Tolley dla 20 mieszkańców

- 5 tacek SwissModul o wymiarach 450x400x100 mm, zapewniających wystarczająco dużo dodatkowej przestrzeni na leki nieobłożone blistrami
- Boczna, rozszerzalna powierzchnia robocza
- Wygodne, stabilne ramy o pełnym wysuwie
- Półka na tacę dystrybucyjną
- Uchwyt na etykiety do stosowania jako uchwyt na torebki blistrowe na tacach dystrybucyjnych
- Zamykane drzwi

Transport i magazynowanie

W WIEGAND® Wózek FlexLine umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport do 60 opakowań BlisterBox. Oba typy wózków mogą być dostarczane z profilami półkowymi lub z solidnymi i wygodnymi ramami przedłużającymi. Wózki SwissModul są dostępne w różnych rozmiarach: 450 x 400 mm i 600 x 400 mm.

Nr B10.010
Typ: 45.3A-2F



Nr B10.011
Typ: 45.3A-3F



Nr B10.012
Typ: 60.3A-3F



Nr B10.013
Typ: 4545.3-3F



Wózek pielęgniarski – praktyczny towarzysz do wszelkich prac

Zbyt mała liczba personelu i coraz bardziej złożone procesy pracy zmuszają nas do większej wydajności. To jedyny sposób na zapewnienie naszym pacjentom odpowiedniej, profesjonalnej opieki. Do wszelkich obowiązków pielęgniarskich zawsze mam przy sobie wózek Wieganda. W sali chorych wózek jest zawsze wyposażony w świeżo napełniony moduł z szafki. Dzięki temu moduły są dostępne do różnych zadań, takich jak zmiana opatrunków, zakładanie wlewów, pobieranie krwi lub dystrybucja leków.»



FlexLine
TROLLEYS

Nr B10.014
Typ: 45.3A-3F



Nr B10.015
Typ: 34.3A-2F



Nr B10.016
Typ: 45.3A-2F



Nr B10.017
Typ: 31.3AF



Tak elastyczny, jak jego nazwa

WIEGAND®Tace i koszyki SwissModul można umieścić zarówno w wózkach FlexLine, jak i w szafkach Compact-Line. Dzięki temu wózek pielęgniarstwa można szybko wyposażyć w odpowiednie i świeżo wypełnione moduły.

Mały, otwarty wózek pielęgniarstwa

- Boczna, rozszerzalna powierzchnia robocza
- Dozownik do środka dezynfekującego
- Szuflada na instrumenty i przybory
- Szyny do montażu tac i koszy SwissModul (450x400 mm)
- Miejsce na tacę dystrybucyjną nr 241



Nr B10.018
Typ: 45.3A-2F



Nr B10.019
Typ: 31.3AF

Mały, zamknięty wózek pielęgniarstwa

- Boczna, rozszerzalna powierzchnia robocza
- Zamykane drzwi
- Profile półkowe do tac i koszy SwissModul (450x400 mm)
- Miejsce na tacę dystrybucyjną nr 241
- Uchwyt na worek na śmieci, obrotowy



Nr B10.020
Typ: 32.3AF

Otwórz wózek pielęgniarstwa ISO

- Boczna, rozszerzalna powierzchnia robocza
- 6 par szyn do umieszczania tac i koszyków SwissModul (600x400 mm) oraz tabletek z lekami dziennymi dla całego oddziału
- Dostępne są różne podziały i małe pojemniki do układania zawartości tacek



Opieka i dokumentacja bezpośrednio przy pacjencie

Dane pacjenta są wykorzystywane tam, gdzie powstają – bezpośrednio u pacjenta. Oznacza to, że komputer jest obecny praktycznie przy każdym kontakcie z pacjentem. Jednocześnie dla każdego środka pielęgniarstwa różne Materiały i urządzenia są potrzebne na oddziale. Dzięki wózkowi pielęgniarstwo-dokumentacyjnemu pomiary, wyniki i obserwacje można udokumentować natychmiast.




FlexLine
TROLLEYS

Nr B10.021
Typ: 45.3A-2F



Nr B10.022
Typ: 45.3A-3F



Nr B10.023
Typ: 31.3AF



Nr B10.024
Typ: 45.3-2F





Nr B10.029
Typ: 45.3A-2F

Wózek pielęgniarstwo-dokumentacyjny

z platformą na laptopa

- Platforma na laptopa z regulacją wysokości i sprężyną gazową
- Komora na baterię długotrwałą
- Boczna, rozszerzalna powierzchnia robocza
- Szuflada na instrumenty i przybory
- Profile półkowe umożliwiające elastyczne rozmieszczenie tac i koszy SwissModul (450x400 mm)
- Idealny do tacy dystrybucyjnej nr 241
- Zamykane drzwi



Nr B10.030
Typ: 45.3A-3F

Wózek pielęgniarstwo-dokumentacyjny

z szufladą na laptopa

- Zamykana szuflada na laptopa z rozkładaną platformą, medyczną klawiaturą i myszą, komorą na baterię o długiej żywotności
- Boczna, rozszerzalna powierzchnia robocza
- Szuflada na instrumenty i przybory
- Profile półkowe umożliwiające elastyczne rozmieszczenie tac i koszy SwissModul (450x400 mm)
- Idealny do tacy dystrybucyjnej nr 241
- Uchwyt na pudełko na rękawiczki
- Uchwyt na worek na śmieci, obrotowy
- Zamykane drzwi



Nr B10.025
Typ: 45.3A-3F



Nr B10.026
Typ: 53.3A-3F



Nr B10.027
Typ: 53.3A-3F



Nr B10.028
Typ: 60.3-3F

Wózek na oddziały operacyjne, ratunkowe, anestezyjologiczne lub OIOM kiedy „prostota” po prostu nie wystarczy

Czy można zastosować standardowy model, czy wózek należy zbudować według własnego projektu? własne wymagania? Czy koła antystatyczne są konieczne? Jaki materiał ma być w nim zastosowany i jakie akcesoria należy zamontować na zewnątrz? Różnorodność
Możliwości nie zawsze są łatwe do zrozumienia. Planując wózek FlexLine,
doświadczony WIEGAND®doradcy stoją u Twojego boku.



FlexLine
TROLLEYS



Nr B10.031
Typ: 60.3A-2F



Nr B10.032
Typ: 60.3-3F



Nr B10.033
Typ: 4560.3A-2F



Potencjał wolny
kontakty dla OT



Wielogniazdowe
wylot z platformą
oświetlenie



Tor do rur-
i przewód



Zbudowany według Twoich pragnień

Praktyczny wózek anestetyczny FlexLine jest jednym z ulubionych. Często zamawiane są również podwójne wózki na materiały szewne. Montaż inkubatora na wózku dla oddziału porodowego jest równie możliwy, jak podłączenie sprzętu elektrycznego i akcesoriów.

wózek estetyczny

- Platformy dla monitorów
- Wytyki bezpotencjałowe zamocowane na ramie stalowej
- Szafa wielogniazdkowa z przewodem PUR o długości 5 m
- Oświetlenie peronu
- Uchwyt na wlewy, chromowany
- Uchwyt na pudełko na rękawiczki
- Galeria ze stali nierdzewnej
- Powierzchnia robocza rozszerzalna do przodu
- Szufłady w pełni wysuwane, zamykane na klucz
- Szyna systemowa CARBA (do butli gazowych, butli ssących itp.)
- Uchwyt na worek na śmieci, obrotowy
- Uchwyt na pojemniki na odpady niebezpieczne, 2 litry
- Koła antystatyczne



Nr B10.034
Typ: 4560.3A-3F



Nr B10.035
Typ: 60.3A-2F



Nr B10.036
Typ: 60.3A-45F

Mobilne rozwiązania logistyczne i magazyny materiałów ruchomych

Efektywna logistyka stacji zawsze zakłada kompatybilność systemów magazynowych. W centralnym magazynie i na oddziałach. Moduły o standardowych wymiarach ISO stanowią podstawę. Dostępne są wózki o głębokości 600 mm, które mieszczą te moduły. WIEGAND® w różnych rozmiarach i wariantach.



Duży, podwójny rozmiar

Wózek transportowy zgodny z normą ISO

- Profile półkowe do tac i koszy SwissModul (600x400 mm) o wysokości: 50, 100 i 200 mm
- Wysokość: 1965 mm, szerokość: 945 mm, głębokość: 680 mm
- Opcjonalnie bez płyty tylnej
- Opcjonalnie z drzwiami z przodu i z tyłu, zamykanymi na klucz

Otwórz wózek transportowy ISO-Norm

- 8 par szyn do montażu tac i koszy SwissModul (600x400 mm) o wysokości: 50, 100 lub 200 mm
- Uchwyt montowany u góry, zapewniający oszczędność miejsca
- Boczna, rozszerzalna powierzchnia robocza

Mały, otwarty wózek transportowy

- 4 pary szyn do montażu tac i koszy SwissModul (600x400 mm) o wysokości: 50, 100 lub 200 mm

- Uchwyt na worek na śmieci
- Boczna, rozszerzalna powierzchnia robocza



Nr B10.041
Typ: 31.3AT-F

Mobilne Centrum Przygotowywania Leków

- Profile regałowe do elastycznego rozmieszczenia
- Półki na PharmaBoxy i pojemniki
- Powierzchnia robocza rozszerzalna do przodu
- Tace i kosze SwissModul (600x400 mm) w 3 różnych wysokościach, jasnoszare lub przezroczyste
- MediDispenser z lekami na dzień
- Wysokość: 1965 mm, szerokość: 1095 mm, głębokość: 680 mm
- Koła syntetyczne 125 mm Ø

Nr B10.040
Typ: 6040.3-T6F



Nr B10.042
Typ: 4060.3-2F



Nr B10.043
Typ: 60.3A-4F



Nr B10.044
Typ: 4060.3-81-T-U90F



Do każdego zadania pasujący dodatek

Rodzaj oddziału, różne aranżacje, wymagany materiał i różne prace

Procesy definiują wygląd każdego wózka. Dostępna jest szeroka oferta standardowych akcesoriów. W większości przypadków montaż urządzeń i materiałów specyficznych dla danego instytutu jest niemożliwy.

Możliwe jest zastosowanie wózków FlexLine.



1. Zdezynfekowany «Góra», syntetyczna



2. Góra ze stali nierdzewnej



3. Prosta góra, syntetyczny




4. Galeria, stal nierdzewna



5. Regulowana wysokość platformy



6. Nagromadzenie do materiału szewnego



7. Budowa Stal w różnych rozmiarach



8. Platforma do laptopów i monitorów



9. Platforma obrotowa do laptopów i monitorów



10. Szuflada z pełnym wysuwem



11. Rama z pełnym wysuwem ze SwissModul



12. Szuflada na laptopa z baterią i klawiaturą



13. Szuflada z pełnym wysuwem na klisze rentgenowskie



14. Szuflada z pełnym wysuwem do zawieszania teczek



15. Wydłużenie boczne bez wkładki, idealne do tacek



16. Wydłużenie boczne z płytą łączoną żywicą



17. Błat roboczy
rozszerzalny do przodu



18. Przedłużka z płytą
do dużych obciążeń



19. Vario-Boxy
do wieszania teczek



20. Uchwyt na etykietę



21. Montowany od góry
uchwyt



22. Uchwyt na dokumenty



23. Uchwyt na
Filmy rentgenowskie



24. Pojemnik na formularze
z 8 przegródkami



25. Pojemnik na formularze
z 4 przegródkami



26. Uchwyt na formularze
z 3 przegradami



27. Koszyk z małymi pojemnikami,
zamykany na zatrzask



20



40.Ocynkowany
z całkowitym zatrzymaniem



41.Chromowane
z blokadą kierunku



42.Chromowane
z czujnikiem odległości



43.Chromowane,
bez hamulca




44.Syntetyczny
z całkowitym zatrzymaniem



45.Uchwyt na
butle gazowe



46.Uchwyt na tacki,
obrotowy



47.Uchwyt na kroplówki, z
regulacją wysokości



48.Uchwyt na
napary, na Stałę



49.Szyna systemu Carba



50.Dozownik do
środek dezynfekujący



51.Uchwyt na worek na śmieci,
obrotowy




52.Uchwyt na worek na śmieci,
stal nierdzewna



53.Uniwersalny uchwyt z
paskiem



54.Uchwyt na pojemnik
na odpady ryzykowne



55.Movix: uchwyt na pojemnik
na odpady niebezpieczne



56.Uchwyt na
pojemnik na instrumenty



57.Uchwyt na
pudełko na rękawiczki



58.Uchwyt na rękawiczki
mocowany na stelażu



59.Klawiatura z myszką,
zmywalna



60.Uchwyt na butelkę



61.Uchwyt na cewnik

Układ szuflad – ponieważ porządek oszczędza przestrzeń i czas

Dla efektywnej metody operacyjnej ważny jest dobry przegląd i porządek. Zestawy aranżacji pokazane poniżej dają wyobrażenie o niezliczonej liczbie kombinacji.

Opcje z małymi pojemnikami i przegrodami. Wysokość (wymiar wewnętrzny) standardowa

szuflady mają szerokość: 50, 110 i 200mm.

Szerokość szuflad: 45 cm



Zestaw małych pojemników
45,5-S2 Wysokość: 45mm



Zestaw małych pojemników
45,5-S3 Wysokość: 45mm



Zestaw małych pojemników
45,5-S4 Wysokość: 45mm



WIEGAND® Zestaw wkładek
45,5-S6 Wysokość: 45mm



WIEGAND® Zestaw wkładek
45,5-S7 Wysokość: 45mm



Zestaw do podziału H+H
45,5-S13F Wysokość: 55 mm
45,6-S13F Wysokość: 105 mm
45,7-S13F Wysokość: 190 mm



Zestaw do podziału H+H
45,5-S14F Wysokość: 55 mm
45,6-S14F Wysokość: 105 mm
45,7-S14F Wysokość: 190 mm



Zestaw do podziału H+H
45,5-S15F Wysokość: 55 mm
45,6-S15F Wysokość: 105 mm
45,7-S15F Wysokość: 190 mm



Zestaw do podziału H+H
45,5-S16F Wysokość: 55 mm
45,6-S16F Wysokość: 105 mm
45,7-S16F Wysokość: 190 mm



Zestaw do podziału H+H
45,5-S17F Wysokość: 55 mm
45,6-S17F Wysokość: 105 mm
45,7-S17F Wysokość: 190 mm



Zestaw do podziału H+H
45,5-S18F Wysokość: 55 mm
45,6-S18F Wysokość: 105 mm
45,7-S18F Wysokość: 190 mm




Zestaw do podziału H+H
45,5-S19F Wysokość: 55 mm
45,6-S19F Wysokość: 105 mm
45,7-S19F Wysokość: 190 mm



Zestaw pojemników TRESTON
45,6-S22 Wysokość: 82mm



Zestaw pojemników TRESTON
45,6-S23 Wysokość: 82mm



Maty antypoślizgowe zapobiegają przesuwaniu się zawartości szuflad.
przemieszczają i działają jako pochłaniacz hałasu

Szerokość szuflad: 60 cm



Zestaw małych pojemników
60,5-S2 Wysokość: 45mm



Zestaw małych pojemników
60,5-S3 Wysokość: 45mm



Zestaw małych pojemników
60,5-S4 Wysokość: 45mm



Zestaw małych pojemników
60,5-S5 Wysokość: 45mm



WIEGAND® Zestaw wkładek
60,5-S7 Wysokość: 45mm



WIEGAND® Zestaw wkładek
60,5-S8 Wysokość: 45mm



Zestaw do podziału H+H
60,5-S13F Wysokość: 55 mm
60,6-S13F Wysokość: 105 mm
60,7-S13F Wysokość: 190 mm



Zestaw do podziału H+H
60,5-S14F Wysokość: 55 mm
60,6-S14F Wysokość: 105 mm
60,7-S14F Wysokość: 190 mm



Zestaw do podziału H+H
60,5-S15F Wysokość: 55 mm
60,6-S15F Wysokość: 105 mm
60,7-S15F Wysokość: 190 mm



Zestaw do podziału H+H
60,5-S16F Wysokość: 55 mm
60,6-S16F Wysokość: 105 mm
60,7-S16F Wysokość: 190 mm



Zestaw do podziału H+H
60,5-S17F Wysokość: 55 mm
60,6-S17F Wysokość: 105 mm
60,7-S17F Wysokość: 190 mm



Zestaw do podziału H+H
60,5-S18F Wysokość: 55 mm
60,6-S18F Wysokość: 105 mm
60,7-S18F Wysokość: 190 mm



Zestaw do podziału H+H
60,5-S19F Wysokość: 55 mm
60,6-S19F Wysokość: 105 mm
60,7-S19F Wysokość: 190 mm



Zestaw pojemników TRESTON
60,6-S22 Wysokość: 82mm



Zestaw pojemników TRESTON
60,6-S23 Wysokość: 82mm

Nr B10.045
Typ: 45.3A-2F



Wiegand AG
Steinackerstrasse 7
CH-8180 Bülach
Tel.: +41 44 872 74 74
Faks: +41 44 872 74 75
wiegand@wiegand.ch
www.wiegand.ch
www.wiegandsystem.com