




*Śródoperacyjny
monitoring
neurofizjologiczny*

Termo/kriolezja



*Neurochirurgia
Funkcjonalna
Mikrorekording*

*Pomiary
śródmózgowe
ICP, T, $p_{ti}O_2$*



Lupy operacyjne

inomed 

36 miesięcy gwarancji
Futerał do przechowywania
Opaska mocująca
Grawer na futerale i lupach

 **UNIVET**



Galilean

Lupy operacyjne

inomed 

Wizualizacja struktur anatomicznych

Precyzja

Prawidłowa postawa

Profesjonalizm

 UNIVET



Galilean

Jak dobrać lupy operacyjne?

Szklą korekcyjne

Oprawka

Przeznaczenie: powiększenie, ogniskowa

Personalizacja – lupy indywidualne

 UNIVET



Galilean

Szklą korekcyjne – wybór oprawki

inomed 

Klasyczne czy sportowe?


Zapotrzebowanie na wentylację – klasyczne

Zapotrzebowanie na ochronę – sportowe



Galilean

Szklą korekcyjne – zakres korekcji w cenie lupy*



SPHERE

CYLINDER

*Zielone pole: cylindryczne -4.0 ~ +4.0 sferyczne -2.0 ~ +2.0

Niebieskie pole: dopłata

Indywidualny dobór lup chirurgicznych

Do operacji

	Sfera	Cylinder	Oś	Pryzma
Do dali OP	-2.0	-		
OL	-2.0	-		
Do blizy OP				
OL				



Odt. źrenic.....mm 71-72

Szklka..... Oprawa.....
Recepta na okulary 22 x 16

Pomiar pupilometrem

Zdjęcie z ramką

Recepta



Bez szkielek korekcyjnych

Techne

inomed 



TECHNE.WR.GAL

Oprawka: sportowa, caliber 66□15

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0/3.5 Pro HD

Kolor: White Red

inomed 



Galilean

TECHNE.BG.GAL

Oprawka: sportowa, caliber 66□15

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0/3.5 Pro HD

Kolor: Black Green

inomed 



Galilean

TECHNE.WP.GAL

Oprawka: sportowa, caliber 66□15

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0/3.5 Pro HD

Kolor: White Pink

inomed 



Galilean

TECHNE.B.GAL

Oprawka: sportowa, caliber 66□15

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0/3.5 Pro HD

Kolor: **Black Edition**

inomed 



Galilean

TECHNERX.WR.GAL

Oprawka: sportowa, caliber 54□22

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0/3.5 Pro HD

Kolor: White Red

inomed 



Galilean

TECHNERX.BG.GAL

Oprawka: sportowa, caliber 54□22

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0/3.5 Pro HD

Kolor: Black Green

inomed 



Galilean

TECHNERX.WP.GAL

Oprawka: sportowa, caliber 54□22

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0/3.5 Pro HD

Kolor: White Pink

inomed 



Galilean

LOOK & COOL - detale

inomed 



Galilean

LOOK.E.GAL

Oprawka: klasyczna, caliber 52□18

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0 Pro HD

Kolor: Emerald

inomed 



Galilean

LOOK.R.GAL

Oprawka: klasyczna, caliber 52□18

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0 Pro HD

Kolor: Ruby

inomed 



Galilean

COOL.E.GAL

Oprawka: klasyczna, caliber 56□16

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0 Pro HD

Kolor: Emerald

inomed 



Galilean

COOL.R.GAL

Oprawka: klasyczna, caliber 56□16

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0 Pro HD

Kolor: Ruby

inomed 



Galilean

Różnica LOOK – COOL



LOOK



COOL

<



Galilean

ASH - kolorystyka

AsL

inomed 



ASH - detale

ASH

inomed 



ASH.DCR.GAL

Oprawka: klasyczna, caliber 55□17, 53□17

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0/3.5 Pro HD

Kolor: Dark Carbon Red

inomed 



Galilean

ASH.PC.GAL

Oprawka: klasyczna, caliber 55□17, 53□17

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0/3.5 Pro HD

Kolor: Purple Carbon

inomed 



Galilean

ASH.GC.GAL

Oprawka: klasyczna, caliber 55□17, 53□17

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0/3.5 Pro HD

Kolor: Grey Carbon

inomed 



Galilean

ITA - detale



inomed 



ITA.P.GAL

Oprawka: klasyczna, caliber 54□17

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0/3.5 Pro HD

Kolor: Endura Brown

inomed 



Galilean

ITA.D.GAL

Oprawka: klasyczna, caliber 54□17

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0/3.5 Pro HD

Kolor: Midnight Blue

inomed 



Galilean

ITA.G.GAL

Oprawka: klasyczna, caliber 54□17

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0/3.5 Pro HD

Kolor: Green Vespa (Light green/Black)



inomed 

Vespa®



Galilean

ITA.B.GAL

Oprawka: klasyczna, caliber 54□17

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0/3.5 Pro HD

Kolor: **Black Edition**

inomed 

BLACK
EDITION



Galilean

ITA ERGO

Advanced



inomed 



ITA.ERGO.ADVANCED

Oprawka: klasyczna, caliber 56□16

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Ergo

Powiększenie (x): 3.5/4.5/5.7

Kolor: **Black/Green**

inomed 



ONE - detale



Wybór koloru tabliczki pod grawer:



Kolor sage (standard)

Kolor red, wisteria, gold (płatna opcja)

ONE.D.GAL

Oprawka: klasyczna, caliber 55□14

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0/3.5 Pro HD

Kolor: Desert Sage

inomed 



Galilean

ONE.B.GAL

Oprawka: klasyczna, caliber 55□14

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.0/2.5/3.0/3.5 Pro HD

Kolor: **Black Edition**

inomed 

BLACK
EDITION




Galilean

ONE ERGO

Advanced

inomed 



ONE.EA.LE

Oprawka: klasyczna, caliber 55□14


Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Ergo

Powiększenie (x): 3.5/4.5/5.7

Kolor: **Black/Green**

inomed 



AIRX.WR.GAL

Oprawka: uniwersalna, caliber 66□15

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Galileusza

Powiększenie (x): 2.5 Pro HD

Kolor: White Red


inomed 




Galilean

Lupy Galileusza PRO HD

Zwiększona jasność, zmniejszona aberracja chromatyczna



2.5 X
Galilean PRO



2.5 X
Galilean PRO HD

AIRX.WR.GAL

Oprawka: uniwersalna, caliber 66□15

Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Pryzmatyczne

Powiększenie (x): 3.5/4.5/6.0 Ultra HD

Kolor: White Red

inomed 



Lupy operacyjne pryzmatyczne

Szeroki wybór oprawek wg prezentacji

Oprawka: TECHNE, TECHNE RX, ASK, ITA, ONE


Ogniskowa (cm): 30/35/40/45/50

Lupa: Pryzmatyczna

Powiększenie (x): 3.5/4.0/5.0 Ultra HD



Źródło światła Lynx Pro LED - detale



Jasność: 50.000lux, średnica 8.3cm @35cm

Temperatura barwowa 5,700K

CRI-90 – wysoka wartość współczynnika oddawania barw

Blue light compliance – światło LED zgodny z normą IEC 62471:2006

Czas pracy: 10-40h (~9h na pełnej mocy), czas ładowania: 2h (50% pojemności ~5h pracy na pełnej mocy); pojemność akumulatora 7000mAh Li-Ion

Ciężar lampki LED: 15g, ciężar baterii: 169g

Pięciostopniowa regulacja natężenia światła



Uniwersalny uchwyt magnetyczny w komplecie ¹

Dedykowany uchwyt magnetyczny (płatna opcja) ²



Ładowanie z ładowarki smartfonu

Aplikacja do smartfonu (Alexa connect)

24 miesięcy gwarancji



inomed 



Zapraszamy do współpracy!

inomed 



inomed Polska Sp. z o.o.
ul. Bursztynowa 4/D1
83-021 Rokitnica



Tel: 58 351 34 94
Fax: 58 732 78 96
biuro@inomed.com
www.inomed.pl

UNIVET

