



HE
mab

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

HEMAB Polska Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 78/4.29
03-301 Warszawa

www.hemab.pl
biuro@hemab.pl

JUMPER

Opieka zdrowotna z myślą o pacjencie



BROSZURA
PRODUKTOWA

www.jumper-medical.com

STACJONARNY DETEKTOR TĘTNA PŁODU

JPD-200C+



PODGRZEWACZ
ŻELU




FHR



KLINICZNIE
PRZETESTOWANE



OD 9-TEGO
TYGODNIA



BATERIA
W ZESTAWIE



EKRAN TFT

GŁÓWNE CECHY

- Funkcja podgrzewania żelu zapewnia większy komfort ciążarnym.
- Dokładne obliczanie FHR oraz czytelny wyświetlacz z dwoma trybami pracy.
- Wysokoczuła, wymienna sonda, którą można łatwo przechowywać w obudowie urządzenia.
- Wbudowany akumulator umożliwia pracę przez ponad 8 godzin po pełnym naładowaniu.
- Sonda pojedyncza lub podwójna (2,2 MHz lub 3,3 MHz).

CECHY

PODGRZEWACZ ŻELU

Żel może zostać podgrzany do 37–40°C w około 20 minut, zapewniając pacjentkom większy komfort podczas badania.



WYSOKOCZUŁE SONDY

Niezawodne sondy oraz zaawansowane algorytmy zapewniają doskonałą wydajność.



WYSOKA JAKOŚĆ DŹWIĘKU

Wbudowane głośniki o wysokiej wydajności oraz wyjście audio.



SONDA POJEDYNCZA / PODWÓJNA

Odpowiednie dla różnych tygodni ciąży (powyżej 9. tygodnia), bardziej dokładne i efektywne.



2.2
MHZ

Sonda uniwersalna do stosowania na każdym etapie ciąży.




3.3
MHZ


„Sonda pierwszego wyboru” dla wielu klinicystów do badań we wczesnej ciąży.

3,5-CALOWY KOLOROWY WYŚWIETLACZ TFT

Duże, czytelne cyfry i prezentacja krzywych — większa wygoda użytkowania.



Tryb krzywych



Tryb FHR

DWA TRYBY ŁADOWANIA

Ładowanie bezpośrednie / ładowanie poprzez umieszczenie w stacji dokującej.



SPECYFIKACJA

EKRAN
3.5 CALA TFT

ZAKRES POMIARU FHR
50-210 ± 2 BPM

CZĘSTOTLIWOŚĆ
2.2 / 3.3 MHz

TRYB POMIARU
W CZASIE
RZECZYWISTYM

GŁOŚNOŚĆ
REGULOWANA

PERFORMANCE
WARTOŚĆ FHR
GŁOŚNOŚĆ FALI

WYMIARY (mm)
240 x 140 x 165

BATERIA
14.4 V NI-MH

WAGA
1.5 kg