




Bluetooth



USB



Windows



Android

Podręczny Elektrokardiograf

Lekki, szybki i precyzyjny

**ECGMAC
PE-1204**

CECHY URZĄDZENIA:



Obsługa przewodowego i bezprzewodowego zapisu EKG

Lekki i łatwy do przenoszenia, idealny do wizyt domowych. Moduł rejestrujący umożliwia zapis EKG przez USB i Bluetooth. Kompatybilny z systemami Windows i Android.



Jednoczesny zapis 12 odprowadzeń EKG

Obsługuje tryby rejestracji 12-, 9- oraz 6-odprowadzeniowej.



Zaawansowane narzędzia analityczne (Windows)

Wyposażony w precyzyjną linijkę pomiarową, linijkę równoległą, funkcję powiększania zapisu oraz kalibracji przebiegów.



Próbkowanie wstępne

Umożliwia wstępny podgląd przebiegów przed właściwym zapisem dla lepszej kontroli jakości sygnału. Regulowany czas próbkowania wstępnego.



Korekcja odprowadzeń (Windows)


Obsługa korekcji odprowadzeń kończynowych i przedsercowych, co pozwala ograniczyć konieczność ponownego badania w przypadku błędnego podłączenia elektrod.




Wysoka i stabilna jakość sygnału

Zaawansowane filtry eliminują zakłócenia bez zniekształcania krzywej EKG. Technologia przeciwaliasingowa zapewnia wysoką jakość zapisu EKG.

INTERFEJS OPROGRAMOWANIA



Tryb 12 odprowadzeń



Alarm odłączenia elektrody



- ✓ Obsługa długotrwałego przeglądu przebiegów oraz podglądu zapisów i raportów
- ✓ Obsługa eksportu do formatów: PDF, JPEG, BMP, FDA-XML, EM-XML, SCP, DICOM i innych
- ✓ Funkcja listy badań: możliwość automatycznego pobierania danych pacjentów z systemów HIS i PACS, co ogranicza ręczne wprowadzanie danych (opcja)
- ✓ Precyzyjny algorytm analizy EKG, zweryfikowany w europejskiej bazie CSE, wspomagający lekarza w ocenie i interpretacji zapisu
- ✓ Możliwość przysyłania danych EKG do systemu szpitalnego poprzez FTP, DICOM, HTTP i inne standardowe protokoły
- ✓ Obsługa drukarek sieciowych WiFi (opcja)



DOSTĘPNE OPCJONALNIE:
WÓZEK JEZDNY
ORAZ TABLET

O produkcji:

Firma **ECGMAC** od 2009 roku koncentruje się na innowacjach oraz rozwoju urządzeń do **diagnostyki i monitorowania pracy serca**. Obecnie portfolio obejmuje stacjonarne elektrokardiografy wielokanałowe, systemy PC-ECG, przenośne aparaty EKG z Bluetooth i systemy holterowskie (EKG i ABPM).

W ciągu ostatniej dekady ECGMAC uzyskał ponad **50 patentów i praw autorskich** do oprogramowania. Firma posiada certyfikację niemieckiego **TÜV ISO 13485** (wraz z systemem R&D) oraz japońskiego systemu zarządzania jakością, a produkty posiadają zarówno certyfikat **CFDA**, jak i oznakowanie **CE**.

- Akcesoriów do aparatury medycznej
- Sprzętu medycznego
- Usług serwisowych

DANE KONTAKTOWE:



Adres

HEMAB Polska Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 78/4.29
03-301 Warszawa

Telefony

tel. +48 501 279 971
tel. +48 732 750 780

www.hemab.pl • biuro@hemab.pl