

MA 1

Superlekki tester słuchu

MA1 to najmniejsze urządzenie MAICO do szybkiego badania słuchu. Jego smukły design i intuicyjne użytkowanie sprawiają, że badanie jest szybkie i komfortowe. MA1 jest zawsze pod ręką – wszędzie i o każdej porze.

Przegląd funkcji

- Poręczny tester słuchu na przewodnictwo powietrzne
- Łatwa obsługa jedną ręką
- Wyjątkowo lekki
- Częstotliwości testowe: 500, 1000, 2000 i 4000 Hz
- Bodziec tonalny od 15 dB HL do 50 dB HL
- Zasilany bateriami (2 baterie AA)
- Automatyczne wyłączenie
- Słuchawki na przewodnictwo powietrzne - DD45
- Opcjonalne słuchawki na przewodnictwo powietrzne DD65 v2 z izolacją przeciwhałasową



Zastosowania

Zaprojektowany dla pediatrów, lekarzy medycyny pracy i osób zajmujących się przesiewowymi badaniami słuchu u dzieci MA1 jest niezawodnym trzymanym w rękę przesiewowym urządzeniem, które umożliwia szybką i dokładną ocenę stanu słuchu. Jego lekka, przenośna konstrukcja upraszcza codzienne badania w każdym środowisku, wspierając wczesne wykrywanie i skuteczną rehabilitację wad słuchu.

Mały i poręczny

Dzięki swojej superlekkiej konstrukcji MA1 jest na tyle mały, że mieści się w dłoni. To nasz najlżejszy i najbardziej przydatny tester słuchu na przewodnictwo powietrzne. Częstotliwości i natężenie bodźca można zmieniać jedną ręką.

Idealne do szybkich badań

Urządzenie prezentuje czysty ton po kolei do każdego z uszu. Zakres poziomu i bodźca wynosi od 15 do 50 dB HL w skoku co 5 dB. Częstotliwości testowe mieszczą się w zakresie od 500 do 4000 Hz. Urządzenie wyposażone jest w słuchawki na przewodnictwo powietrzne - DD45.

Jeśli MA1 jest używany w hałaśliwym środowisku, zalecamy wybór opcjonalnych słuchawek DD65 v2 izolujących od hałasu zewnętrznego podczas pomiaru.

Wydłużona żywotność baterii

MA1 zasilany jest dwoma bateriami alkalicznymi AA. Urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy jest nieaktywne, i włącza się ponownie po naciśnięciu dowolnego z 7 przycisków.

MA 1 – Elementy i akcesoria



Trzymane w rękę urządzenie MA 1



Słuchawki AC DD45



Słuchawki AC DD65 v2



Torba transportowa



Blok audiogramów

Komponenty i akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu i konfiguracji.



Obejrzyj nasz film szkoleniowy o MA 1

Dowiedz się więcej o innych rozwiązaniach

easyTonee

Szybka i łatwa
audiometria tabletowa



ERO•SCAN

Łatwe w użyciu przenośne
urządzenie OAE



Kontakt globalny:

MAICO Diagnostics GmbH
Sickingenstr. 70 -71 · 10553 Berlin · Niemcy
tel.: +49 (30) 70 71 46-50
e-mail: sales@maico.biz ·
www.maico-diagnostics.com

Dystrybutor w Polsce:

Audiofon Matyja Sp. k.
ul. Aliancka 6
53-014 Wrocław
tel: 71 388 22 80
kom: 885 550 409
e-mail: handel-maico@audiofon.pl
www.audiofon.com.pl