



MA 28

Audiometria AC i BC w wersji
przenośnej

MA 28 – Przenośny audiometr przesiewowy z AC i BC

MA 28 z przewodnictwem powietrznym i kostnym jest idealnym urządzeniem do badania słuchu – niezależnie od tego, czy pracujesz w klinice, czy w terenie. MA 28 zaprojektowany został tak, by mimo swoich niewielkich wymiarów i ciężaru być urządzeniem wytrzymałym. Zintegrowany uchwyt i schowek ułatwiają transport, jednocześnie chroniąc wszystkie niezbędne do badania słuchu akcesoria. Zgodny z normami IEC 60645-1, Typ 3/ANSI S3.6, Typ 3, MA 28 zapewnia wiarygodne i precyzyjne wyniki badań.

Funkcje na pierwszy rzut oka:

- Audiometria powietrzna i kostna
- Kompaktowy i przenośny, ze zintegrowanym uchwytem i schowkiem na akcesoria
- Duży kolorowy wyświetlacz dla łatwej obsługi
- Automatyczny test Hughsona-Westlake'a
- Wewnętrzna baza danych przechowuje dane 500 pacjentów (3500 wyników)
- Opcjonalna drukarka termiczna
- Opcjonalne oprogramowanie MAICO Sessions PC



Powstała, by ułatwić przesiewowe badania słuchu

Firma MAICO Diagnostics została założona w 1937 roku przez Lelanda A. Watsona, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu lekarzy na wiarygodne, naukowe narzędzie do oceny stanu słuchu.

Od samego początku naszą misją było tworzenie dokładnych, łatwych w użyciu urządzeń i testów do badania słuchu.

Testuj sprzęt, który wspiera wczesne wykrywanie ubytków słuchu i poprawia jakość życia ludzi na całym świecie.

Zastosowania



Audiologia / laryngologia / kliniki

Audiometria czystego tonu jest ważna w wykrywaniu ubytków słuchu zarówno u małych i starszych dzieci, jak i osób dorosłych.. MA 28 ułatwia badania w różnych grupach wiekowych, pozwalając klinicyście usiąść blisko pacjenta, tworząc komfortowe środowisko i wspierając zarówno badania przewodnictwa powietrznego, jak i kostnego. Umożliwia to dokładną diagnozę przewodzeniowych i czuciowo-nerwowych ubytków słuchu, a tym samym wczesną interwencję. Szybkie wykrycie problemów ze słuchem wspiera zdrowy rozwój dzieci i pomaga starszym osobom zachować możliwość komunikowania się z otoczeniem, więzi społeczne oraz jakość życia, jednocześnie zmniejszając ryzyko izolacji i pogorszenia funkcji poznawczych, a w konsekwencji demencji.

Medycyna pracy

Wczesne wykrycie ubytku słuchu jest kluczowe dla pracujących w hałaśliwym środowisku. Regularne badania słuchu w ramach programów zdrowia w pracy pomagają zapobiegać trwałym uszkodzeniom i chronić dobrostan pracowników. Dzięki MA 28 specjaliści mogą przeprowadzać niezawodną, spójną i efektywną ocenę stanu słuchu na miejscu – wspierając wczesną interwencję, skuteczne monitorowanie zdrowia słuchu oraz zapewniając zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w miejscu pracy.



MA 28 – Cechy i zalety



Pełny zakres opcji badania tonalnego

Umożliwiający pomiary AC i BC, MA 28 jest idealnym towarzyszem specjalisty w badaniach słuchu w pełnym standardowym zakresie częstotliwości. Dzięki wielu opcjom bodźców i maskowaniu dostępnym za pomocą jednego przycisku, MA28 może sprostać potrzebom każdego klinicysty. Dostępny zakres natężenia bodźca to -10 dB HL do 110 dB HL dla przewodzenia powietrznego oraz -10 do 80 dB HL dla przewodnictwa kostnego.

Audiometria w terenie

Zabierz MA 28 wszędzie, gdzie jest Ci potrzebny. Przenośna, lekka obudowa z wbudowanym uchwytem i schowkiem chroni MA 28 i akcesoria podczas podróży – nie jest potrzebna dodatkowa torba transportowa.



Tradycja spotyka nowoczesność

Duży kolorowy wyświetlacz LED i klasyczne pokrętki sprawiają, że wybór częstotliwości i poziomu bodźca są proste i komfortowe – wszystko, co robisz podczas badania jest szybkie i intuicyjne. Wybierz między audiogramem, tabelą lub prezentacją numeryczną – w zależności od tego, co najlepiej odpowiada Twojemu sposobowi pracy.

MA 28 – Cechy i zalety



Dostosowane do Ciebie

Dzięki szerokiej gamie ustawień konfigurowalnych MA 28 łatwo dostosowuje się do indywidualnych stylów przeprowadzania badania. Regulowane parametry wspierają spersonalizowane protokoły, szybsze przejścia skracają czas badania, a selektywna regulacja częstotliwości pozwala skoncentrować się na badaniu – zapewniając płynną i efektywną pracę.

Wewnętrzna baza danych

MA 28 posiada wewnętrzną bazę danych zdolną do przechowywania do 500 dokumentacji pacjentów, co wydatnie usprawnia pracę i pozwala na szybki dostęp do wyników pacjentów bezpośrednio z urządzenia, minimalizując potrzebę pobierania danych zewnętrznych. W razie potrzeby zapisane wyniki można łatwo przenieść do oprogramowania MAICO Sessions PC lub wydrukować je za pomocą drukarki termicznej.

Zarządzanie danymi

Dokumentowanie wyników badań jest w przypadku MA 28 bardzo wszechstronne. Wybieraj między użyciem drukarki termicznej 3", która łatwo łączy się i drukuje wyniki na koniec sesji badania, a naszym intuicyjnym oprogramowaniem do przesyłania danych - MAICO Sessions. MAICO Sessions umożliwia łatwą wizualizację pomiarów audiometrycznych i zarządzanie nimi. Uprość sobie pracę z MA 28 podłączając się do komputera, aby szybko wyeksportować PDF lub eksportować pliki XML.



MA 28 – Komponenty, akcesoria i oprogramowanie



Urządzenie MA 28



Słuchawki AC
DD45



Słuchawki BC B71 lub
B81



Słuchawki AC
DD65 v2



Obejrzyj nasze
filmy o MA 28



Przycisk
odpowiedzi
pacjenta



Drukarka
termiczna HM-
E300



Błoczek audiogramów



Oprogramowanie
na PC - MAICO
Sessions

Komponenty i akcesoria mogą różnić się w zależności od regionu i konfiguracji.



Dowiedz się więcej o innych urządzeniach MAICO

MA 42



Dwukanałowy audiometr
diagnostyczny

touchTymp



Intuicyjna tympanometria
z ekranem dotykowym



MAICO Diagnostics GmbH
Sickingenstr. 70 - 71 · 10553 Berlin · Niemcy
Tel.: +49 30 / 70 71 46-50
sales@maico.biz · www.maico.biz

Dystrybutor w Polsce:
Audiofon Matyja Sp. k.
ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław
tel.: 71 388 22 80, kom: 885 550 409
handelmaico@audiofon.pl

