

Profesjonalne rozwiązania
w zakresie
urządzeń medycznych

CUFFIX

Automatyczna regulacja
ciśnienia mankietu i pomiar



PREZENTACJA CUFFIX

Cuffix został zaprojektowany w celu wskazywania i regulacji ciśnienia wewnątrz mankietu rur intubacyjnych oraz rur tracheotomijnych przy użyciu sterowania pasywnego. **PIERWSZE** zautomatyzowane urządzenie do ciągłego pomiaru i regulacji ciśnienia w mankiecie.



- ✓ Ciągłe monitorowanie 24/7 i automatyczna regulacja
- ✓ Automatyczne utrzymywanie zakresu 20–30 cm H₂O
- ✓ Dokładność pomiaru 3 cm H₂O
- ✓ Do użytku przez jednego pacjenta (brak zakażeń krzyżowych)
- ✓ Wskaźnik LED z kodem kolorystycznym
- ✓ Urządzenie zasilane baterią, działające do 10 dni
- ✓ Minimalne wymagania szkoleniowe dla personelu

OBSZARY APLIKACJI CUFFIX



**OIOM i intensywna
terapia**

Zapobieganie VAP u
pacjentów wentylowanych
mechanicznie z
wykorzystaniem
protokołów opartych na
dowodach naukowych



Anestezjologia

Postępowanie
przedoperacyjne i
pooperacyjne oraz
wsparcie w
rekonwalescencji pacjenta

WYRÓŻNIENIE NA RYNKU



Rozwiązanie do automatycznej regulacji i pomiaru ciśnienia w mankiecie



Innowacyjna technologia oparta na dowodach klinicznych



Łatwy w obsłudze dla personelu pielęgniarskiego oddziałów intensywnej terapii, wymagający minimalnego szkolenia



Kompleksowe wsparcie wraz z materiałami szkoleniowymi dla personelu



Pełna zgodność z przepisami (CE MDR, ISO 13485)

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Klasyfikacja wyrobów medycznych

Wykorzystywane jednorazowo, niesterylne urządzenie aktywne klasy I, przeznaczone do stosowania na oddziałach intensywnej terapii i w anestezjologii

System jakości ISO 13485:2016

Międzynarodowy certyfikat zarządzania jakością gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność

Zgodność z rozporządzeniem CE MDR

Ustalono zgodność z rozporządzeniem Unii Europejskiej 2017/745

Join Airway Medix On The Journey



OFICIALNY DYSTRYBUTOR POLSKA:

Rafał Gołębiewski (Axis Pro Kinga Gołębiewska)

☎ 501 661 551 | ✉ biuro@axispro.com.pl

POLSKA (Centrala)

Airway Medix S.A.
ul. Szara 10
00-420 Warszawa

NIEMCY (Oddział)

Airway Medix Germany GmbH
Bahnhofstr. 33
75305 Neuenbürg

