



UNIT LARYNGOLOGICZNY ST-E600

ST-E600 to zaawansowany i kompleksowo wyposażony unit laryngologiczny (laryngologiczno-otolaryngologiczny), zaprojektowany z myślą o profesjonalnej diagnostyce oraz zabiegach w obrębie głowy i szyi. Urządzenie idealnie sprawdzi się w nowoczesnych gabinetach lekarskich, klinikach otolaryngologicznych oraz na oddziałach szpitalnych. Łączy w sobie ergonomiczną konstrukcję, niezawodność oraz pełną integrację systemów podciśnienia i nadciśnienia pod kontrolą mikroprocesora.



- 1. Elegancki i higieniczny design:** Główny blat roboczy (wraz z dodatkowym biurkiem do pisania) został wykończony luksusowym szkłem, które jest wyjątkowo łatwe w dezynfekcji i odporne na substancje chemiczne.
- 2. Zaawansowane sterowanie:** Intuicyjny system sterowania oparty na mikrokomputerze ułatwia codzienną pracę lekarza i pozwala na szybką obsługę zintegrowanych funkcji.
- 3. Kompletny system zasilania:** Wbudowany kompresor (pompa dodatkowego ciśnienia) oraz wydajna pompa próżniowa (ujemnego ciśnienia) gwarantują stabilne działanie pistoletów natryskowych i ssących.
- 4. Organizacja przestrzeni pracy:** Konstrukcja unitu posiada wbudowane podgrzewacze, uchwyty na endoskopy, pojemniki na zużyte narzędzia oraz odpady, co pozwala utrzymać nienaganny porządek i sterylność w miejscu pracy.

Wyposażenie standardowe:

- Luksusowy szklany blat roboczy połączony z ergonomicznym biurkiem
- Pistolety natryskowe (spray) – 3 szt. (2 proste, 1 zakrzywiony)
- Pistolet przedmuchowy – 1 szt.
- Pistolet ssący (ssak) – 1 szt.
- Podgrzewacz do krtaniokrtani / lusterek krtaniowych
- Nowoczesna lampa zabiegowa LED do doświetlania pola zabiegowego
- Wbudowane źródło zimnego światła LED
- Negatoskop do przeglądania klisz rentgenowskich
- System tac narzędziowych (2 szt.), butli medycznych (2 szt.), kubków na pęsety (4 szt.) oraz pojemników na watę (3 szt.)
- Zintegrowany pojemnik na zanieczyszczone narzędzia oraz wbudowany kosz na odpady
- Wbudowany pojemnik/tuleja na endoskopy
- Zaawansowany układ odprowadzania wydzielin (system zrzutu) z systemem ostrzegania
- Ergonomiczny i komfortowy taboret lekarski

Wyposażenie opcjonalne (możliwość personalizacji):

- Luksusowy, w pełni regulowany fotel pacjenta ST-E280
- Zaawansowany system wizualizacji: kamera endoskopowa (1CCD/3CCD), profesjonalny monitor medyczny LCD 15", komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem laryngologicznym, drukarka oraz światłowód
- Zewnętrzne, mocne źródło światła ksenonowego lub LED
- Szeroki wybór endoskopów sztywnych: otoskopy (0°/30°), rinoskopy (0°/30°), laryngoskopy (70°/90°)
- Czołowa lampa diagnostyczna LED (lampa nagłowna)
- System płukania ucha ze stałą temperaturą wody

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie: 220-240V, 50/60Hz
- Ciśnienie ssania: 0 ~ 0.07 MPa (regulowane)
- Ciśnienie kompresora: 0.15 MPa ~ 0.35 MPa
- Pojemność zbiornika na wydzielinę: 2500 ml
- Certyfikacja: CE, ISO, Zgodność z dyrektywami medycznymi

Fotel laryngologiczny ST-E280

1. 3 kolory do wyboru
2. Regulacja wysokości: 450-600 mm
3. Obrót ręczny 180°
4. Nośność 250 kg
5. Podłokietnik regulowany ręcznie o 90°, wysokość poduszki pod głowę regulowana i przesuwana

Funkcje: siedzisko regulowane w górę i w dół, oparcie regulowane w zakresie 90-180 stopni
Podnóżek można unieść o 90 stopni, a fotel można obracać o 180 stopni w lewo i w prawo

Wymiary: 880x620x1180 mm



Waga:
115
kg



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

1. System Obrazowania i Dokumentacji Medycznej:

- **Kamera Endoskopowa Full HD:** Profesjonalna kamera medyczna umożliwiająca podgląd na żywo oraz rejestrację zabiegów.
- **Monitor Medyczny LCD:** Montowany na zintegrowanym ramieniu, zapewniający lekarzowi i pacjentowi wyraźny obraz pola zabiegowego.
- **System Zarządzania Danymi:** Komputer z dedykowanym oprogramowaniem do archiwizacji zdjęć i filmów z badań endoskopowych.

2. Optyka i Diagnostyka Specjalistyczna:

- **Zestaw Sztywnych Endoskopów:**
 - Otoskop (0° / 2.7 mm lub 4 mm)
 - Sinuskoop (0°, 30°, 70° / 4 mm)
 - Laryngoskop (70°, 90° / 8 mm)
- **Mikroskop Operacyjny:** Wysokiej klasy mikroskop montowany do unitu, niezbędny przy precyzyjnych zabiegach mikrochirurgicznych w obrębie ucha.

3. Funkcje Komfortu i Higieny:

- **Automatyczny System Płukania Uszu:** Z termostatyczną regulacją temperatury wody (utrzymywanie stałych 37°C), co minimalizuje dyskomfort pacjenta.
- **Dodatkowe Źródła Światła:** Możliwość montażu drugiego niezależnego źródła zimnego światła (Xenon lub LED).
- **Luksusowa Tapicerka:** Możliwość wyboru koloru oraz materiału obicia fotela (np. skóra ekologiczna o podwyższonej odporności).

Specjalistyczne Fotele:

- **Fotel Pacjenta o zwiększonym udźwigu:** Z funkcją pełnego rozłożenia do pozycji leżącej (funkcja Trendelenburga).
- **Taboret Lekarski:** Ergonomiczne krzesło dla operatora z regulacją w wielu płaszczyznach, dopasowane stylistycznie do unitu.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI:

- **Blat Marmurowy:** Opcjonalne wykończenie blatu naturalnym marmurem, zwiększające prestiż gabinetu i trwałość powierzchni.

Unit laryngologiczny Suntem ST-E600 to synonim ergonomii i najwyższej jakości wykonania, gwarantujący wysoki komfort pracy lekarza oraz maksymalne bezpieczeństwo i wygodę pacjenta.