

Oko w centrum uwagi



VISIOFFICE X⁺

Precyzyjne pomiary wspierane
sztuczną inteligencją.



Nowy wymiar wysokiej personalizacji¹

Aby w pełni wykorzystać zalety nowoczesnych konstrukcji soczewek, wraz z rozwojem innowacji optycznych niezbędna staje się precyzja ich dopasowania.

Cyfrowe systemy pomiarowe zapewniają bardziej dokładne wyniki niż narzędzia manualne¹, ponieważ uwzględniają rzeczywiste warunki oraz codzienne zachowania wzrokowe pacjenta, dostarczając optymalne i spersonalizowane rezultaty.



Visioffice® X+ to wieża do wideocentracji optycznej nowej generacji, podnosząca standard pomiarów wykonywanych w salonie.

Stworzone do wykonywania precyzyjnych, spersonalizowanych i unikalnych² pomiarów w ciągu kilku sekund, uwzględniających miliardy kombinacji konkretnych soczewek, tak aby okulary były wyjątkowo dopasowane do użytkownika³. Nie chodzi jedynie o zmianę estetyki – Visioffice® X+ zapewnia pełniejsze wykorzystanie technologii, większą precyzję oraz wyższy poziom satysfakcji zarówno dla właściciela salonu, jak i jego klientów.



¹Varilux – Poradnik soczewek progresywnych, 2025.

²Wyłączność dotyczy produktów, pomiarów i technologii objętych patentami, których właścicielem jest Essilor®.

³Ponad miliard miliardów możliwych kombinacji wynikających z wielu parametrów indywidualizacji: kształtu i dopasowania oprawy, korekcji, eyecode (położenia środka obrotu gałki ocznej), oka dominującego oraz widzenia z bliska.

1. Korzystaj z idealnej wydajności w swojej codziennej pracy

Autoboxing wspomagany sztuczną inteligencją

Visioffice® wprowadza pierwszą wieżę wspomaganą sztuczną inteligencją, obsługującą funkcję Autoboxing. Funkcja ta automatycznie wykrywa oczy i oprawy oraz natychmiast mierzy wymiary soczewek, dzięki czemu centrowanie staje się szybsze, płynniejsze i niezawodne.

Zwiększanie wydajności

Usprawnij przepływ pracy, skracając czas konfiguracji nawet o 33% oraz minimalizując błędy pomiarowe i liczbę zwrotów soczewek.

Efektywność, która oszczędza czas: ogranicz liczbę zadań wykonywanych ręcznie i uprość czynności po pomiarach, aby móc w pełni skupić się na kliencie.



Redukcja błędów

Zwiększona precyzja dzięki zastosowaniu wsparcia sztucznej inteligencji w procesie dopasowania soczewek, co ogranicza ryzyko poprawek i zwrotów.

Optymalizacja przepływu zadań

Wykonuj pomiary bezpośrednio przy stanowisku obsługi salonu, aby skrócić czas oczekiwania klientów i poprawić wydajność w godzinach szczytu.



2. Osiągnij najwyższy poziom precyzji

Zapewnij wysoce spersonalizowane soczewki² dzięki wyjątkowym³ parametrom Essilor®.

Visiooffice® to jedyne narzędzie w swojej kategorii, które umożliwia rzeczywiste, trójwymiarowe pomiary dokładnej pozycji środka obrotu gałki ocznej w technologii Eyecode®⁴.

Moduł H3D określa naturalną postawę klienta podczas patrzenia w dal, umożliwiając optymalizację spersonalizowanych pomiarów dla dowolnego typu soczewki.




Zachowanie związane z widzeniem w blizy⁵ to protokół pomiarowy stosowany wyłącznie w przypadku soczewek Varilux®, umożliwiając wyjątkową⁶ personalizację soczewki, uwzględniając wzrokowe potrzeby klienta w zakresie widzenia z bliska.

Łatwe przechodzenie do widzenia w blizy⁷

Brak dyskomfortu widzenia podczas długich czynności wykonywanych w blizy

Pole widzenia w blizy poszerzone o nawet 25%⁸



3. Zmień jakość cyfrowego doświadczenia klienta

Dzięki obrotowi o 360°, Visiooffice® X+ stawia człowieka w centrum uwagi.

Dzięki wskazówkom głosowym, interaktywnym wyświetlaczom i dynamicznej zawartości cyfrowej Visiooffice® X+ zapewnia płynne, intuicyjne i realne zorientowanie na doświadczenie klienta.

Spraw, by każda interakcja zapadała w pamięć.

Ulepsz obsługę klienta dzięki wciągającym treściom o wartości dodanej, które podkreślają korzyści płynące z personalizacji soczewek.

Ożyw ofertę soczewek i powłok Essilor® dzięki przyciągającym wzrok materiałom wizualnym zaprojektowanym do użytku w salonie.



Design i funkcje, które zmieniają wizytę w salonie w wyjątkowe doświadczenie.

- Pełnowymiarowe lustro zapewniające elegancji, nowoczesny wygląd
- Zaawansowana kamera
- Wbudowane głośniki zapewniające immersyjny dźwięk
- Wskazówki głosowe dostępne w ponad 30 językach
- Głęboka czerrz zwiększająca wrażenie estetyczne w salonie
- Odświeżony design wieży zapewniający współczesną, wyrazistą estetykę



¹ Essilor Brandbook, 2024. ² Ponad miliard miliardów możliwych kombinacji wynikających z licznych parametrów indywidualizacji: kształtu i dopasowania oprawy, korekcji, eyecode (położenia środka obrotu gałki ocznej), oka dominującego oraz widzenia z bliska. ³ Wyłączność dotyczy produktów, pomiarów i technologii objętych patentami należącymi do Essilor®. ⁴ Varilux - Przewodnik soczewek progresywnych, Cyfrowe urządzenia do pomiarów, 2025. ⁵ Dostępne wyłącznie w przypadku Varilux® XR track, XR 4D, XR Pro oraz Physio® extensee™ track. ⁶ Dostępna wyłącznie w salonach oferujących innowacyjne soczewki Essilor® kompatybilne z cyfrowym urządzeniem pomiarowym Essilor Instruments. ⁷ Wyniki oparte na badaniach konsumenckich przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach przez Eurosyn we Francji: w 2022 r. na grupie 73 użytkowników soczewek progresywnych (seria Varilux® XR™) oraz w 2024 r. na grupie 57 użytkowników soczewek progresywnych (Varilux® Physio® extensee™ track). ⁸ Symulacje przeprowadzono z uwzględnieniem czynności związanych z widzeniem w blizy, porównując Varilux® XR series™ z Varilux® Physio® extensee™; wyniki zależne od indywidualnych zachowań wzrokowych pacjentów. Symulacje wewnętrzne Działu Badań i Rozwoju Essilor z lat 2022 i 2024.

Specyfikacja techniczna

Akcesoria

Klipsy Essilor®



Tablet 4D



Smartfon H3D+



Pomiary spersonalizowane

Parametry dopasowania

Rozstaw źrenic obuoczny
i jednooczny w widzeniu w dali

Wysokość montażu w widzeniu
w dali

Odległość Vertex (ELD, Eye Lens
Distance)

Kąt pantoskopowy

Kąt krzywizny oprawy

Parametry wyłączone

Środek obrotu gałki ocznej (ERC)

Kąt nachylenia głowy

Oko dominujące

Zachowanie wzrokowe w blizy

Dodatkowe parametry

Odległość czytania

Skuteczna średnica soczewki

Wysokości segmentów

Kształt soczewki

Symulowany rozstaw źrenic
w widzeniu z bliska

Specyfikacja sprzętu

Wymiary (szer.*gł.*wys.)

Lustro: 630,9 × 630,9 × 2069,7 mm

Rozdzielczość kamery:

1184,5/1922 mm

Ciężar

100,34 kg

Kolory

Czarny



ESSILOR POLONIA
ul. Annopol 17
03-236 Warszawa

W miarę wprowadzania udoskonaleń
informacje i dane zawarte w niniejszej
prezentacji produktu nie mają charakteru
wiążącego i mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia. Najnowsza
wersja jest dostępna u przedstawicieli
handlowych Essilor Instruments.

© Essilor International – wrzesień 2025 r.

