

CONTANO 2S



Łóżko rehabilitacyjne CONTANO przeznaczone jest do ogólnej pielęgnacji, rehabilitacji i rekonwalescencji chorych.

Konstrukcja łóżka **Contano 2S** wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną lub montowaną na stałe (opcja) kratką stalową. Regulacja oparcia pleców dokonywana dźwignią umieszczoną pod leżem, przy pomocy sprężyny gazowej. Przechyły Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga dokonywane dźwignią umieszczoną pod leżem w sekcji nożnej, przy pomocy sprężyn gazowych. Szczyty łóżka wykonane z rur pokrytych powłoką niklowo-chromową, wypełnione wkładem z płyty tworzywowej, wodoodpornej, dwustronnie laminowanej. Układ jezdny stanowią cztery koła blokowane centralnie, w tym jedno z blokadą kierunkową (standard) lub indywidualnie (opcja). Przed uderzeniami łóżko zabezpieczają krążki odbojowe oraz listwy ochronne. W narożnikach leża tuleje do mocowania wyposażenia dodatkowego.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Wymiary leża	2000 x 900 mm	Kąt przechyłu Trendelenburga	0 - 15°
Wymiary zewnętrzne	2130 x 950 mm	Kąt przechyłu anty-Trendelenburga	0 - 12°
Wysokość leża	550 mm	Kąt odchylenia oparcia pleców	0 - 75°