

CONTANO 4S



Łóżka rehabilitacyjne przeznaczone są do ogólnej pielęgnacji i leczenia pacjentów. Stanowią podstawę wyposażenia sal chorych oraz oddziałów rehabilitacyjnych..

Konstrukcja łóżka **Solido 4S** wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Leże czterosegmentowe, wypełnione odejmowaną kratką stalową lub montowaną na stałe (opcja). Regulacja segmentu oparcia pleców i uda dokonywana dźwignią umieszczoną pod leżem, przy pomocy sprężyn gazowych. Sekcja podudzia regulowana ręcznie systemem zapadkowym. Szczyty łóżka wykonane z rur pokrytych powłoką niklowo-chromową, wypełnione wkładem z płyty tworzywowej, wodoodpornej, dwustronnie laminowanej. Układ jezdny stanowią cztery koła blokowane indywidualnie lub centralnie (opcja). Przed uderzeniami łóżko zabezpieczają krążki odbojowe oraz listwy ochronne (opcja). W narożnikach leża tuleje do mocowania wyposażenia dodatkowego.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Wymiary leża	2000 x 900 mm	Kąt odchylenia oparcia pleców	0-70°
Wymiary zewnętrzne	2130 x 950 mm	Kąt odchylenia oparcia uda	0-45°
Wysokość leża	550 mm		