

SOLIDO 2S



Łóżka rehabilitacyjne przeznaczone są do ogólnej pielęgnacji i leczenia pacjentów. Stanowią podstawę wyposażenia sal chorych oraz oddziałów rehabilitacyjnych.

Konstrukcja łóżka **Solido 2S** wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Leże dwusegmentowe, wypełnione odejmowaną kratką stalową lub montowaną na stałe (opcja). Regulacja segmentu oparcia pleców dokonywana dźwignią umieszczoną pod leżem, przy pomocy sprężyny gazowej. Szczyty łóżka wykonane z rur pokrytych powłoką niklowo-chromową, wypełnione wkładem z płyty tworzywowej, wodoodpornej, dwustronnie laminowanej. Układ jezdny stanowią cztery koła blokowane indywidualnie lub centralnie (opcja). Przed uderzeniami łóżko zabezpieczają krążki odbojowe oraz listwy ochronne (opcja). W narożnikach leża tuleje do mocowania wyposażenia dodatkowego.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Wymiary leża	2000 x 900 mm	Kąt odchylenia oparcia pleców	0-70°
Wymiary zewnętrzne	2130 x 950 mm		
Wysokość leża	550 mm		